



Artikelnummer 1000021286



## Slips, ABENA Slip, M3, blauer Farbcode, Premium

- ✓ Hochleistungskern mit Top-Dry-Technologie
- ✓ 360° Auslaufsperrern, die ein Auslaufen rundum verhindern
- ✓ Lycrafäden für optimale Passform
- ✓ Nässeindikator mit Skala
- ✓ Unterstützt gesundes Hautgleichgewicht



### Produktbeschreibung

ABENA Slip ist unser Premium-Sortiment mit atmungsaktiven, anatomisch geformten Inkontinenzwindeln für mittlere bis schwere Inkontinenz. Der Hochleistungskern mit Top-Dry-Technologie sorgt für eine schnelle Flüssigkeitsaufnahme und eine trockene Oberfläche. Eine Kombination aus verschiedenen Auslaufbarrieren (sichtbar und unsichtbar) und Lycrafäden bieten einen 360-Grad-Auslaufschutz. Diese Produktspezifikationen helfen die Haut zu schützen und das natürliche pH-Gleichgewicht der Haut zu erhalten. Das Geruchskontrollsystem minimiert unangenehme Gerüche. Die hochwertigen, dehnbaren Klettverschlüsse sorgen für einen optimalen Sitz und eine einfache Repositionierung. Der Nässeindikator mit Skalierungsskala führt den Benutzer und den Pfleger zum Produkt mit dem richtigen Absorptionsgrad und erleichtert den Produktwechsel. Die dermatologisch getesteten Produkte wurden mit dem Nordic Swan Ecolabel ausgezeichnet.



### Produktspezifikationen

Produktbezeichnung	Slips
Marke	ABENA
Produktserie	Slip
Größe	M3
Farbe	Weiß
Besonderheiten	Blauer Farbcode
Material	ECF-Fluff, elastisches Kombiband, PE, atmungsaktives, textilähnliches Material (BTBS), Elastan, Vliesstoff, PP, Harz, SAP
Länge/Tiefe	820 mm
Breite	670 mm
Hüftumfang	70-110 cm
Toleranz	+/- 10%
Saugstärke Rothwell	3100 ml
Geschlecht	Unisex
Qualitätsstufe	Premium
Zertifizierungen	CE, Nordischer Schwan, MD, UKCA.
CE-Klasse	Klasse I
Produkt- oder Prüfnormen	ISO 11948-1, ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001
Richtlinien, Verordnungen und Gesetze	MDR (EU) 2017/745

<b>PZN Packung</b>	10220263
<b>PZN Karton</b>	10220286
<b>Sicherheitshinweise und Warnungen</b>	Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
<b>Haltbarkeit</b>	5 Jahre
<b>Anweisungen zur Aufbewahrung</b>	Trocken, bei Raumtemperatur und ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.
<b>Anweisungen zum Entsorgen von Produkten</b>	Kann mit dem normalen Hausmüll getrennt nach den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.
<b>Anweisungen zum Entsorgen von Verpackungen</b>	Kann recycelt oder verbrannt werden.

### Anwendungshinweis

Blasenschuttslips für mittlere bis schwere Inkontinenz, die für sehr anspruchsvolle Situationen und bettlägerige Patienten entwickelt wurden. Erkennung der Produktgröße durch Farbcodes, Namen und Nummerierungssysteme. Es ist wichtig, immer den Hüftumfang zu messen, um die richtige Größe auszuwählen und die richtige Saugstärke zu wählen, um ein Auslaufen zu vermeiden. Falten Sie den Slip der Länge nach mit der Rückseite nach außen, so dass eine Schalenform entsteht. Geben Sie den Slip von vorne nach hinten weiter. Das Produkt vorne ausbreiten und zwischen den Beinen kanalförmig anlegen. Befestigen Sie die unteren Klettverschlüsse auf beiden Seiten leicht schräg nach oben und dann die oberen Bänder schräg nach unten, um einen sicheren und bequemen Sitz zu gewährleisten. Sie können die Produkte in einer aufrechten Position (sowohl selbständig als auch mit Hilfe) und im Liegen anwenden. Ausführliche Informationen finden Sie in der Anwendungshilfe in unserer Broschüre.

### Verpackungsinformationen

Einheit	Inhalt	Länge	Breite	Höhe	EAN
Kart	4 Pckg	57.6 cm	40 cm	36.7 cm	5713571000151
Pckg	23 Stck	37 cm	17.5 cm	24.5 cm	5713571000144



Das Nordische Umweltzeichen bzw. der „Nordische Schwan“ ist ein offizielles skandinavisches Umweltzeichen. Produkte mit dem Nordischen Umweltzeichen erfüllen strenge Umweltvorschriften in Bezug auf Rohstoffproduktion, Verwendung, Dokumentation und Sicherheit.



Produkte, die mit MD gekennzeichnet sind, gelten als Medizinprodukte.



Das CE-Zeichen garantiert, dass ein Produkt sicher im Gebrauch ist und allen Sicherheitsvorkehrungen entspricht. CE steht für „Conformité Européenne“ (Europäische Konformität) und ist hauptsächlich auf elektronischen Geräten, Sicherheitsausrüstung, Bauprodukten und medizinischen Produkten und Geräten zu finden.



Die UKCA-Kennzeichnung garantiert, dass ein Produkt sicher in der Anwendung ist und alle Sicherheitsvorkehrungen gemäß den Produktnormen und der Gesetzgebung des Vereinigten Königreichs erfüllt.



Auslaufbarrieren im Beinausschnitt und um den absorbierenden Kern verhindern ein Auslaufen und sorgen für eine optimale Passform.



Die flexiblen Bänder sorgen für hohen Tragekomfort und bequemen Sitz und dienen als Auslaufschutz. Das blaue Doppelband ermöglicht eine zusätzliche Neupositionierung.



Ihre Garantie, dass unsere Produkte auf Inhaltsstoffe getestet wurden, die möglicherweise Hautreizungen verursachen können. Die Tests wurden von einem unabhängigen Labor durchgeführt.



Der saugstarke Kern stellt mit seiner einzigartigen Struktur ein schnelles Absorbieren des Urins sicher, sodass die Oberfläche selbst nach mehreren Entleerungen der Blase trocken bleibt.



Die Neutralisierung von Gerüchen ist ein entscheidender Faktor, um eine diskrete Anwendung sicherzustellen. Die Inkontinenzprodukte von ABENA zeichnen sich durch eine minimale Geruchsentwicklung aus.



Der Nässeindikator ist ein flüssigkeitsempfindlicher Streifen, der die Farbe ändert oder verblasst und dadurch anzeigt, wann das Produkt gewechselt werden muss.



Die Oberfläche des 100 % atmungsaktiven Produkts mit Auslaufschutz bleibt dank Top-Dry-Funktion auch nach mehreren Entleerungen der Blase trocken. Dies trägt zum Aufrechterhalt des natürlichen pH-Werts der Haut und somit zu deren Gesundheit bei.



Das Produkt ist latexfrei.



Das Produkt ist für erhöhten Tragekomfort vollständig atmungsaktiv und eignet sich auch für den längeren Einsatz. Beugt Hautreizungen vor.



Die einzigartige Top-Dry-Funktion sorgt für eine schnelle Absorption, sodass die Oberfläche selbst nach mehreren Entleerungen der Blase trocken bleibt.



Tropfsystem, welches die Saugstärke anzeigt. Je mehr Tropfen, desto höher die Absorption. Es umfasst 1 bis 9 Tropfen.



Die Verpackung besteht zu 30% aus PCR-Material, d. h. aus vom Verbraucher bereits verwendeten Kunststoffen. So können wir unseren Plastikmüll reduzieren und einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.

