


# Gebrauchsanweisung SITGO ELEKTROLLSTUHL

N5909



---

## INHALT

### **Gebrauchsanweisung**

### **Sicherheitsvorkehrungen für den Gebrauch**

### **Garantie und Gewährleistung**

### **Aufbau und Leistung**

### **Technische Daten**

### **Kurzanleitung: Joystick und Batterie**

### **Vor Gebrauch und Betrieb**

### **Fehlersuche**

### **Wartung und Pflege**

### **Lagerung und Aufbewahrung**

### **Öffnen und Überprüfen**

## **FLUGSCHEIN**

- SITGO ist für den Lufttransport zugelassen.
- Kontaktieren Sie uns unter [info@billigehjaelpemidler.dk](mailto:info@billigehjaelpemidler.dk), wenn Sie das Zertifikat erhalten möchten.

---

## ANLEITUNGEN

Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen, Warnungen und Hinweise in dieser Anleitung, bevor Sie Ihren Elektrorollstuhl zum ersten Mal in Betrieb nehmen. Wenn Sie Informationen in dieser Anleitung nicht verstehen oder wenn Sie weitere Hilfe bei der Montage oder Bedienung benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Händler vor Ort.

Dieser Elektrorollstuhl verbindet fortschrittliche Technologie mit modernem Stil. Insbesondere seine schnelle Demontage und Montage macht es Ihnen leicht, den Rollstuhl im Kofferraum Ihres Fahrzeugs oder auf Reisen zu verstauen oder zu platzieren. Wir sind zuversichtlich, dass die Designmerkmale, die hervorragende Leistung und der reibungslose Betrieb dieses Produkts Ihr tägliches Leben bequemer machen werden.

Dieser Elektrorollstuhl ist für alle behinderten, älteren und gebrechlichen Menschen geeignet, die Schwierigkeiten beim Gehen haben. Das maximale Benutzergewicht beträgt 100 kg.

Dieser Elektrorollstuhl ist für den Innen- und Außenbereich zugelassen, aber es wird nicht empfohlen, ihn auf Gras und Schotter zu fahren.

Wenn der Rollstuhl bei Regen und Schnee benutzt wird, ist die Garantie nicht abgedeckt, da eine Explosionsgefahr besteht, die für den Benutzer gefährlich sein kann.

---

## Vorsichtsmaßnahmen für die sichere Verwendung

- - Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, sollten Sie dieses Handbuch lesen und verstehen.
- 
- - Um Ihre Sicherheit zu erhöhen, müssen Sie beim Fahren jedes Fahrzeugs aufmerksam sein
- 
- - Bitte lesen Sie die folgenden Warnhinweise sorgfältig durch, um Sach- oder Personenschäden durch unsachgemäße Bedienung zu vermeiden.
- 
- - Rollstuhlfahrer sollten angemessene Sicherheitsvorkehrungen treffen und die örtlichen Fußgängerkehrsvorschriften beachten. Das Unternehmen haftet nicht für Personen- und/oder Produktschäden, die durch unsachgemäße Bedienung verursacht werden. Wenn Sie in Ihrem Rollstuhl sitzen, kann es für andere schwierig sein, Sie zu sehen. Die Verwendung von Sicherheitsausrüstung wie Reflektoren, reflektierender Kleidung, Lichtern und Sicherheitsschildern ist für Ihre Sicherheit unerlässlich.
- 
- - Wenden Sie sich regelmäßig an Ihren Arzt, um sicherzustellen, dass keine gesundheitlichen oder körperlichen Probleme vorliegen, die den sicheren Betrieb des Rollstuhls einschränken.
- 
- - Wenn Sie verschreibungspflichtige oder rezeptfreie Medikamente einnehmen oder wenn Ihre körperliche Aktivität eingeschränkt ist, fragen Sie bitte Ihren Arzt. Einige Medikamente und Erkrankungen können Ihre Fähigkeit, den Rollstuhl zu bedienen, beeinträchtigen.
- 
- - Dieser Rollstuhl ist nur für eine Person geeignet. Das maximale Belastungsgewicht beträgt 100 kg.

---

- Wir empfehlen Ihnen, im Rollstuhl nicht zu rauchen. Wenn Sie sich entscheiden, im Rollstuhl zu rauchen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitsregeln: Halten Sie die Asche in einem sicheren Abstand zum Rollstuhlsitz, zum Joystick und zur Batterie. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Zigarette vollständig erloschen ist, wenn Sie sie in den Mülleimer werfen.

- Lehnen Sie sich vor dem Auf- und Absteigen so weit wie möglich zurück, um Schäden durch Kippen zu vermeiden. Die Armlehnen sind keine Transferstangen. Benutzen Sie sie daher nicht, um aus dem Rollstuhl zu steigen, da dies zu Schäden am Produkt oder zu Verletzungen führen kann.

- Vermeiden Sie es, Ihr Gewicht auf die Fußstütze zu verlagern. Andernfalls kann es zum Kippen und zu Verletzungen kommen.

- Benutzen Sie den Rollstuhl nicht unbeaufsichtigt im manuellen Modus.

- Wenn Sie im Rollstuhl sitzen, bewegen Sie sich nicht, da dies zu Verletzungen führen kann. Bitten Sie Ihre Begleitperson um Hilfe.

- Durch das Hinzufügen von Zubehörteilen können sich einige der Spezifikationen des Rollstuhls ändern, z. B. das Gesamtgewicht, die Größe oder der Schwerpunkt.

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie ein Stützkissen verwenden, da diese

---

- Während des Betriebs kann der Rollstuhl jederzeit plötzlich anhalten. Betreiben Sie den Rollstuhl nicht, wenn er abnormal oder unregelmäßig ist.

- Um zu verhindern, dass der Rollstuhl die Kontrolle verliert und sich selbständig bewegt, stellen Sie den Rollstuhl im manuellen Modus nicht auf eine schiefe Ebene.

- Wenn Sie voraussichtlich längere Zeit in einer festen Position sitzen werden, schalten Sie den Strom ab, um eine unbeabsichtigte Bewegung des Rollstuhls zu verhindern.

- Vermeiden Sie jegliches Zubehör, das die Funktion des Joysticks beeinträchtigen könnte. Es kann sonst dazu führen, dass sich der Rollstuhl unerwartet bewegt.

- Halten Sie sich selbst, Kleidung und andere Gegenstände vom Rad fern, während der Rollstuhl in Bewegung ist. Ziehen Sie während der Fahrt keine Gegenstände hinter dem Rollstuhl her. Lose Kleidung und andere Gegenstände können in die Reifen gesaugt werden und/oder das Getriebe beschädigen.

- Schließen Sie keine anderen Geräte an das elektronische System an und schalten Sie keine anderen Geräte über die Rollstuhlbatterie ein.

- Ziehen Sie nicht direkt an der Verkabelung.

- Halten Sie alle Stecker des Ladegeräts sauber und trocken und von Feuchtigkeitsquellen fern, um Schäden an der elektrischen Anlage und/oder Verletzungen zu vermeiden.

- Die Lagertemperatur für den Rollstuhl beträgt -15°C - 40°C. Langfristige Lagerung bei niedrigen oder hohen Temperaturen beeinträchtigt die Funktion und verkürzt nicht zuletzt die Lebensdauer der Batterie.

- 
- - Überprüfen Sie regelmäßig die elektrischen Komponenten.
  - Prüfen Sie regelmäßig alle Bremsen auf Verschleiß oder Beschädigung.
  - 
  - - Prüfen Sie Kabelbäume und Anschlussklemmen auf Brüche. Wenden Sie sich bei Bedarf an einen Fachmann.
  - - Achten Sie auf die Sicherheit des Rollstuhls und der Batterien während des Transports. Transportieren Sie niemals Rollstühle oder Batterien mit brennbaren Materialien.
  - - Batterieanschlüsse, Klemmen und zugehöriges Zubehör enthalten Blei- und Bleikomponenten, die Lithium, Blei und Bleikomponenten enthalten
  - 
  - - Schließen Sie das Kabel zum Laden nicht direkt an die Batterieklemme an.
  - 
  - - Entfernen Sie nicht die Sicherung aus dem Batteriekabel. Wenn die Sicherung beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann, um sie auszutauschen.
  - - Betreiben Sie den Rollstuhl nicht mit einer leeren Batterie.
  - - Fahren Sie beim Wenden langsam und vermeiden Sie scharfe Kurven. Halten Sie den Schwerpunkt beim Wenden stabil. Um ein Kippen zu vermeiden, bewegen Sie den Schwerpunkt beim Wenden nicht in die entgegengesetzte Richtung.
  - - Fahren Sie gerade einen Abhang hinauf; beide Vorderräder sollten gleichzeitig aufsetzen. Um die Gefahr des Umkippen zu verringern, bilden Sie keinen Winkel mit dem Abhang; lassen Sie das Rad auf einer Seite oder die Seite oder den Rollstuhl nicht zuerst den Abhang hinauffahren. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie einen Abhang hinauffahren.
  - 
  - - Fahren Sie nicht auf potenziell gefährlichen Straßen oder Hängen und auch nicht auf Flächen mit Schnee, Eis, Grasschnitt oder nassem Laub.

---

- Halten Sie den Rollstuhl beim Steigen in Bewegung.  
Wenn Sie anhalten müssen, fahren Sie langsam wieder an.

- Fahren Sie einen Abhang mit der Mindestgeschwindigkeit hinunter. Wenn die Abstiegs geschwindigkeit schneller als erwartet ist, lassen Sie den Joystick los, um den Rollstuhl anzuhalten, und drücken Sie dann leicht auf den Hebel, um die Abstiegs geschwindigkeit zu steuern.

- Der empfohlene maximale Steigungswinkel beträgt 6 Grad.

Der Rollstuhl wird in einer kontrollierten Umgebung getestet. Die Steigfähigkeit Ihres Rollstuhls wird durch Faktoren wie Ihr Gewicht, die Geschwindigkeit Ihres Rollstuhls und den Winkel, in dem Sie sich der Steigung nähern, beeinflusst.

- Das Rückwärtsfahren ist nur auf ebenen Straßen möglich. Beim Rückwärtsfahren: Fahren Sie bitte gleichmäßig und mit niedriger Geschwindigkeit. Halten Sie häufig an und vergewissern Sie sich, dass sich keine Hindernisse auf der Straße befinden. Um ein Umkippen zu vermeiden: Kippen Sie nicht nach unten oder rückwärts am Hang entlang.

- Wenn Sie im Rollstuhl sitzen, vermeiden Sie jede Position oder Bewegung, die Ihren Schwerpunkt verändern könnte. Dies kann zum Kippen des Rollstuhls führen.

- 
- - Obwohl Ihr Rollstuhl hohe Hindernisse überqueren kann, empfehlen wir Ihnen, nicht zu versuchen, eine Höhe von mehr als 6 Grad zu überqueren, da Steigungen darüber zu einer Instabilität des Rollstuhls führen und ein Kippen und schwere Verletzungen verursachen können.
  - Wenn Sie Bedenken haben, Hindernisse sicher zu überqueren, bitten Sie bitte um Hilfe. Seien Sie sich Ihrer eigenen Fähigkeiten und persönlichen Einschränkungen bewusst.
  - 
  - - Es kann notwendig sein, Schwellen zu entfernen oder abzudecken und Rampen an Ausgängen und Eingängen zu installieren.
  - - Versuchen Sie nicht, Hindernisse an Hängen zu überwinden.
  - 
  - - Fahren Sie den Rollstuhl nie in der Nähe von Bahngleisen oder Bahnübergängen.
  - 
  - - Fahren Sie mit dem Rollstuhl nicht am Rande eines Flusses, Sees oder Meeres entlang.
  - 
  - - Fahren Sie mit dem Rollstuhl nicht im Wasser.
  - 
  - - Bewahren Sie Ihren Rollstuhl in einer trockenen Umgebung auf.
  - 
  - Fahren Sie mit Ihrem Rollstuhl nicht in eine Dusche, ein Bad, einen Pool oder eine Sauna.
  - 
  - - Regen, Schnee, Salz, Nebel/Sprühnebel und gefrorene/glatte Oberflächen können dazu führen, dass der Rollstuhl rostet.
  - - Die Garantie deckt keine unsachgemäße oder unvorsichtige Behandlung des Rollstuhls ab.

---

- Vermeiden Sie es, den Rollstuhl über längere Zeit übermäßig heißen oder kalten Umgebungen auszusetzen; dies kann die gepolsterten und ungepolsterten Teile des Rollstuhls beschädigen.

- Ziehen Sie den Rollstuhl nicht. Beim Ziehen kann die Eigengeschwindigkeit des Rollstuhls überschritten werden, was zu Schäden an wichtigen Teilen des Rollstuhls führen kann.

- Überqueren Sie mit dem Rollstuhl keine Treppen oder Rolltreppen.  
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie einen unbesetzten Rollstuhl eine Treppe hinauf- oder hinunterfahren. Der Rollstuhl muss gefaltet und angehoben werden.

- Setzen Sie sich nicht auf den Rollstuhl, wenn er sich in Transportfahrzeugen befindet.

- Zur sicheren Handhabung: Schalten Sie den Strom immer aus, bevor Sie den Rollstuhl bewegen. Andernfalls kann es zu einer Berührung des Joysticks kommen und der Rollstuhl kann sich unerwartet bewegen.

- Vergewissern Sie sich, dass die Bremsen blockiert sind, damit sich der Rollstuhl während der Fahrt nicht bewegt. Dieser Rollstuhl kann in den Lift gefahren werden, aber Sie müssen den Strom ausschalten und ruhig sitzen, um sicherzustellen, dass sich der Rollstuhl im Lift nicht bewegt.

- Funkwellenquellen, wie z. B. Radiosender, Fernsehsender, Amateurfunkübertragungen, Funksprechgeräte und Mobiltelefone können die Steuerung des Rollstuhls beeinflussen.

- Die folgenden WARNUNGEN verringern die Gefahr von schweren Verletzungen:

- Unbeabsichtigtes Abbremsen oder Bewegen des Elektrorollstuhls

- Schalten Sie keine tragbaren persönlichen Kommunikationsgeräte wie Computer, Funkgeräte und Mobiltelefone ein, wenn der Elektrorollstuhl eingeschaltet ist.

- Achten Sie auf in der Nähe befindliche Sender, wie z. B. Radio- oder Fernsehsender, und versuchen Sie, sich ihnen nicht zu nähern.

- Schalten Sie den Elektrorollstuhl im Falle einer unerwarteten Bewegung oder Bremslösung so schnell wie möglich unter sicheren Bedingungen aus.

---


## GARANTI

- Kørestolens stel har 5 års garantiservice.
- Inden for 1 år fra købsdatoen, for de følgende dele, vil vi levere erstatningsservice til den originale kunde, efter at forhandleren har kontrolleret, at der er materiale- og produktionsfejl.
  - Elektrisk styre
  - **GARANTIE**
  - 
  - - Für den Rollstuhlrahmen gilt eine 5-jährige Garantie.
  - 
  - - Innerhalb von 1 Jahr ab Kaufdatum bieten wir für die folgenden Teile einen Ersatzservice für den ursprünglichen Kunden an, nachdem der Händler sie auf Material- und Herstellungsfehler überprüft hat.
  - o Elektrische Lenkung oder Griffsystem
  - o Motor/Antriebssystem
  - o Lager und Achsbuchsen
  - 
  - - Sechs Monate Garantie auf Batterien.
  - 
  - - Außerhalb der Garantie
  - o ABS-Kunststoffoberfläche und Gummipuffer
  - o Bereifung
  - o Innenausstattung
  - o Schäden aufgrund von Unachtsamkeit, falscher Bedienung, Unfällen und Fahrlässigkeit
  - o Gewerbliche Nutzung oder andere abnormale Nutzung
  - 
  - - eller håndtagssystem
  - Motor/Drive System
  - Leje og akselbøsning
- Seks måneders garanti på batterierne.
- Uden for garanti
  - Overflade af ABS-plast og gummipuffer

## STRUKTUR UND LEISTUNG

Aufbau des Elektrorollstuhls:

Dieser Elektrorollstuhl besteht aus dem Hauptkörper, einschließlich Vorderrad, Antriebsrad, Rahmen, Steuerung, Motor mit Mechanismus, Armlehne, Schiebegriff, Rückenlehne, Sitzfläche, Fußstütze, Batteriekasten und Ladegerät. Siehe Aufbau in Abbildung 1.



## SPEZIFIKATION

- Klassifizierung nach dem Anti-Schock-Typ: der Rollstuhl hat eine interne Stromversorgung
- Klassifizierung nach dem Grad der Stoßfestigkeit: der Rollstuhl gehört zum Anwendungsteil des Typs B
- Klassifizierung nach dem Schutzgrad der Auskleidung: IPX0
- Sicherheitsgrad bei Verwendung in entflammaren Anästhetika gemischt mit Luft oder entflammaren Narkotika mit Sauerstoff oder oxidiertem Stickstoff Kategorie: Nicht-AP- oder APG-Geräte
- In der Betriebsart: Dauerbetrieb
- Nennspannung und -frequenz des Rollstuhls: DC 24V;
- Eingangsleistung des Rollstuhls: interne Stromversorgungseinrichtung
- Hat der Rollstuhl eine schützende Wirkung auf die Defibrillationsleistung: Nein
- Verfügt der Rollstuhl über einen Signalausgang und einen Eingangsteil: Nein;
- Feste Installation von Geräten oder nicht feste Installation von

### Produkt-Software-Version Ausrüstung: mobile Geräte

- Die Softwareversion des Elektrorollstuhls N5909 ist V1.0.

## KURZANLEITUNG - BATTERIE

- Die Batteriehalterung muss eingeschaltet sein (sie befindet sich auf der linken Seite, wenn man im Rollstuhl sitzt), wenn der Rollstuhl in Bewegung ist und wenn er geladen wird.
- Die Anzeige am Joystick kann während des Ladevorgangs sowohl ein- als auch ausgeschaltet sein. Aufladen.
- Die Batterie kann leicht abgeklemmt und separat aufgeladen werden. Der Akku wird einfach abgeklickt (der Knopf wird auf den Akku gedrückt) und der Akku wird abgehoben/abgenommen.
- Der Akku kann auch direkt über den Rollstuhl aufgeladen werden. Stecken Sie einfach den Stecker ein, während sich die Batterie im Rollstuhl befindet.
- Während des Ladevorgangs leuchtet die Taste am Ladegerät blau. Die Taste leuchtet grün, wenn die Batterie aufgeladen ist.
- Aufladen im Neuzustand / leer: mindestens 8 Stunden
- Wir empfehlen, die Batterie zwischen den Einsätzen immer aufzuladen.



## KURZANLEITUNG JOYSTICK

Der Joystick besteht aus

1. Schalter ein & aus
2. Batterieanzeige
3. Hupe
4. Beschleunigungsanzeige
5. Geschwindigkeitsanzeige

Sie können die Fernbedienung sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite anbringen.

Geschwindigkeitsmesser mit 5 Geschwindigkeitsstufen.

Die Farben auf dem Display zeigen an, wie viel Energie der Akku noch hat. Nur rotes Licht: Zu wenig Energie (die rote Taste leuchtet unabhängig vom Ladezustand immer).

Gelb leuchtend: Aufladen wird empfohlen. Gelb leuchtet zur gleichen Zeit wie die rote Taste.

Grün: Vollständig aufgeladen, wenn alle drei grünen Tasten leuchten (leuchtet gleichzeitig mit der roten und der gelben Taste auf). Wenn nur zwei grüne Tasten leuchten, haben Sie einen kleinen Teil der vollen Ladung verbraucht. Wenn nur eine grüne Taste leuchtet, wurde noch mehr verbraucht usw.





## VOR DEM GEBRAUCH & BETRIEB

### Vorbereitung vor der Benutzung

- Schalten Sie den Netzschalter nicht ein, wenn Sie auf dem Elektrorollstuhl sitzen, und schalten Sie den Netzschalter aus, wenn Sie den Rollstuhl verlassen.
- Prüfen Sie vor dem Gebrauch immer die Bremse
- Steigen Sie nicht aus dem Rollstuhl aus, indem Sie auf das Pedal treten. Sonst kann der Rollstuhl umkippen, was gefährlich ist.

### Üben Sie vor der Benutzung

- Suchen Sie sich einen geräumigen Platz zum Üben. Lassen Sie sich bei Bedarf von einer Begleitperson helfen, bis Sie den Rollstuhl sicher genug bedienen können.
- Stellen Sie mit dem Geschwindigkeitsregler die gewünschte Geschwindigkeit ein.
- Wir empfehlen, dass Sie mit der niedrigsten Geschwindigkeit beginnen.

### Achtung!

- Drücken Sie nicht mit der Hand auf den Joystick, wenn Sie in den Rollstuhl ein- oder aussteigen, um Unfälle zu vermeiden.
- Benutzen Sie Ihren Rollstuhl nur, wenn Sie von Ihrer Pflegeperson unterstützt werden, wenn der Rollstuhl im manuellen Modus ist. Andernfalls kann es zu Verletzungen kommen.
- Schalten Sie Ihren Rollstuhl nicht allein in den manuellen Modus, während Sie im Rollstuhl sitzen. Andernfalls kann es zu Verletzungen kommen. Bitten Sie in diesem Fall Ihre Begleitperson, Ihnen zu helfen.
- Stellen Sie Ihren Rollstuhl nicht in den manuellen Modus, wenn er sich an einer Steigung befindet. Andernfalls kann der Rollstuhl außer Kontrolle geraten und von selbst herunterrollen, was zu Verletzungen führen kann.

## FEHLERDIAGNOSE

Dieses Produkt verfügt über eine automatische Fehlerwarnfunktion.

Bei einer Störung blinken die LEDs auf dem Steuergerät und die Hupe gibt einen Alarm aus. Anhand der Angaben in Tabelle 2 können Sie herausfinden, wo ein Fehler liegt.

Wenn der Fehler nach der Überprüfung des Fehlers aus Tabelle 2 immer noch besteht, wenden Sie sich sofort an einen Fachmann.

2 Warning Tones+1 Fault Sound	Communication failure; To check the wiring.
2 Warning Tones+2 Fault Sound	The right motor failure, or the relative plug poor connect
2 Warning Tones+3 Fault Sound	The right brake failure, or the relative plug poor connect
2 Warning Tones+4 Fault Sound	The left motor failure, or the relative plug poor connect
2 Warning Tones+5 Fault Sound	The left brake failure, or the relative plug poor connect
2 Warning Tones+6 Fault Sound	The controller at the overcurrent, or the motor short-circuited or overloaded
2 Warning Tones+? Fault Sound	The failure of controller lever, like the lever not reset or poor connect
2 Warning Tones+8 Fault Sound	Failure of the controller
2 Warning Tones+9 Fault Sound	Battery under voltage or fault

---

## WARTUNG WIE BEI ANDEREN MOTORISIERTEN FAHRZEUGEN

Wie andere motorisierte Fahrzeuge muss auch Ihr Elektrorollstuhl regelmäßig gewartet werden. Einige Kontrollen können Sie selbst durchführen, bei anderen können Sie einen Fachmann um Hilfe bitten. Laufende und vorbeugende Wartung ist sehr wichtig. Wenn Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Wartungs- und Kontrollmaßnahmen befolgen, wird Ihr Rollstuhl viele Jahre lang störungsfrei funktionieren. Wenn Sie Zweifel an der Pflege oder Bedienung Ihres Rollstuhls haben, wenden Sie sich bitte an uns.

### Luftfeuchtigkeit

Ihr Rollstuhl ist, wie die meisten elektrischen und mechanischen Geräte, anfällig für äußere Einflüsse. In jedem Fall sollte der Rollstuhl feuchte Umgebungen meiden. Direkter oder längerer Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit kann zu elektronischen und mechanischen Fehlfunktionen des Rollstuhls führen. Wasser kann dazu führen, dass elektrische Komponenten und der Stuhlrahmen rosten und beschädigt werden.

### Temperatur

- Einige Teile Ihres Rollstuhls sind temperaturempfindlich.
- Bei extrem kalten Temperaturen kann die Batterie eingefroren werden. Bei bestimmten Temperaturen können viele Faktoren einfrieren, z. B. der Typ des Ladegeräts, die Verwendung, die Batteriekomponenten (z. B. versiegelte Blei- oder Gelbatterien); Temperaturen über/unter 30° können die Geschwindigkeit Ihres Rollstuhls verringern.
- Bei sehr niedrigen Temperaturen entlädt sich die Batterie schneller und muss daher häufiger aufgeladen werden.

### Wartung nach dem Gebrauch

- Schalten Sie den Strom ab. (Ziehen Sie alle Stecker aus der Steckdose, wenn sie längere Zeit nicht benutzt werden).
- Verhindern Sie, dass Kinder und bewusstlose Personen den Rollstuhl benutzen.
- Lagern Sie den Rollstuhl bei normaler Temperatur.
- Reinigen Sie den Rollstuhl mit einem sauberen, weichen Tuch und trocknen Sie ihn ab. Verwenden Sie zur Reinigung keine Chemikalien (um Verformungen und Verfärbungen zu vermeiden).
- Ziehen Sie den Stoffbezug der zu reinigenden Sitzauflage ab, wenn er verschmutzt ist, und trocknen Sie ihn für den Gebrauch.

---

## ALLGEMEINE LEITLINIEN

- Vermeiden Sie Schläge auf den Joystick, insbesondere auf den Joystick.
- Setzen Sie Ihren Rollstuhl nicht über längere Zeit extremen Bedingungen aus, wie z. B. heißen, kalten oder feuchten Umgebungen und Temperaturen.
- Halten Sie den Joystick sauber.
- Überprüfen Sie alle elektrischen Verbindungen, einschließlich des Kabels und des Steckers am Ladegerät, und stellen Sie sicher, dass sie alle fest und sicher sind.
- Wenn nur rote LEDs auf der Batterieanzeige leuchten, sind die Batterien fast leer. Sie sollten die Batterien so bald wie möglich wieder aufladen. Wir empfehlen, die Batterie 8-12 Stunden lang zu laden.
- Prüfen Sie den Luftdruck des Hinterreifens: Wenn sich der Reifen während der Fahrt stark verformt, muss er aufgepumpt werden.
- Die Rahmenoberfläche ist mit einer klaren Versiegelungsschicht besprüht. Sie können eine leichte Schicht Autowachs auftragen, um die Oberfläche auf Hochglanz zu halten.
- Überprüfen Sie alle Kabelverbindungen. Stellen Sie sicher, dass sie fest sitzen und nicht korrodiert sind.
- Die Batterie sollte im Batteriebereich platziert werden, flach, Batteriestecker nach innen, relative Ansicht, siehe den korrekten Anschluss auf dem Hauptrahmenetikett.
- Alle Radlager sind zum Zeitpunkt des Verkaufs geschmiert und versiegelt.
- Prüfen Sie, ob die Radnabe und der Stuhl selbst lose sind. Wenn sie locker sind, ziehen Sie sie rechtzeitig fest.

## TÄGLICHE KONTROLLE

Um Ihren Rollstuhl in gutem Zustand zu halten, sollten Sie ihn regelmäßig überprüfen. In der nachstehenden Tabelle finden Sie Vorschläge für die Wartung und Kontrolle.

REGELMÄSSIGE KONTROLLE DES ROLLSTUHL	TÄGLICH	WÖCHENTLICH	MONATLICH	6. MONATLICH
Al parts			o	
Joystick function	o			
Brake System	o			
Connection		o		
Battery Condition	o			
Frame Condition			o	
Front Wheel Condition		o		
Puren@SS	o			

## REINIGUNG

- Waschen Sie Ihren Rollstuhl mit einem nicht gedrehten Tuch.
- Waschen Sie Ihren Rollstuhl niemals mit fließendem Wasser.
- Die Oberfläche des Rollstuhlrahmens ist mit einer Schutzschicht versehen. Sie lässt sich daher sehr leicht mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Sitzes und der Armlehne niemals Chemikalien, da diese zu Rissen oder zum Verrutschen der Armlehne führen können. Sie können sie mit einem feuchten Tuch und neutraler Seifenlauge reinigen und anschließend gründlich abtrocknen.

## REPARATUR

- Der Benutzer kann einige Ersatzteile, wie z. B. den Schiebebügel und die Schiebebügelabdeckung, selbst reparieren oder austauschen, indem er die Anweisungen befolgt.

- Bei ordnungsgemäßer Wartung: Innerhalb der Garantiezeit ersetzen wir defekte Ersatzteile wie Motor, Akku, Ladegerät, Steuergerät, Lager, Achsbuchsen usw. aufgrund von Material- oder Herstellungsfehlern.

- Ersatzteile wie Motor, Regler, etc. sollten von einem Fachmann ausgetauscht werden.

- Wenden Sie sich bitte an Ihren Fachmann oder Ihren Händler, wenn Sie Fragen zur Wartung des Elektrorollstuhls haben.

## LAGERUNG

Lagern Sie Ihren Rollstuhl in einer trockenen und temperierten Umgebung, die frei von extremen Temperaturen und Feuchtigkeit ist. Nehmen Sie die Batterien aus dem Rollstuhl, bevor Sie ihn für längere Zeit lagern. Andernfalls kann der Rahmen rosten und die Elektronik beschädigt werden.

## ÖFFNEN UND ÜBERPRÜFEN

Öffnen Sie die Verpackung und überprüfen Sie, ob etwas fehlt oder beschädigt ist.