

CT-3

The logo for Timago, featuring the brand name in a white, cursive script font on a dark blue background.

AUTORISIERTER
VERTRIEBSPARTNER



BENUTZERHANDBUCH

KONTINUIERLICHES GLUKOSEMONITORINGSYSTEM

Für die Serienmodelle: CT3, CT3A und CT3C

Zhejiang POCTech Co., Ltd.

Hinweis: Siehe das Benutzerhandbuch für
technische Anweisungen.



INHALTSVERZEICHNIS

1. PROTECTIVE NOTE	3
2. INTRODUCTION	3
3. SAFETY STATEMENT	6
4. BASIC PRODUCT INFORMATION	10
5. PERFORMANCE CHARACTERISTICS.....	12
6. OPERATING PROCEDURES	13
7. WASTE DISPOSAL	23
8. NOTIFICATIONS AND TROUBLESHOOTING	23
9. EMC DECLARATION	25
10. PRODUCT CODE / BATCH NUMBER, MANUFACTURING DATE AND SERVICE LIFE.....	29
11. MAINTENANCE, STORAGE AND SHIPPING	30
12. ACCESSORIES, PERIPHERALS AND CONSUMABLES.....	30
13. BASIC SAFETY CHARACTERISTICS.....	31
14. EU RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE (RED)	31
15. WARRANTY	31
15. ANNEX : ANYTIMEFOLLOW(FOLLOW ANYTIME) SETTING-UP GUIDE	33

1. SCHUTZHINWEIS

- Zhejiang POCTech Co., Ltd. behält sich alle Rechte an dieser Bedienungsanleitung vor. Ohne Zustimmung von Zhejiang POCTech Co., Ltd. darf diese Bedienungsanleitung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Dies gilt auch für einzelne Teile oder Auszüge dieser Bedienungsanleitung.
- Verstöße führen zu Schadenersatzansprüchen und können strafrechtliche Folgen haben.
- Dieses Benutzerhandbuch kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. In diesem Fall wird eine neue Version des Benutzerhandbuchs herausgegeben.



- Das Gerät trägt die CE-Kennzeichnung, die seine Konformität mit den Bestimmungen der EU-Verordnung 2017/745 über Medizinprodukte bestätigt und die grundlegenden Anforderungen von Anhang I dieser Verordnung erfüllt.
- Die kontinuierlichen Glukosemonitoringsysteme der CT3-Serie werden von Zhejiang POCTech Co., Ltd. hergestellt.

2. EINLEITUNG

Sehr geehrte Anwender,

Vielen Dank, dass Sie sich für das kontinuierliche Glukosemonitoringsystem (CGM) der CT3-Serie entschieden haben! Mit diesem Medizinprodukt können Sie Ihre Glukosewerte auf Ihrem Anzeigergerät ablesen – allein durch das Tragen eines winzigen Sensors!

Hier sind die Vorteile der Verwendung des kontinuierlichen Glukosemonitoringsystems (CGM) der CT3-Serie zur Steuerung Ihrer Glukosewerte:

- **Verbesserung des glykämischen Managements des Patienten:** Ergänzung zur Selbstkontrolle des Blutzuckers, um die interstitiellen Glukosewerte als Schätzung der Blutzuckerschwankungen über Tag und Nacht hinweg zu erfassen und so das glykämische Management zu verbessern.
- **Unterstützung bei der Früherkennung von Hyperglykämie-Episoden:** Die Alarmfunktion unterstützt bei der Erkennung von Hyperglykämie-Episoden. Diese Information kann den Patienten warnen, dass sie ihren Blutzucker testen müssen, um zu prüfen, ob eine Behandlung oder Vorbeugung einer Hyperglykämie erforderlich ist. Dies ist besonders hilfreich für Personen mit eingeschränkter Wahrnehmung von Hyperglykämien.
- **Reduzierung von Hyperglykämie-Episoden:** Die Zeit oberhalb des Zielbereichs (>180 mg/dL [10,0 mmol/L]) ist ein nützlicher Parameter zur Anpassung der Insulindosis und zur Neubewertung des Behandlungsplans. Eine Reduktion der TAR (Time Above Range) ist mit einer Verringerung der Hyperglykämie-Episoden verbunden.

- **Unterstützung bei der Früherkennung von Hypoglykämie-Episoden:** Die Alarmfunktion unterstützt bei der Erkennung von Hypoglykämie-Episoden. Diese Information kann die Patienten warnen, dass sie ihren Blutzucker testen müssen, um zu prüfen, ob eine Behandlung oder Vorbeugung einer Hypoglykämie erforderlich ist. Dies ist besonders hilfreich für Personen mit eingeschränkter Wahrnehmung von Hypoglykämien (diese Personen können schwere Hypoglykämien mit Bewusstseinsverlust, Krampfanfällen oder in seltenen Fällen Tod erleiden – ohne die üblichen Warnsymptome).
- **Reduzierung von Hypoglykämie-Episoden:** Die Zeit unterhalb des Zielbereichs (<70 und <54 mg/dL [3,9 und 3,0 mmol/L]) ist ein nützlicher Parameter zur Anpassung der Insulindosis und zur Neubewertung des Behandlungsplans. Eine Reduktion der TBR (Time Below Range) ist mit einer Verringerung der Hypoglykämie-Episoden verbunden.
- **Reduzierung langfristiger Komplikationen von Diabetes:** GV (glykämische Variabilität) und TIR (Time in Range) sind standardisierte CGM-Messgrößen für die klinische Versorgung von Diabetes, um langfristige Komplikationen zu verringern. Wie in den Empfehlungen dargestellt, ist die Zeit im Zielbereich (TIR) ein nützlicher Parameter zur glykämischen Kontrolle und zur Darstellung von Glukosemustern und korreliert gut mit dem HbA1c-Wert. Eine erhöhte TIR steht im Zusammenhang mit einem geringeren Risiko für Komplikationen.

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch, das Ihrem Echtzeit-CGM-System (rtCGM) der CT3-Serie beiliegt, sorgfältig durch, bevor Sie es verwenden, um ein vollständiges Verständnis der Gebrauchsanweisungen sowie aller Indikationen, Kontraindikationen, Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise zu erlangen. Bewahren Sie das Benutzerhandbuch stets für eine spätere Verwendung auf. Sollten Sie Fragen oder Schwierigkeiten bei der Verwendung Ihres CT3-Systems haben, wenden Sie sich bitte jederzeit an uns. Melden Sie alle sicherheitsrelevanten Vorkommnisse der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates sowie uns.

Ein „sicherheitsrelevantes Vorkommnis“ bezeichnet ein Ereignis, das direkt oder indirekt zu einer der folgenden Konsequenzen geführt hat, führen könnte, führen würde oder möglicherweise führen kann:

- Schaden für den Benutzer oder eine andere Person;
- eine ernste Gefahr für die öffentliche Gesundheit.

1) WOFÜR DIENT DAS BENUTZERHANDBUCH?

Die in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen Anweisungen beziehen sich auf die Verwendung des rtCGM-Systems der CT3-Serie von POCtech (umfasst CT3, CT3A, CT3C). Der Inhalt des Benutzerhandbuchs kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

2) GRENZEN DER HAFTUNGSPFLICHT VON POCTECH

POCTech haftet nicht für Personenschäden oder Sachschäden, die durch die Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen sowie aller Indikationen, Kontraindikationen, Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise im Zusammenhang mit dem rtCGM-System der CT3-Serie und seinen Komponenten entstehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

- unsachgemäße Verwendung (z. B. Nutzung ohne Schutzabdeckungen, Nutzung ohne Indikationen usw.)
- unsachgemäße Wartung (z. B. vorsätzliche Beschädigung von Kabeln oder Elektroden, nicht autorisierte Reparaturen oder Modifikationen usw.)

3) SYMBOLERKLÄRUNG AUF DEN ETIKETTEN

WARNUNG 	Eine <i>Warnung</i> enthält wichtige Informationen zu einer potenziell gefährlichen Situation, die – wenn sie nicht vermieden wird – schwerwiegende Folgen haben kann.
VORSICHT 	Ein <i>Vorsichtshinweis</i> enthält wichtige Informationen zu einer potenziell gefährlichen Situation, die – wenn sie nicht vermieden wird – leichte oder mittlere Verletzungen des Anwenders oder Schäden am Medizinprodukt oder an anderem Eigentum verursachen kann.
HINWEIS	Ein <i>Hinweis</i> enthält zusätzliche Informationen, um Fehlfunktionen während des Betriebs zu vermeiden.

4) INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT UND WIRKSAMKEIT

Informationen zur Sicherheit und Wirksamkeit des Produkts finden Sie auf der Website unter www.poctechcorp.com.

5) GRUNDINFORMATIONEN ZUR SOFTWARE

- Software-Name: AnytimeWell (Yuwell Anytime), AnytimeFollow (Follow Anytime)
- Software-Betriebsumgebung

eIFU-Betriebsumgebungsanforderungen		
	IOS	Android
Typische Hardwarekonfiguration		
CPU	2.5GHz	2.0GHz
Arbeitsspeicher	3GB	4GB
Festplatte	64GB	64GB
Display	1792*828	1920*1080

Bluetooth	4.0	4.0
Typische Serverkonfiguration	OS iOS13 kompatibel Version	OS Android7 kompatibel Version

3. SICHERHEITSERKLÄRUNG

1) BENUTZERHANDBUCH LESEN

Lesen Sie das gesamte Benutzerhandbuch, bevor Sie Ihr CT3-Echtzeit-Kontinuierliches Glukoseüberwachungssystem (rtCGM) verwenden. Bei Fragen zur Verwendung Ihres CT3 wenden Sie sich bitte an medizinisches Fachpersonal (HCP). Durch sorgfältiges Lesen des Benutzerhandbuchs erfahren Sie die Gebrauchsanweisungen sowie alle Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und andere wichtige Sicherheitsinformationen.



WARNUNG

- Lesen Sie das gesamte Benutzerhandbuch, bevor Sie Ihr CT3-Echtzeit-Kontinuierliches Glukoseüberwachungssystem (rtCGM) verwenden. Bei Fragen zur Verwendung Ihres CT3 wenden Sie sich bitte an medizinisches Fachpersonal (HCP). Durch sorgfältiges Lesen des Benutzerhandbuchs erfahren Sie die Gebrauchsanweisungen sowie alle Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und andere wichtige Sicherheitsinformationen.
- Sensoren werden in sterilen Verpackungen geliefert und gelagert. Bewahren Sie den Sensor in der sterilen Verpackung auf, bis Sie ihn verwenden. Ein zu frühes Öffnen kann zu mikrobieller Kontamination führen
- Ignorieren Sie keine Symptome einer Hyper- oder Hypoglykämie. Bei Symptomen von niedrigem/hohem Blutzucker messen Sie zur Bestätigung mit Ihrem Blutzuckermessgerät.
- Das CT3 dient als Ergänzung von Informationen für das Diabetesmanagement. Wenn das CT3 ein hyperglykämisches oder hypoglykämisches Ereignis meldet, müssen Sie Ihren Blutzucker messen, um festzustellen, ob Sie Maßnahmen zur Behandlung oder Vermeidung ergreifen müssen, oder das medizinische Fachpersonal (HCP) konsultieren.
- Wenn der Blutzuckerwert den Standard- oder den eingestellten Wert überschreitet, sollte das medizinische Fachpersonal (HCP) bei Auslösen eines niedrigen oder hohen Alarms konsultiert werden.
- Hautveränderungen wie Wunden, Narben, Rötungen, Schwellungen oder Infektionen können die Befestigung und Funktion des Sensors beeinträchtigen.
- Bei Anämie und abnormalen Hämatokritwerten können Blutzuckermessungen (BG) aus der Fingerbeere unzuverlässig sein.
- Tragen Sie Ihr Mobiltelefon stets bei sich, um eine reibungslose Datenkommunikation zu gewährleisten. Bei unterbrochener Verbindung erhalten Sie keine Echtzeit-Alarme.

- Der Transmitter und der Sensor zusammen sind nach IP58 zertifiziert (Eintauchen in Wasser bis 2,5 m für 1 Stunde). Aufgrund individueller Unterschiede in der Haftung wird jedoch dringend empfohlen, den Transmitter-Sensor nicht über längere Zeit ins Wasser einzutauchen.
- Vermeiden Sie starke körperliche Aktivitäten oder Stöße. Diese können zu einer vollständigen oder teilweisen Ablösung des Sensors führen, was unzuverlässige Messwerte zur Folge hat.
- Entfernen Sie Transmitter und Sensor vor einer MRT-Untersuchung. Unter extremen Umständen kann es zu Störungen anderer elektrischer Medizinprodukte kommen. Vermeiden Sie starke Magnetfelder. Siehe Details in der Erklärung zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV).
- Platzieren Sie den Sensor mindestens 5 cm von Ihrem Insulinpumpen-Infusionsset oder der Injektionsstelle entfernt.
- Verwenden Sie CT3-Komponenten nicht zusammen mit Komponenten anderer Systeme. Schließen Sie Ihr CT3 nicht an andere Geräte oder Netzwerke an. Beachten Sie die Herstellererklärung zur Sensorkompatibilität.
- Verwendete Sensoren müssen gemäß den örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Blutkontaktteilen entsorgt werden, um Kreuzinfektionen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, ob die Nadel nach der Anwendung zurückgezogen wird. Wickeln Sie sie rechtzeitig in Papiertücher, um Verletzungen zu vermeiden.
- Der Transmitter, die Ladestation und das Netzteil sind elektronische Geräte. Nicht mit Wasser reinigen. Verwenden Sie sie nicht in feuchter Umgebung oder in einem starken elektromagnetischen Feld.
- Medizinprodukte, die nicht zum spezifischen POCTech-CGM gehören, dürfen nicht an das System angeschlossen werden.
- Kinder dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen Zugang zu Ihrem CT3 haben. Verschlucken Sie keine Kleinteile, die Erstickenungsgefahr darstellen können.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Lesen Sie das Benutzerhandbuch, bevor Sie Ihr CT3-Echtzeit-Kontinuierliches Glukoseüberwachungssystem (rtCGM) verwenden. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an das medizinische Fachpersonal (HCP) oder an unseren Kundenservice.
- Der Transmitter muss vor jeder Verwendung vollständig aufgeladen sein.
- Schützen Sie den Sensor davor, sich von der Haut zu lösen. Bei einigen Personen können Hautprobleme auftreten, die zu einem vorzeitigen Ablösen des Pflasters führen und dadurch eine unzuverlässige Überwachung verursachen. Verwenden Sie bei Bedarf ein zusätzliches medizinisches Pflaster, um den Sensor zu sichern.
- Dieses Produkt kann leichte lokale Hautinfektionen verursachen. Es wird empfohlen, die Einführungsstelle zu wechseln, sodass diese mindestens 6 cm von der vorherigen entfernt ist. Eine zu häufige Verwendung derselben Stelle kann Reizungen oder Narbenbildung verursachen.

- Vermeiden Sie übermäßiges Schwitzen, da dies zu einem Sensorausfall führen kann. Schlechter Kontakt, Schwitzen und das Eindringen von Wasser können zu abnormen Messwerten führen. Entfernen Sie den Sensor, wenn anhaltend abnormale Werte im Zusammenhang mit körperlicher Aktivität oder Schwitzen auftreten.
- Es gibt keine besonderen Anforderungen an die Wartung des Transmitters, der Ladestation und des Netzteils. Reinigen Sie die Oberfläche mit Alkoholtüchern, wenn sie verschmutzt ist. Vor der Verwendung vollständig trocknen lassen.
- Laden Sie Ihren Transmitter mit dem Type-C-USB-Kabel und entweder dem im Lieferumfang Ihres CT3 enthaltenen Adapter oder einem IEC-60601-1-zertifizierten Adapter.
- Das CT3-rtCGM-System enthält keine Teile, die vom Benutzer repariert werden dürfen. Bitte wenden Sie sich bei Problemen an den Hersteller oder Ihren Händler. Öffnen Sie das Gerät nicht und ersetzen oder modifizieren Sie keine Teile.

2) SYMBOLE AUF DEN ETIKETTEN

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Siehe Gebrauchsanweisung		Gleichstrom
	Sterilisiert mittels Bestrahlung		Gebrauchsanweisung beachten
	Nichtionisierende elektromagnetische Strahlung		Angewandtes Teil Typ BF
	Nicht im unsortierten Siedlungsabfall entsorgen		Nicht wiederverwenden
	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist; siehe Gebrauchsanweisung		Temperaturbereich (2–30 °C)
IP58	IP58 – Staubgeschützt / Schutz gegen dauerndes Untertauchen in Wasser		USB-Anschluss
	Nicht erneut sterilisieren		Gerät der Klasse II
	Vor Sonnenlicht schützen		Trocken halten
	Stapelhöhe begrenzt auf Anzahl		Oben
	Herstellungsdatum		Vorsicht
	Hersteller		Verwendbar bis
	Chargencode		Seriennummer
	Katalognummer		CE-Kennzeichnung
	Bevollmächtigter Vertreter in der EU		Einzel steriles Barriere-System mit äußerer Schutzverpackung

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Medizinprodukt		Eindeutige Geräteerkennung
	Modellnummer		Nicht MRT-sicher
	Feuchtigkeitsbegrenzung		

3) BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Das CT3 Series Continuous Glucose Monitoring System (CT3-System) ist ein Echtzeit-Kontinuierliches Glukosemessgerät (rtCGM), das für das Diabetesmanagement bei Erwachsenen (Alter ≥ 18 Jahre) angezeigt ist. Die Interpretation der CT3-Systemergebnisse sollte auf Glukosetrends und mehreren aufeinanderfolgenden Messungen über die Zeit basieren. Das CT3-System unterstützt zudem bei der Erkennung von Hyperglykämie- und Hypoglykämie-Episoden. Es ist für die Verwendung durch einen einzelnen Patienten vorgesehen. Es ist dazu bestimmt, die Blutzuckermessung aus der Fingerbeere für Therapieentscheidungen bei Diabetes zu ersetzen, sofern nicht anders angegeben.

4) INDIKATIONEN

Patienten mit Typ-1-Diabetes und Typ-2-Diabetes ab 18 Jahren.

5) EINSCHRÄNKUNG

Das Produkt ist nicht für die Verwendung in Verbindung mit geschlossenen Insulinabgabesystemen vorgesehen.

6) KONTRAINDIKATIONEN

- Das System vor einer Magnetresonanztomographie (MRT) entfernen.
- Wenn Sie ein Risiko für Blutungen oder Hautgeschwüre haben, allergisch auf Desinfektionsmittel oder medizinische Klebstoffe reagieren oder empfindliche Haut haben, sprechen Sie mit Ihrem Arzt (HCP) und verwenden Sie Ihr CT3 unter dessen Anleitung.

4. GRUNDINFORMATIONEN ZUM PRODUKT

1. Produktname: Kontinuierliches Glukosemesssystem (Continuous Glucose Monitoring System)
2. Modelle: CT3/CT3A/CT3C
3. Arbeitsprinzip: Glukose in der interstitiellen Flüssigkeit reagiert mit Glukoseoxidase in der Sensormembran und bildet Wasserstoffperoxid. Dieses reagiert wiederum an der Elektrode des Sensors und erzeugt ein elektrochemisches Stromsignal. Der Strom ist

proportional zur Glukosekonzentration im Gewebe. Das elektrische Signal wird in Zahlenwerte umgewandelt, die die Glukosewerte darstellen.

4. Produktkomponenten:

Tabelle 1. Komponenten für CT3-Serienmodelle

Model	Hardwarekomponenten	App-Softwarekomponenten	Zubehör
CT3	Sensor CT-302 Transmitter CT-300D	AnytimeWell (Yuwell Anytime) AnytimeFollow (Follow Anytime)	Transmitter-Ladestation Type-C-USB-Kabel Netzadapter (optional) Bedienungsanleitung
CT3A	Sensor CT-312 Transmitter CT-301D		
CT3C	Sensor CT-312C Transmitter CT-301DC		

Abbildung 1 für Details der CT3-Komponenten




Abbildung 1. CT3-Komponenten

5. LEISTUNGSMERKMALE

- Aufwärmzeit: 1 Stunde
- Lebensdauer des Sensors: 14 Tage
- Effektiver Glukosebereich: 1,7 – 27,8 mmol/L
- Anzahl der 24-Stunden-Glukosedatenpunkte: 480 (1 Datenpunkt / 3 Minuten)
- Der Sensor ist ein Einmal-Medizinprodukt, sterilisiert durch Elektronenstrahlbestrahlung.
- Labor-Testwiederherstellungsbereiche: 80 % – 120 % (n = 12, mit 20 mg/L Paracetamol und 60 mg/L Ascorbinsäure)
- Stromversorgung des Transmitters: DC 3,7 V wiederaufladbare Batterie. Verwenden Sie den vom Hersteller gelieferten Netzadapter oder kaufen Sie selbst einen geeigneten Adapter zum Laden.
 - Anforderungen und Spezifikationen des vom Hersteller bereitgestellten Netzadapters
 - Einzel sterile Barriersystem mit Schutzverpackung außen, entspricht IEC 60601-1 Standard
 - Adaptereingang: 100–240VAC, 50/60Hz, 0,35A, Ausgang: 5,0V, 1,0A
 - Anforderungen und Spezifikationen des vom Benutzer gekauften Netzadapters
 - Entspricht IEC 60601-1 Standard
 - Ausgang: 5,0V, 1,0A
- Betriebsbedingungen
 - Der Transmitter, die Ladestation und der Netzadapter arbeiten bei Temperaturen zwischen 5 °C und 40 °C, Luftfeuchtigkeit ≤93 % RH. Wurde der Transmitter bei einer Temperatur unter 5 °C gelagert, vor der Verwendung auf Raumtemperatur erwärmen.
 - Betriebsbedingungen des Sensors: normale Umgebungstemperatur.
 - Druck: 700–1060 hPa.
- Der Transmitter, der Sensor, die Ladestation und der Netzadapter sind alle für die Verwendung durch den Patienten geeignet. Der Patient kann der vorgesehene Anwender sein.
- CT3-Klinische Daten
 - Main performance data

Glukosebereich	Prozentsatz innerhalb von 20/20 % EKF (%)	A+B-Flächenverhältnis des Clarke-Fehlgitters	A+B-Flächenverhältnis des Konsensus-Fehlgitters	MARD%
Voller Glukosebereich	91,49%	99,74%	99,95%	9,07%

6. BEDIENUNGSANLEITUNG

1) BEREITSTELLEN DES TRANSMITTERS

- Reinigen Sie Ihren Transmitter (falls erforderlich): Reinigen Sie die Elektroden-Kontaktstifte (Abbildung 2) sowie die Oberfläche des Transmitters.




Abbildung 2. Transmitter-Kontaktstifte

- Lade deinen Transmitter: Lege den Transmitter in die Ladestation, um das Laden zu starten; weißes Blinken während des Ladevorgangs, ein blaues Licht zeigt den Abschluss des Ladevorgangs an. Stelle sicher, dass dein Transmitter vor jeder Verwendung vollständig geladen ist.

2) BEREITE DEIN MOBILTELEFON VOR

Für Erstbenutzer: Scanne den QR-Code auf der Produktverpackung, suche im App Store deines Telefons nach „Yuwell Anytime“ und lade die App herunter.

- **Anmeldung**
- Installiere AnytimeWell (Yuwell Anytime) und öffne die App. Wenn du sie zum ersten Mal verwendest, folge der Bildschirmaufforderung, um dein Konto zu erstellen. Verwende deine E-Mail-Adresse als Kontonummer und lege ein Passwort an, um die Registrierung abzuschließen (siehe Abbildung 3). Für die normale Nutzung melde dich mit deiner E-Mail-Adresse und deinem Passwort an. Klicke dann auf „Login“, um dich in dein Konto einzuloggen.
- **Profil einrichten**
Wenn du dich zum ersten Mal anmeldest, erscheint der Profilbildschirm, wie in Abbildung 4 gezeigt. Trage die geforderten Informationen ein, um dein Profil einzurichten. Alternativ kannst du diesen Schritt überspringen und dein Profil später vervollständigen.

3) DEN TRANSMITTER MIT DEINEM TELEFON VERBINDEN

- Nimm den vollständig geladenen Transmitter aus der Ladestation. Dadurch wechselt das Bluetooth des Transmitters in den Broadcast-/Suchmodus.
- Lege dein Telefon neben den Transmitter. Tippe in der App auf „Next Step“ (siehe Abbildung 5). Die App beginnt, nach dem Transmitter zu suchen. Eine Liste der in der Nähe verfügbaren Transmitter wird angezeigt.

- Wähle die SN deines Transmitters aus und tippe auf „Bestätigen“, um deinen Transmitter mit deinem Telefon zu verbinden (siehe Abbildung 6).

4) SENSOR AUFWÄRMEN

- Once the connection between your App and the transmitter is successful, you will come to a screen that prompts you to scan. Scan the QR code on the sealing sticker with your phone as shown in Figure 7. The system enters into the warm up mode after the sensor information is captured.
- **Sensor-Aufwärmphase**
Nach erfolgreicher Verbindung beginnt der Sensor mit einer 1-stündigen Aufwärmphase (siehe Abbildung 8).

5) BEREITE DEINE HAUT VOR

- Überprüfe die sterile Verpackung des Sensors. Verwende den Sensor nicht, wenn die sterile Verpackung beschädigt oder geöffnet wurde.
- Überprüfe vor dem Öffnen das Ablaufdatum auf der Sensorverpackung. Nicht verwenden, wenn abgelaufen.
- Wähle entweder den Bauch oder den Arm als Sensorstelle (siehe Abbildung 9):
 - I. Vermeide Hautstellen mit Narben, Wunden, Rötungen, Schwellungen oder Infektionen.
 - II. Platziere den Sensor mindestens 5 cm entfernt vom Infusionsset oder der Injektionsstelle deiner Insulinpumpe.
 - III. Wenn du den Bauch wählst, sollte der Sensor mindestens 5 cm vom Bauchnabel entfernt sein.
 - IV. Vermeide Stellen mit starker Muskelbewegung.
 - V. Vermeide Stellen, die leicht gestoßen, gedrückt oder im Schlaf belastet werden können.
 - VI. Vermeide Stellen, an denen der Sensor gerieben werden könnte, z. B. durch deinen Gürtel.
- Reinige und desinfiziere die Einführungsstelle mit Alkoholtupfern oder anderen geeigneten Mitteln.

6) DEN SENSOR EINSETZEN UND DEN APPLIKATOR ENTFERNEN

- Öffne die sterile Verpackung, nimm den Sensor heraus und ziehe die Schutzfolie des Klebers ab (Abbildung 10).
- Drücke den Sensor fest auf die gereinigte und getrocknete Hautstelle (Abbildung 11).
- Schiebe den Sicherheitsstift in die Entriegelungsposition. Halte den Applikator ruhig und drücke die Entriegelungstasten, um den Sensor einzusetzen. Entferne nach dem Einsetzen des Sensors vorsichtig den Applikator vom Sensor. Entsorge den Applikator in einem medizinischen Abfallbehälter (Abbildung 12 und Abbildung 13).




Abbildung 3. Anmeldung




Abbildung 4. Vervollständigen Sie Ihre Informationen



Abbildung 5. Tippen Sie auf „Nächster Schritt“




Abbildung 6. Mit dem Transmitter verbinden




Abbildung 7. Scannen Sie den QR-Code auf dem Siegelaufkleber





Abbildung 8. Sensor bereit in





Abbildung 9. Sensorstellen






Abbildung 10. Ziehen Sie die Schutzfolie des Klebers ab




Abbildung 11. Drücken Sie den Sensor fest an




Abbildung 12. Entriegeln Sie den Sicherheitsstift und setzen Sie den Sensor ein




Abbildung 13. Entfernen Sie den Applikator




Abbildung 14. Sensor eingesetzt; Sender ausrichten

7) SENDER BEFESTIGEN

- Befestigen Sie den Sender am Sensor (Abbildung 14). Setzen Sie zuerst den Schlitz des Senders auf den Sensorblock.
- Drücken Sie dann den Sender nach unten und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis Sie ein deutliches Klickgeräusch hören. Dies zeigt an, dass der Sender sicher mit dem Sensor verriegelt ist.




Abbildung 15.
Benutzeroberfläche der App

8) DIE HAUPTBENUTZEROBERFLÄCHE VON ANYTIMEWELL (YUWELL ANYTIME) IST IN ABBILDUNG 15 DARGESTELLT

- Nach der 1-stündigen Aufwärmphase beginnt Anytime, CGM-Glukoseüberwachungsinformationen anzuzeigen.
- Die CT3-Glukoseüberwachungs-Benutzeroberfläche:
 - I. Die App zeigt den aktuellsten CGM-Wert zusammen mit der Uhrzeit an. Die Werte werden alle 3 Minuten aktualisiert.
 - II. Es werden außerdem Glukose-Trendpfeile und ein Diagramm angezeigt.
 - III. Verschiedene Farben stellen unterschiedliche Glukosebereiche dar.
 - IV. Sie können die Glukosekurve für Zeiträume von 3/6/12/24 Stunden anzeigen.
 - V. Wenn die Bluetooth-Verbindung mit dem Transmitter nach einer Inaktivitätsperiode unterbrochen wird, kann AnytimeWell (Yuwell Anytime) die Datenverbindung

automatisch wiederherstellen, wenn Sie die App antippen, um sie erneut zu aktivieren.

VI. Die Bedeutung der Trendpfeile ist in Abbildung 16 dargestellt.

9) EREIGNISSE PROTOKOLLIEREN

Um ein Ereignis zu protokollieren, tippen Sie auf „EVENTS“ auf dem Startbildschirm, um die Ereignisprotokollseite zu öffnen. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Ereignisse in Echtzeit eingeben. Ihr CGM ermöglicht es Ihnen, mehrere Arten von Ereignissen zu verfolgen, einschließlich Ernährung, Medikation, Bewegung und Insulin. Tippen Sie  im unteren Bereich des Bildschirms, um Ihr Ereignis einzugeben. Um ein Ereignis zu löschen, markieren Sie das Ereignis und tippen Sie  zum Löschen, wie in Abbildung 17 gezeigt.

10) SITZUNG BEENDEN

- Während Ihrer 14-tägigen Sensorsitzung zeigt AnytimeWell (Yuwell Anytime) den Sensor-Countdown an. Das System beendet die Überwachung am Ende der Sensorsitzung automatisch und wartet auf Ihre Bestätigung.
- Entfernen Sie Ihren Sensor: Beginnen Sie an einer Kante des Klebepflasters und ziehen Sie den Sensor und den Transmitter vorsichtig zusammen ab.
- Überprüfen Sie die Haut an der Sensorstelle. Wenn Blutergüsse, Infektionen, Rötungen oder Schwellungen usw. festgestellt werden, machen Sie ein Foto für einen Arzt (HCP) oder lassen Sie die Stelle von einem Arzt (HCP) überprüfen.
- Der Transmitter ist wiederverwendbar. Trennen Sie den Transmitter vom Sensor: Drücken Sie den Clip und drehen Sie den Transmitter, um ihn zu lösen, wie in Abbildung 18 gezeigt. Reinigen Sie den Transmitter mit einem Alkoholtupfer und legen Sie ihn in die Ladestation für den nächsten Gebrauch.

11)) RICHTEN SIE IHR ANYTIMEWELL (YUWELL ANYTIME) EIN

- **Hohe und niedrige Alarmer einstellen**
Tippen Sie auf das Symbol  in der oberen linken Ecke des Startbildschirms, um zum Menü zu gelangen. Tippen Sie auf *High and Low Targets*. Scrollen Sie die Zahlen, um die eingestellten Werte auszuwählen, und tippen Sie auf *Save*, um zu bestätigen, wie in Abbildung 19 gezeigt.
- **Benachrichtigungen**
Tippen Sie auf das Symbol  in der oberen linken Ecke des Startbildschirms, um zum Menü zu gelangen. Tippen Sie auf *Notifications*, wie in Abbildung 20 gezeigt. Sie können Ihre Benachrichtigungseinstellungen entsprechend den Anweisungen auf dem Bildschirm einrichten oder ändern.
- **CGM-Untermenüs**
 - I. Tippen Sie auf das Symbol  in der oberen linken Ecke des Startbildschirms, um zum Menü zu gelangen. Tippen Sie auf *CGM device* und sehen Sie die Seriennummer (SN) des Transmitters, wenn dieser im normalen Verbindungsstatus mit AnytimeWell (Yuwell Anytime) ist, wie in Abbildung 21 dargestellt.

- II. Um die Sensorsitzung während einer regulären Überwachungssitzung zu beenden, tippen Sie auf *Forced termination*. Es erscheint ein Pop-up-Fenster zur Bestätigung, wie in Abbildung 22 gezeigt. Wenn die Überwachungssitzung über AnytimeWell (Yuwell Anytime) beendet wird, erscheint die Meldung „No device connected“. Dies führt zu einer dauerhaften Trennung zwischen Transmitter und der App auf dem Smartphone.
- III. Wenn der Transmitter und AnytimeWell (Yuwell Anytime) entkoppelt sind, wird ebenfalls „No device connected“ angezeigt. Das bedeutet, dass das System bereit ist, den nächsten Sensor zu starten, wie in Abbildung 23 gezeigt.




Abbildung 16. Trendpfeile




Abbildung 18. Trennen Sie den Transmitter vom Sensor




Abbildung 20. Benachrichtigungseinstellungen



Abbildung 17. Ereignisse




Abbildung 19. Stellen Sie Ihre oberen und unteren Alarme ein



Abbildung 21. CGM-Schnittstellendiagramm




Abbildung 22. Bestätigen – Sitzung beenden



Abbildung 23. Gerät entkoppelt

12) GLUKOSEBERICHT ANZEIGEN

- **Tagesansicht**

Tippen Sie auf das Symbol  oben links auf dem Startbildschirm, um zum Menü zu gelangen. Tippen Sie auf *Tagesansicht* und sehen Sie die CT3-Messwerte des Tages. Sie können auch ein Datum auswählen, um historische CT3-Daten anzuzeigen: die Glukosekurve und die Hauptindikatoren, wie in Abbildung 24 dargestellt.

- **Datenbericht**

Tippen Sie im Menü auf *Datenbericht* und scrollen Sie nach oben, um den für eine Sensorsitzung erstellten Datenbericht anzuzeigen.

1. Auswahl der Sensorsitzung, siehe Abbildung 25.
2. Geräteinformationen, siehe Abbildung 26.
3. Überwachungsergebnisse, siehe Abbildung 27.
4. Glukose-Panorama, siehe Abbildung 28.
5. 24-Stunden-Overlay-Diagramm, siehe Abbildung 29.
6. 24-Stunden-Trenddiagramm, das den täglichen Glukoseverlauf darstellt, siehe Abbildung 30.
7. Diagramm der täglichen Höchst- und Tiefstwerte, siehe Abbildung 31.
8. Zeitanteile Ihrer Höchst- und Tiefstwerte, siehe Abbildung 32.
9. Verteilung der Glukosewerte, siehe Abbildung 33.

- **AGP-Bericht**

Tippen Sie im Menü auf *AGP-Bericht*, um den für eine Sensorsitzung erstellten AGP-Bericht (Ambulatory Glucose Profile) anzuzeigen und zu teilen.




Abbildung 24. Tagesansicht

2024-06-14 13:06 ~ 2024-06-14 13:16

Abbildung 25. Sensorsitzung auswählen



Abbildung 26. Geräteinformationen




Abbildung 27. Überwachungsergebnisse




Abbildung 28. Blutzucker-Panorama




Abbildung 29. 24-Stunden-Überlappungskarte




Abbildung 30. Stündlicher Trendchart in 24 Stunden




Abbildung 31. Diagramm des Bereichs hoher/niedriger Glukosewerte



Abbildung 32. Proportionales Diagramm der Zeiten hoher/niedriger Glukosewerte




Abbildung 33. Verteilung der Glukosewerte

13) ANDERE UNTERMENÜS

- Persönliche Daten**
 Tippen Sie ☰ oben links auf dem Startbildschirm auf das Symbol, um zum Menü zu gelangen. Tippen Sie auf *Spitzname*, um den Profileinstellungsbildschirm zu öffnen, wo Sie Ihr Profilbild, Ihren Spitznamen, Ihr Geschlecht, Geburtsdatum, Größe, Gewicht und die Diabetesart einstellen und ändern können, wie in Abbildung 34 gezeigt.
- Hilfezentrum**
 Tippen Sie im Menü auf *Hilfezentrum*, um unterstützende Materialien anzusehen, wie in Abbildung 35 dargestellt.
- Über**
 Durch Anklicken der Option *Über* im Menü können Sie „Versionsupdate“, „Lizenzvereinbarung und Nutzungsbedingungen“, „Rechtliche Hinweise und Datenschutzrichtlinien“ einsehen, wie in Abbildung 36 dargestellt. Im iOS-System unterstützt unsere Anwendung die Benutzerautorisierung zur Datenfreigabe mit Apple Health.
- Abmelden**
 Tippen Sie ☰ oben links auf dem Startbildschirm auf das Symbol, um zum Menü zu gelangen. Tippen Sie unten auf *Abmelden*, um Ihr aktuelles Konto abzumelden. Beim

nächsten Mal müssen Sie sich erneut einloggen, um auf Ihr Konto zuzugreifen, wie in Abbildung 37 dargestellt.

- **Glukose-Einheitseinstellungen**

Tippen Sie im Menü auf *Einheitseinstellungen*, um zu den Einheitseinstellungen zu gelangen, wie in Abbildung 38 dargestellt.

Teilen Sie Ihre Überwachungsdaten mit Followern

- Sie können Ihre Echtzeit-Überwachungsergebnisse mit Ihrem HCP, Ihren Betreuern und Familienmitgliedern über die *AnytimeFollow (Follow Anytime)* App teilen. Ihre Follower müssen die *AnytimeFollow (Follow Anytime)* App auf ihren Smartphones herunterladen und ein Konto erstellen. Nach Ihrer Einladung können sie ihre Follower-Seite einrichten und Ihre Glukoseüberwachungsinformationen einsehen.

- **Mit Followern teilen**

Tippen Sie oben links auf dem Startbildschirm auf das Menü-Symbol. Tippen Sie auf *Teilen*.

- I. Tippen Sie auf *Hinzufügen*, um Ihre Follower einzuladen. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Followers ein und fügen Sie Notizen hinzu, wie in Abbildung 39 gezeigt. Ihre Follower müssen die *AnytimeFollow (Follow Anytime)* App herunterladen und ein Konto erstellen. Danach können sie ihre Follower-Seite einrichten und Ihre Glukosewerte einsehen.
- II. Sie können die Follower, die Sie eingeladen haben, sowie Benachrichtigungen in den Listen unter *Follower* und *Benachrichtigungen* prüfen, wie in Abbildung 40 dargestellt.
- III. Richten Sie Ihre Follower ein. Tippen Sie auf den Pfeil rechts neben dem Follower, um die Einstellungen zu öffnen, wo Sie Notizen einstellen und die Freigabe deaktivieren können, wie in Abbildung 41 dargestellt.




Abbildung 34. Richten Sie Ihre persönlichen Daten ein




Abbildung 35. Hilfezentrum




Abbildung 36. Über




Abbildung 37. Abmelden





Abbildung 38. Einheitseinstellungen



**Abbildung 40.
Follower einladen**



**Abbildung 41.
Follower-Einstellungen**



**Abbildung 39. Follower
einladen**

14) ANYTIMEVIEW

AnytimeView (Yuwell Anytime View): Die Software AnytimeView (Yuwell Anytime View) wird vom medizinischen Fachpersonal verwendet. Sie kann über ein E-Mail-Konto eine Verbindung mit der Software AnytimeWell (Yuwell Anytime) herstellen. AnytimeWell (Yuwell Anytime) überträgt die Blutzuckerdaten über das Netzwerk an die Software AnytimeView (Yuwell Anytime View), die diese anzeigt. Anweisungen zur Verwendung von AnytimeView (Yuwell Anytime View) finden Sie in „CGM14-RF-13“.

7. ENTSORGUNG

- Sensor: Gebrauchte Sensoren sind gemäß den örtlichen Vorschriften für medizinische Abfälle zu entsorgen.
- Transmitter, Ladegerät des Transmitters und Netzadapter: Transmitter, Ladegerät des Transmitters und Netzadapter sind nach der Reinigung wiederverwendbar. Es wird empfohlen, ein Alkoholtuch zur Reinigung der Oberfläche zu verwenden. Abgelaufene Geräte sind gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Medizinabfälle zu entsorgen.

8. BENACHRICHTIGUNGEN UND FEHLERBEHEBUNG

- **Stromabweichung:** Ihre AnytimeWell (Yuwell Anytime) App sendet Benachrichtigungen und kann die Glukoseinformationen nicht mehr anzeigen, wenn der Sensorsignalstrom außerhalb des Normalbereichs liegt. Wassereintritt oder starkes

Schwitzen sind die häufigsten Ursachen für zu hohe Ströme. Niedrige Ströme treten meist auf, wenn sich der Sensor ablöst. Sie können die Sensorsitzung fortsetzen, wenn sich der Strom nach kurzer Zeit wieder normalisiert. Bleibt das Problem bestehen, beenden Sie die Überwachung und entfernen Sie den Sensor.

- **Niedriger Akkustand des Transmitters:** Ihre AnytimeWell (Yuwell Anytime) App sendet Benachrichtigungen, wenn die Verbindung zum Transmitter aufgrund niedriger Akkuladung nicht hergestellt werden kann. In diesem Fall muss der Transmitter vollständig aufgeladen werden, bevor eine erneute Verbindung möglich ist.
- **Hoher Alarm:** Der Standardwert für den Hohen Alarm ist 11,1 mmol/L. Sie können den Wert gemäß den Empfehlungen Ihres HCP (Healthcare Professional) anpassen.
- **Niedriger Alarm:** Der Niedrige Alarm ist die wichtigste Funktion für die kontinuierliche Glukoseüberwachung, insbesondere für Patienten mit Hypoglykämie-Wahrnehmungsstörung. Wenn Ihre CT3-Werte unter den eingestellten Wert (Standard: 3,9 mmol/L) fallen, erhalten Sie Niedrig-Alarm-Meldungen. Sie können den Wert nach Empfehlung des HCP anpassen.
- **Verbindungsverlust über Bluetooth:** Es gibt zwei mögliche Szenarien:
 - I. AnytimeWell (Yuwell Anytime) findet den Transmitter bei der Erstsuche nicht – meist aufgrund einer niedrigen Transmitterbatterie.
 - II. Der Kontakt bricht während einer normalen Überwachungssitzung ab – meist, weil sich das Telefon außerhalb der Bluetooth-Reichweite befindet. Bringen Sie das Telefon näher an den Transmitter, um die Verbindung wiederherzustellen. In Umgebungen mit starker Störung (z. B. Bahnhof, Flughafen, Messehalle) können Sie keine Echtzeit-Benachrichtigungen empfangen. Sobald die Bluetooth-Verbindung wiederhergestellt ist, werden die Daten nachträglich übertragen. Datenverlust tritt in der Regel nicht auf.
- **Dringender Niedrig-Alarm:** Dieser ist auf 3,1 mmol/L eingestellt und kann nicht verändert oder stummgeschaltet werden.
- Wenn Ihr CT3-Wert unter 3,1 mmol/L liegt, erhalten Sie akustische und textliche Warnungen. Sie sollten die Situation mit einem Blutzuckermessgerät überprüfen.
- **Bald-Niedrig-Alarm:** Sie erhalten akustische und textliche Benachrichtigungen, wenn Ihr CT3 innerhalb von 20 Minuten einen Niedrig-Alarm vorhersagt.
- **Bald-Hoch-Alarm:** Sie erhalten akustische und textliche Benachrichtigungen, wenn Ihr CT3 innerhalb von 30 Minuten einen Hoch-Alarm vorhersagt.
- **Schneller Anstieg-Alarm:** Sie erhalten akustische und textliche Benachrichtigungen, wenn Ihr CT3 einen schnellen Anstieg erkennt. Sie können diesen Alarm aktivieren, deaktivieren oder anpassen.
- **Sensor löst sich:** Der Sensor kann sich durch Ablösen des Pflasters infolge von Schwitzen, Bewegung oder fettiger Haut lösen. In diesem Fall müssen Sie die aktuelle Sitzung beenden, den Sensor entfernen und einen neuen Sensor setzen.
- **Unzureichende Haftung des Pflasters:** Falls sich das Pflaster frühzeitig ablöst, verwenden Sie zusätzliches medizinisches Klebeband zur Fixierung.
- **Verzögerung bei der Glukosemessung:** Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Telefon aktiviert ist. Bei einer Unterbrechung erscheint die Meldung „Gerät nicht

verbunden“ in der AnytimeWell (Yuwell Anytime) App. Versuchen Sie, Bluetooth oder die App neu zu starten, um die Verbindung wiederherzustellen.

- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

VORSICHT

Um Warnungen/Benachrichtigungen rechtzeitig zu erhalten, tragen Sie Ihr Telefon stets bei sich und stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Verbindung aktiv bleibt. Die Lautstärke der App sollte ausreichend hoch eingestellt sein, um hörbar zu sein. Versuchen Sie, so viele andere Apps wie möglich zu schließen, und stellen Sie sicher, dass die AnytimeWell (Yuwell Anytime) App im Hintergrund weiterläuft. Löschen Sie nicht den Cache der AnytimeWell (Yuwell Anytime) App, da dies schwerwiegende Betriebsfehler wie Neustarts oder Datenverlust verursachen kann.

9. EMV-ERKLÄRUNG

- The CT3 rtCGM system is intended for use under specific EMC standard. It shall only be installed and put into service according to the EMC information specified in this User Manual. Das CT3-rtCGM-System ist für die Verwendung gemäß einem spezifischen EMV-Standard vorgesehen. Es darf nur gemäß den in diesem Benutzerhandbuch angegebenen EMV-Informationen installiert und in Betrieb genommen werden.

- Tragbare und mobile HF-Kommunikationsgeräte können die Funktion von medizinisch-elektrischen Geräten beeinträchtigen.

Verwenden Sie unbedingt die in der folgenden Tabelle angegebenen Kabel, um die Anforderungen an elektromagnetische Emissionen und Störfestigkeit zu erfüllen:

Typ: USB-Datenkabel / **Länge:** 1,2 m

- Die Verwendung von Zubehör und Kabeln, die nicht vom Hersteller dieses Geräts spezifiziert oder bereitgestellt wurden, kann zu erhöhten elektromagnetischen Emissionen oder zu einer verringerten elektromagnetischen Störfestigkeit führen.
- Platzieren Sie das CT3 nicht in der Nähe anderer Geräte und stapeln Sie es nicht mit anderen Geräten. Wenn eine unmittelbare Verwendung unvermeidbar ist, muss das CT3 überwacht werden, um den normalen Betrieb zu gewährleisten.
- Leistungsmerkmale

Laden	Normales Laden bei Störeinflüssen.
Betrieb	Abweichungen der Messwerte sollten bei Störeinflüssen ± 1 mmol/L nicht überschreiten.

Anleitung und Herstellererklärung – elektromagnetische Emissionen

Das CT3-rtCGM-System ist zur Verwendung in der im Folgenden angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde oder Benutzer des CT3-rtCGM-Systems sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung verwendet wird.

Emission	Übereinstimmung	Elektromagnetische Umgebung – Hinweise
----------	-----------------	--

HF-Emissionen CISPR 11	Gruppe 1	Das CT3-System gibt nur geringe HF-Energie für seine internen Funktionen ab, daher ist es unwahrscheinlich, dass nahegelegene elektronische Geräte beeinflusst werden.
HF-Emissionen CISPR 11	Klasse B	Das CT3-System ist für die Verwendung in allen Einrichtungen geeignet, einschließlich häuslicher Umgebungen sowie solcher, die direkt an das öffentliche Niederspannungsnetz angeschlossen sind, das Gebäude zur häuslichen Nutzung versorgt.
Harmonische Emissionen IEC 61000-3-2	Klasse A	
Spannungsschwankungen / Flicker-Emissionen IEC 61000-3-3	Entspricht	

Anleitung und Herstellererklärung – elektromagnetische Immunität			
Das CT3-rtCGM-System ist für die Verwendung in der im Folgenden angegebenen elektromagnetischen Umgebung vorgesehen. Der Kunde oder Benutzer des CT3-rtCGM-Systems muss sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung verwendet wird.			
Immunitätstest	IEC60601 Prüfpegel	Übereinstimmungspegel	Elektromagnetische Umgebung – Hinweise
Elektrostatische Entladung (ESD) IEC 61000-4-2	± 8kV Kontakt ± 15kV Luft	± 8kV Kontakt ± 15kV Luft	Böden sollten aus Holz, Beton oder Keramikfliesen bestehen. Wenn Böden mit synthetischem Material bedeckt sind, sollte die relative Luftfeuchtigkeit mindestens 30 % betragen.
Elektrische schnelle Transienten / Burst IEC 61000-4-4	± 2kV für Versorgungsleitungen ± 1kV für Eingangs-/Ausgangsleitungen	2kV für Versorgungsleitungen Nicht zutreffend	Die Netzstromqualität sollte der eines typischen kommerziellen oder klinischen Umfelds entsprechen.
Stoßspannungen (Surge) IEC 61000-4-5	± 1kV Leitung(en) zu Leitung(en)	± 1kV Leitung(en) zu Leitung(en) Nicht zutreffend	Die Netzstromqualität sollte der eines

	± 2kV Leitung(en) zu Erde		typischen kommerziellen oder klinischen Umfelds entsprechen.
Spannungseinbrüche, kurze Unterbrechungen und Spannungsvariationen auf den Versorgungsleitungen IEC 61000-4-11	0% UT für 1 Zyklus 0% UT für 0,5 Zyklen bei 8 Phasenwinkeln 70% UT für 25/30 Zyklen 0% UT für 250/300 Zyklen	0% UT für 1 Zyklus 0% UT für 0,5 Zyklen bei 8 Phasenwinkeln 70% UT für 25/30 Zyklen 0% UT für 250/300 Zyklen	Die Netzstromqualität sollte der eines typischen kommerziellen oder klinischen Umfelds entsprechen. Wenn der Benutzer verlangt, dass das Gerät während eines Stromausfalls weiter betrieben wird, wird die Verwendung einer unterbrechungsfreien Stromversorgung oder Batterie empfohlen.
Netzfrequenz und Magnetfeld (50/60Hz) IEC61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Netzfrequenz und Magnetfeld sollten der eines typischen kommerziellen oder klinischen Umfelds entsprechen.
Hinweis: UT ist die Wechselspannung vor der Anwendung des Prüfpegels.			

Anleitung und Herstellererklärung – elektromagnetische Immunität			
Das CT3 rtCGM-System ist für die Verwendung in der im Folgenden angegebenen elektromagnetischen Umgebung vorgesehen. Der Kunde oder Benutzer des CT3 rtCGM-Systems sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung betrieben wird.			
Immunitätstest	IEC60601 Prüfpegel	Übereinstimmungspegel	Elektromagnetische Umgebung – Hinweise
Leitungsgeführte HF-Störungen IEC61000-4-6	3 V 0,15 MHz–80 MHz 6 V in ISM-Bändern	3 V 0,15 MHz–80 MHz 6 V in ISM-Bändern 0,15 MHz und 80 MHz 10 V/m	Tragbare und mobile HF-Kommunikationsgeräte sollten nicht näher am Gerät einschließlich Kabeln platziert werden als der empfohlene Trennabstand. Unter

<p>Abgestrahlte HF-Störungen IEC61000-4-3</p>	<p>0,15 MHz und 80 MHz</p> <p>10 V/m</p> <p>80 MHz–2,7 GHz</p>		<p>Verwendung der für die Frequenz des Senders geltenden Gleichung. Empfohlener Trennabstand: $d = 1.2 \sqrt{P}$ 150kHz-80MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$ 80MHz-800MHz $d = 2.3 \sqrt{P}$ 800MHz-2.5GHz In der Gleichung ist P die maximale Ausgangsleistung des Senders in Watt (W), gemäß Herstellerangabe. d ist der empfohlene Trennabstand in Metern (m). Feldstärken von ortsfesten HF-Sendern, wie durch eine elektromagnetische Standortvermessung bestimmt, sollten unterhalb der Konformitätswerte in jedem Frequenzbereich liegen. Störungen können in der Nähe von Geräten auftreten, die mit folgendem Symbol gekennzeichnet sind:</p> <div style="text-align: center;">  </div>
---	--	--	--

Hinweis 1: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der Trennabstand für den höheren Frequenzbereich.

Hinweis 2: Diese Richtlinien gelten möglicherweise nicht in allen Situationen, da die elektromagnetische Ausbreitung durch Absorption und Reflexion an Gebäuden, Objekten und Personen beeinflusst wird.

a) Theoretisch können die Feldstärken von ortsfesten Sendern, wie Basisstationen für Funktelefone (Mobil-/Schnurlostelefone) und Mobilfunkgeräte, Amateurfunk, AM- und FM-Rundfunk sowie Fernsehsender, nicht genau vorhergesagt werden. Um die elektromagnetische Umgebung aufgrund ortsfester HF-Sender zu beurteilen, sollte eine elektromagnetische Standortvermessung durchgeführt werden. Wenn die gemessene Feldstärke an dem Standort, an dem das CT3 verwendet wird, das geltende HF-Konformitätsniveau überschreitet, sollte das CT3 beobachtet werden, um den ordnungsgemäßen Betrieb zu verifizieren. Wenn eine abnormale Leistung festgestellt wird, können zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein, wie z. B. eine Neuausrichtung oder ein Umplatzen des CT3.

b) Im Frequenzbereich von 150 kHz bis 80 MHz sollten die Feldstärken weniger als 10 V/m betragen.

Empfohlene Trennabstände zwischen tragbaren und mobilen HF Kommunikationsgeräten und CT3

Der CT3 ist für die Verwendung in einer elektromagnetischen Umgebung vorgesehen, in der abgestrahlte HF-Störungen kontrolliert werden. Der Kunde oder Benutzer des CT3 kann dazu beitragen, elektromagnetische Störungen zu vermeiden, indem er einen Mindestabstand zwischen tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsgeräten (Sendern) und dem CT3 einhält, wie in der folgenden Tabelle angegeben. Der Abstand richtet sich nach der maximalen Ausgangsleistung des Kommunikationsgerätes.

Maximale Nennausgangsleistung des Senders (W)	Trennabstand je nach Frequenz des Senders / m		
	150kHz~80MHz d=1.2 √P	80MHz~800MHz d=1.2 √P	800MHz ~ 2.5GHz d=2.3 √P
0.01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Für Sender mit einer maximalen Ausgangsleistung, die nicht in der obigen Tabelle aufgeführt ist, kann der empfohlene Trennabstand (m) anhand der für die Frequenz des Senders geltenden Gleichung berechnet werden, wobei **P** die maximale Ausgangsleistung des Senders in Watt (W) gemäß den Angaben des Herstellers ist.

Hinweis 1: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der Trennabstand für den höheren Frequenzbereich.

Hinweis 2: Diese Richtlinien gelten möglicherweise nicht in allen Situationen. Die elektromagnetische Ausbreitung wird durch Absorption und Reflexion von Gebäudestrukturen, Objekten und Personen beeinflusst.

10. PRODUKTCODE / CHARGENUMMER, HERSTELLUNGSDATUM UND LEBENSDAUER

1) TRANSMITTER

- Transmitter-SN: siehe Etikett auf dem Transmitter
- Herstellungsdatum des Transmitters: siehe Etikett auf der Verpackung
- Lebensdauer des Transmitters: 2 Jahre

2) LADESTATION FÜR DEN TRANSMITTER UND NETZADAPTER

- Herstellungsdatum: siehe Etikett auf der Verpackung
- Lebensdauer: 2 Jahre

3) SENSOR

- Siehe Etikett auf der Parafilm-Verpackung des Sensors, um Chargennummer, Herstellungsdatum und Ablaufdatum einzusehen.
- Lebensdauer des Sensors: 12 Monate

11. WARTUNG, LAGERUNG UND VERSAND

1) WARTUNG

- Der Transmitter, die Ladestation für den Transmitter und der Netzadapter sind präzise elektronische Geräte, die von Feuchtigkeit und elektromagnetischen Feldern ferngehalten werden sollten.
- Der Transmitter, die Ladestation für den Transmitter und der Netzadapter benötigen keine besondere Wartung. Wischen Sie die Oberfläche mit Alkoholtupfern ab und lassen Sie sie trocknen, wenn Sie eine Verunreinigung feststellen.
- Wenn während der Nutzung des Transmitters, der Ladestation oder des Netzadapters Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Vertreter. Öffnen, reparieren, ersetzen oder modifizieren Sie das Gerät nicht selbst.
- Der Transmitter wird von einer wiederaufladbaren Lithiumbatterie betrieben (nicht austauschbar). Legen Sie den Transmitter auf seine Ladestation, wenn Sie ihn nicht verwenden, und laden Sie ihn zur Wartung alle sechs Monate auf. Die Ladestation entspricht dem Standard IEC 60601-1.

2) TRANSPORTBEDINGUNGEN

Umweltfaktoren	Transmitter (einschließlich Ladestation), Netzadapter	Sensor
Temperatur / °C:	-15~45°C	2~45°C
Relative Luftfeuchtigkeit (RH)%	≤93%	Keine besonderen Anforderungen
Druck	700-1060hPa	700-1060hPa

3) LAGERBEDINGUNGEN

Umweltfaktoren	Transmitter (einschließlich Ladestation), Netzadapter	Sensor
Temperatur / °C:	-15~45°C	12 Monate (2~30°C)
Relative Luftfeuchtigkeit (RH)%	≤93%	Keine besonderen Anforderungen
Druck	700-1060hPa	700-1060hPa

12. ZUBEHÖR, PERIPHERIEGERÄTE UND VERBRAUCHSMATERIALIEN

- **Schnellstartanleitung** im Sensorpaket.

- Wenn mehrere Geräte an einen einzelnen Benutzer und/oder Standort geliefert werden, kann – sofern mit dem Käufer vereinbart – eine einzige Kopie der Gebrauchsanweisung bereitgestellt werden. Der Käufer kann jedoch jederzeit zusätzliche Exemplare kostenlos anfordern.
- Der Lieferumfang des Transmitter-Pakets umfasst: 1 Ladestation, 1 Typ-C-Datenkabel, Netzadapter (optional), Benutzerhandbuch. Sie können Ihren eigenen Netzadapter erwerben oder den Kundendienst kontaktieren. Überprüfen Sie Ihren Netzadapter auf die erforderlichen Spezifikationen und tauschen Sie ihn aus, wenn er nicht ordnungsgemäß funktioniert.

13. GRUNDLEGENDE SICHERHEITSMERKMALE

- Einstufung nach Schutzart gegen elektrischen Schlag: interne Stromversorgung (Betrieb), Klasse II (Laden)
- Einstufung nach Schutzgrad gegen elektrischen Schlag: Typ BF angewendet (Betrieb), Typ BF nicht angewendet (Laden)
- Einstufung nach Schutzgrad gegen Eindringen von Flüssigkeiten: IP58 (Transmitter)
- Einstufung nach Sicherheit der Verwendung in Umgebungen mit einem Gemisch aus brennbaren Anästhesiegasen mit Luft, Sauerstoff oder Lachgas: Nicht AP/APG
- Einstufung nach Betriebsart: kontinuierlich
- Nennspannung und Frequenz des Transmitters: DC 3,7 V (Betrieb), 100–240 VAC, 50/60 Hz (Laden)
- Eingangsleistung des Transmitters: 0,35 A (Laden)
- Defibrillationsfeste Anwendungsteile: keine
- Signal-Ausgangs- oder -Eingangsteile: keine
- Dauerhafte oder nicht dauerhafte Installation: nicht dauerhaft

14. EU-RICHTLINIE FÜR FUNKAUSRÜSTUNG (RED)

Hiermit erklärt **POCTech Co., Ltd.**, dass der Transmitter des CT3-Systems der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

15. GARANTIE

1) KONTAKTE UND TELEFONNUMMERN

Kundendienst: Zhejiang POCTech Co., Ltd. E-Mail (After-Sales): service@yuwell.com
 Telefonnummer: 86-400-118-8528 Website: www.poctechcorp.com

2) GARANTIE

GARANTIEBESCHREIBUNG

- Zhejiang POCTech Co., Ltd. gewährleistet eigenständig, dass die gelieferten Produkte einschließlich Zubehör im Wesentlichen frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Zubehör (z. B. Netzadapter) zusammen mit dem Produkt oder separat erworben wurde.

Abgedeckt durch die Garantie

- Diese Garantie gilt ausschließlich für die Person, die die Produkte einschließlich Zubehör von einem autorisierten Händler der Zhejiang POCTech Co., Ltd. oder direkt von Zhejiang POCTech Co., Ltd. erworben hat. Die unabhängige und beschränkte Garantie ist weder abtretbar noch übertragbar.

Dauer der Garantie

- Die Garantie gilt für die Produkte für einen Zeitraum von 1 Jahr ab Herstellungsdatum. Für Sensoren, die für den Einmalgebrauch bestimmt sind, gilt die beschränkte Garantie bis zu ihrer Verwendung oder bis zum Ablaufdatum – je nachdem, was zuerst eintritt (siehe auch Punkt 6). Für sämtliches weiteres Zubehör gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Nicht abgedeckt durch die Garantie

- Schäden jeglicher Art infolge von u. a. Unfällen, unsachgemäßer Lagerung, unsachgemäßem Betrieb, Modifikationen, nicht autorisierten Reparaturen, unsachgemäßer Wartung, Manipulation, Missbrauch, Vernachlässigung, Brand, Wasserschäden, Krieg oder höherer Gewalt sind nicht von der Garantie gedeckt. Ebenfalls ausgeschlossen sind Schäden an Produkt oder Zubehör, die durch die Verwendung des Produkts mit nicht originale Zubehör oder durch die Verwendung von Zubehör mit nicht zugelassenen Medizinprodukten verursacht werden. Es besteht keine Garantie für die Kompatibilität des Produkts oder des zugehörigen Zubehörs mit anderen Medizinprodukten.
- Die Garantie bleibt nur gültig, wenn die Produkte einschließlich Zubehör ausschließlich von Zhejiang POCTech Co., Ltd. selbst oder von den von ihr autorisierten Unternehmen oder Personen ordnungsgemäß gewartet, repariert und verwendet werden.
- Die Garantie erlischt, wenn die Produkte mit einem oder mehreren nicht genehmigten oder nicht autorisierten Zubehörteilen verwendet werden, oder wenn genehmigtes Zubehör mit einem nicht autorisierten Produkt kombiniert wird, oder wenn die Produkte einschließlich Zubehör nicht gemäß den von Zhejiang POCTech Co., Ltd. veröffentlichten Anweisungen verwendet werden.
- Keine Person (einschließlich Vertreter, Händler oder Repräsentanten von Zhejiang POCTech Co., Ltd.) ist befugt, Zusicherungen oder Garantien in Bezug auf die Produkte oder das zugehörige Zubehör abzugeben, außer im Rahmen dieser beschränkten Garantie. Als einzige Abhilfe für Verluste oder Schäden aus jeglichem Grund gilt die nachstehende Regelung. Zhejiang POCTech Co., Ltd. haftet in keinem Fall für besondere, indirekte oder Folgeschäden jeglicher Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schadensersatz, Strafschadensersatz, wirtschaftliche Verluste, Geschäftsausfälle, entgangene Gewinne oder Personenschäden – auch wenn Zhejiang POCTech Co., Ltd. auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde, gleich ob durch Fahrlässigkeit oder anderweitig. Soweit anwendbares Recht eine solche Einschränkung nicht erlaubt, gilt diese Einschränkung nicht.

Verpflichtungen von Zhejiang POCTech im Rahmen der beschränkten Garantie

- Zhejiang POCTech Co., Ltd. wird nach eigenem Ermessen das Produkt reparieren, ersetzen oder den Kaufpreis anteilig erstatten. Im Falle eines Austauschs behält sich

Zhejiang POCTech Co., Ltd. das Recht vor, das Produkt nach eigenem Ermessen durch ein neues, überholtes, identisches oder ähnliches Produkt zu ersetzen. Die Entscheidung über ein ähnliches Produkt liegt allein im Ermessen von Zhejiang POCTech Co., Ltd. Im Falle eines Austauschs gilt für das Ersatzprodukt mindestens der anteilige Restzeitraum der Garantie basierend auf der ursprünglichen Garantiezeit. Im Falle einer Rückerstattung entspricht diese dem anteiligen Wert des Produkts basierend auf dem ursprünglichen Preis des gleichen oder eines ähnlichen Produkts (je nachdem, welcher Wert geringer ist) und der verbleibenden Garantiezeit. In keinem Fall überschreitet die Garantiezeit eines Ersatzprodukts die Garantiezeit des Originalprodukts.

Geltendmachung eines Garantieanspruchs

- Um einen Garantieanspruch geltend zu machen, wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder an den Kundendienst von Zhejiang POCTech Co., Ltd. Das Produkt muss – auf Kosten des ursprünglichen Endnutzers – an einen vom Händler oder von Zhejiang POCTech Co., Ltd. benannten Standort zurückgesendet werden.
- *Gültig für Geräte ab Versanddatum an den Käufer. Bitte fügen Sie eine Kopie der Rechnung von Zhejiang POCTech Co., Ltd. oder vom Händler bei. Für alle anderen Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung.
- POCTech Co., Ltd. behält sich das Recht vor, die oben genannten Bedingungen und Konditionen anzuwenden.

15. ANHANG: ANYTIMEFOLLOW (FOLLOW ANYTIME) EINRICHTUNGSANLEITUNG

1) LOGIN

- Ihr Follower lädt AnytimeFollow (Follow Anytime) herunter, installiert und öffnet die App. Er erstellt sein AnytimeFollow (Follow Anytime)-Konto mit seiner E-Mail-Adresse, legt ein Passwort fest und meldet sich in AnytimeFollow (Follow Anytime) an, wie in Abbildung 1 gezeigt.

2) TEILENDER HINZUFÜGEN

- Ihre Follower können Sie ebenfalls in ihrer AnytimeFollow (Follow Anytime)-App hinzufügen.
- Ihre Follower tippen auf Hinzufügen, um einen Teilenden einzutragen, geben die E-Mail-Adresse des Teilenden ein, fügen Notizen hinzu und senden die Einladung, wie in Abbildung 2 gezeigt. Der Teilende erhält Benachrichtigungen auf seiner AnytimeWell (Yuwell Anytime)-App.

3) LISTE DER TEILENDEN

Ihre Follower sehen die Liste der Teilenden auf ihrem Startbildschirm, einschließlich des Teilenden und dessen Glukosewerte, wie in Abbildung 3 gezeigt. Sie können einen

bestimmten Teilenden antippen, um Details aufzurufen, und wischen, um zur Benachrichtigungsliste zu gelangen.

4) BENACHRICHTIGUNGSLISTE

Die Benachrichtigungsliste zeigt sowohl empfangene als auch gesendete Einladungen, wie in Abbildung 4 gezeigt.

5) DETAILS

Echtzeit-Verfolgung

- Ihre Follower können einen Teilenden auswählen, um detaillierte Echtzeit-Monitoring-Ergebnisse anzuzeigen, d. h. Trenddiagramm, Glukosewerte, Diagramme, Ereignisprotokolle und Tagesansicht, wie in Abbildung 5 dargestellt.

Tagesansicht

- Ihre Follower sehen Ihre Tageswerte und können ein Datum auswählen, um Ihre Diagramme, Ereignisaufzeichnungen und die Tagesansicht anzusehen, wie in Abbildung 6 gezeigt.

Einstellungen

- Ihre Follower können auf der Echtzeit-Verfolgungsseite oben rechts auf Einstellungen tippen, um Informationen einzusehen, Notizen hinzuzufügen, Benachrichtigungen anzupassen und die Verfolgung zu beenden, wie in Abbildung 7 gezeigt.

1. Dringender Niedrig-Alarm

Der dringende Niedrig-Alarm ist auf 3,1 mmol/L festgelegt. Ihre Follower können diesen Wert in AnytimeFollow (Follow Anytime) nicht ändern. Wenn der CT3-Wert unter 3,1 mmol/L fällt, erhalten sie einen akustischen Alarm.

2. Niedrig-Alarm

Der Niedrig-Alarm ist auf 3,9 mmol/L eingestellt. Wenn Ihre CT3-Werte unter 3,9 mmol/L fallen, wird ein Alarm gesendet. Ihre Follower können den Niedrig-Alarm anpassen, ausschalten oder die Alarmintervalle in AnytimeFollow (Follow Anytime) einstellen – nach Empfehlung des HCP oder nach Bedarf, wie in Abbildung 8 dargestellt.

3. Hoch-Alarm

Der Standardwert für den Hoch-Alarm ist auf 11,1 mmol/L eingestellt. Wenn Ihre CT3-Werte über 11,1 mmol/L steigen, wird ein Alarm gesendet. Ihre Follower können den Hoch-Alarm ändern, ausschalten oder die Alarmintervalle nach Empfehlung des HCP oder nach Bedarf in AnytimeFollow (Follow Anytime) festlegen.

6) PROFIL IN ANYTIMEFOLLOW (FOLLOW ANYTIME) EINRICHTEN

Ihre Follower können auf das Symbol in der linken oberen Ecke des Startbildschirms tippen, um ins Menü zu gelangen. Tippen Sie auf Persönliche Daten, um Informationen anzuzeigen oder zu bearbeiten, wie in Abbildung 9 gezeigt.

7) EINHEITENEINSTELLUNGEN

Ihre Follower können im Menü auf Einheiteneinstellungen tippen, um die Einheiten festzulegen, wie in Abbildung 10 dargestellt.

8) INFO

Ihre Follower können im Menü auf Info tippen, um Details einzusehen, wie in Abbildung 11 gezeigt, z. B. Software-Updates, Lizenzvereinbarung und Nutzungsbedingungen, rechtliche Hinweise und Datenschutzrichtlinien.

9) ABMELDEN

Ihre Follower können das Menü öffnen und auf **Abmelden** tippen, um das aktuelle Konto abzumelden, wie in **Abbildung 14** gezeigt.




Abbildung 1. Anmeldung AnytimeFollow





Abbildung 3. Liste der Sharer




Abbildung 4. Benachrichtigungsliste in AnytimeFollow




Abbildung 2. Sharer hinzufügen




Abbildung 6. Tagesdiagramm in AnytimeFollow (Follow Anytime)




Abbildung 5. Tagesdiagramm in AnytimeFollow (Follow Anytime)




Abbildung 7. AnytimeFollow (Follow Anytime) Einstellungen




Abbildung 8. Einstellungen für niedrige Alarmer in AnytimeFollow (Follow Anytime)




Abbildung 9. Persönliche Dateneinstellungen in AnytimeFollow (Follow Anytime)



Abbildung 11. Über



Abbildung 14. Abmelden in AnytimeFollow (Follow Anytime)



Abbildung 10. Einheiteneinstellungen



Zhejiang POCTech Co., Ltd.

No.1633 Hongfeng Road, Building 11 & 12, Huzhou City 313000, Zhejiang, China



Prolinx GmbH

Brehmstraße 56, 40239 Düsseldorf, Germany



Timago International Group Ossowski Sp.k.

Ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

All rights reserved by Zhejiang POCTech Co.,Ltd.,subject to change without prior notice. In case of any change,a new version of User Manual will be issued.

Document No.: A4-CGM14-XXX

Issue date: 2025.02.11

Version: V1.0

Note: See the User Manual for technical instructions