

BENUTZERHANDBUCH

Aluminium 4-Rad-Rollator

Produktcode: RANGER



1. Eigenschaften

Der vierrädrige Rollator besteht aus einem Aluminiumrahmen. Ausgestattet mit Feststellbremsen, Sitz mit Rückenlehne, Krücken/Stockhalter, Becher/Flaschenhalter und praktischer Tasche. Er verfügt über pneumatische Räder mit 12 Zoll Durchmesser und höhenverstellbare Griffe mit anatomischen Handgriffen. Die Struktur basiert auf einem Crossover-Rahmen und einem ovalen Rohrquerschnitt, wodurch die Widerstandsfähigkeit gegen axialen Druck deutlich erhöht wird.

Das Set beinhaltet: Gestell mit Sitz, Vorderräder, Beine mit Hinterrädern, Rückenlehne, Einkaufstasche, Pumpe, Getränkehalter, Krücken-/Stockhalter.

Elemente des Rollators:

- A. Handgriff
- B. Höhe Einstellung
- C. Feststellbremse
- D. Einstellung Klemme
- E. Rückenlehne
- F. Sitz mit Griff
- G. Tasche
- H. Vorderrad 12 Zoll
- I. Bremse Einstellung
- J. 12-Zoll-Hinterrad
- K. Sicherheit Klemme
- L. Bordstein Bergsteiger
- M. Krücke/Gehstock Halter
- N. Verriegelung pins
- O. Tasse Halter



2. Anwendung

Der Rollator ist für Patienten mit eingeschränkter Mobilität konzipiert, die beim Gehen eine stabile Stütze und Hilfe benötigen. Er wird auch älteren Menschen als Hilfe zur Erhaltung des Gleichgewichts, zur Verbesserung des Gehkomforts und zur Gewährleistung der Sturzsicherheit empfohlen. Die Verwendung des Rollators wirkt sich positiv auf die Rückkehr zur Aktivität von Menschen mit Bewegungsproblemen und Aufstehproblemen aus. Er garantiert eine bessere Stabilisierung, Stütze und Sicherheit beim Gehen.

3. Zusammenbau, Aufklappen, Zusammenfalten und Einstellen

Zusammenbau

- Packen Sie alle Komponenten aus dem Karton aus und legen Sie sie auf eine ebene Fläche (Rahmen mit 2 Hinterbeinen, die durch Bremsleitungen verbunden sind, 2 Vorderräder, Rückenlehne, Einkaufstasche).
- Durch Drücken der Verriegelungsstifte stecken Sie die beiden Hinterbeine mit Rädern in die Löcher im Rahmen des Rollators. (das rechte und linke Bein sind durch Bremskabel mit der richtigen Seite des Rollatorrahmens verbunden).
- Durch Drücken der Verriegelungsstifte stecken Sie beide Vorderräder in die Löcher in den Vordergabeln des Rollatorrahmens.
- Befestigen Sie die Rückenlehne in den Klemmen an der Innenseite der Griffe.
- Hängen Sie die Tasche an die Haken.



Entfaltung

- Um den Rollator aufzuklappen, greifen Sie beide Handgriffe und ziehen Sie diese nach außen.
- Drücken Sie auf die Sitzschienen, bis der Sitz vollständig ausgeklappt ist (Klicken des Verriegelungsmechanismus).

Falten

- Um den Rollator zusammenzuklappen, heben Sie den Sitz am Griff an und ziehen Sie ihn nach oben.
- Greifen Sie beide Handgriffe des Rollators und drücken Sie diese nach innen.

Höhenverstellung der Handgriffe

So stellen Sie die Höhe des Handgriffs ein:

- Durch Drücken der Bremse wird der Parkmodus aktiviert und der Rollator blockiert.
- Ziehen und halten Sie die Einstellklemme.
- Passen Sie die Höhe der Griffe an
- Durch Lösen der Verstellklemme wird die eingestellte Höhe der Griffe arretiert. Durch mehrmaliges Ziehen des Griffes auf und ab wird die korrekte Höhenarretierung überprüft.
- Stellen Sie die Höhe des zweiten Handgriffs auf die gleiche Weise ein.
- Beide Handgriffe sollten auf gleicher Höhe eingestellt sein.

Bremsenfunktion

- Um den Rollator anzuhalten, ziehen Sie den Bremsgriff nach oben zum Griff und halten Sie ihn gedrückt.
- Wenn Sie stillstehen oder den Sitz benutzen, blockieren Sie die Bremse, indem Sie den Bremsgriff nach unten ziehen.
- Um die Bremse zu lösen, ziehen Sie den Bremsgriff nach oben.



Bremseneinstellung

Den Kabelhalter abschrauben, bis zur gewünschten Distanz nach oben ziehen und anschließend durch Anziehen der Klemmschraube arretieren.

4. Technische Daten

Gesamtbreite	67 cm
Gesamttiefe	75,5 cm
Sitzbreite	21 cm
Gesamthöhe	89,5-102,5 cm
Sitzhöhe vom Boden	59 cm
Gewicht	10,8 kg
Maximale Kapazität	136 kg
Maximales Fassungsvermögen der Einkaufstasche	5 kg
Rahmenfarbe	weiß, schwarz

5. Hinweise

Die Timago International Group übernimmt keine Verantwortung für den unsachgemäßen Gebrauch des Rollators, die Nichteinhaltung von Sicherheitsvorschriften und den Missbrauch.

6. Wartung

Reinigen Sie den Rahmen mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie ihn gründlich ab. Verwenden Sie keine scharfen Poliermittel, da diese die Schutzbeschichtung beschädigen können. Reinigen Sie bewegliche Teile des Rollators (Scharniere, Klemmschrauben, Schlösser) regelmäßig von Schmutz.










7. Lager und Transportbedingungen

Das Gerät darf nicht direktem Sonnenlicht, Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

8. Garantieinformationen

Für alle von unserem Unternehmen vertriebenen Produkte gilt eine Garantie, deren Bedingungen in der Garantiekarte beschrieben sind, die auf unserer Website verfügbar ist. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Bitte beachten Sie, dass für Garantiezwecke der Kaufbeleg (Quittung oder Rechnung) aufbewahrt werden muss.

9. Etiketten

	Referenznummer		Hersteller
	LOT- Nummer		Herstellung Datum
	Seriennummer		Medizinprodukt
	Notiz		Bitte Lesen Sie die Anleitung
	Der Hersteller überprüfte die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen an Medizinprodukte.		

Unser komplettes Produktsortiment ist bei unseren Vertriebspartnern erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter: **www.timago.com**.

Danke, dass Sie sich für Timago entschieden haben!



Timago International Group

Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



11/2024 (II)