


1. Eigenschaften

Der Dusch- und Toilettenrollstuhl besteht aus einem pulverbeschichteten Aluminiumrahmen. Er verfügt über hochklappbare Armlehnen, die Personen mit eingeschränkter Mobilität das Ein- und Aussteigen erleichtern. Der Stuhl ist mit einem PU-Sitz mit Keileinsatz, vorderen schwenkbaren 5"-Rädern mit Bremsen, hinteren 24"-Vollrädern mit Schnellverschlussfunktion und abnehmbaren Fußstützen ausgestattet. Zudem besitzt der Stuhl einen Schiebegriff für die Begleitperson und einen Sanitätsbehälter. Die Konstruktion ermöglicht es, den Stuhl über eine Toilettenschüssel zu schieben.

Lieferumfang: Stuhl – rechter und linker Rahmen mit Rädern, Rückenlehne mit Armlehnen, Sitz mit Keileinsatz, rechte und linke Fußstütze, Sanitätsbehälter mit Deckel, hintere 24"-Räder (2 Stk.), obere und untere vordere Verbindungsrohre, hinterer Verbindungsblock, Schrauben mit Kappen (6 Stk.), Feststellknöpfe (2 Stk.) und Inbusschlüssel.

Bestandteile des Stuhls:

- A. Griff
- B. Rückenlehne
- C. Armlehne
- D. Sitz
- E. Sanitätsbehälter
- F. Fußstütze
- G. Verriegelung der hochklappbaren Armlehnen
- H. Feststellbremse
- I. 5"-Rad mit Bremse
- J. Hinterrad 24" mit Greifreifen
- K. Schnellspannmechanismus



2. Verwendung

Dusch- und Toilettenrollstühle sind für Personen bestimmt, die sich nur eingeschränkt selbstständig bewegen können, sowie für Patienten mit


Funktionsstörungen oder eingeschränkter Mobilität. Der Rollstuhl ist ausschließlich für den Innenbereich vorgesehen. Dank des feuchtigkeitsbeständigen Aluminiumrahmens und des unter dem Sitz befindlichen Sanitätsbehälters kann er sowohl als Dusch- als auch als Toilettenstuhl verwendet werden. Er erleichtert die tägliche Hygiene. Der Rollstuhl wird besonders für Personen mit eingeschränkter Mobilität empfohlen, die durch Lähmungen, Über- oder Untergewicht, Gliedmaßenverformungen, degenerative Erkrankungen, Gelenkverschleiß, Verletzungen oder Amputationen sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen betroffen sind.

3. Montage

1. Um zu verhindern, dass sich der Rahmen während der Montage bewegt, die Bremsen durch Herunterdrücken der Bremshebel arretieren.
2. Rechten und linken Rahmen mit den Verbindungsrohren, Schrauben und Inbusschlüssel montieren (Abb. 1). Danach die Kappen auf die Befestigungsöffnungen setzen (Abb. 2).



3. Den Sitz auf den oberen Teil des Rahmens montieren. Den Sanitätsbehälter von hinten unter den Sitz schieben.
4. **Hinterräder montieren:** Den Schnellspannmechanismus (K) in die Öffnung des Hinterrads einsetzen. Sicherstellen, dass der mittlere Ring in der Öffnung zentriert ist und diese nicht verdeckt (Abb. 3 und 4). Den Mechanismus in die Öffnung einsetzen und gleichzeitig die schwarze Kappe drücken (Abb. 5). Nachdem der Mechanismus am Rad angebracht ist, das Rad in die Öffnung am hinteren Rahmen einsetzen und erneut die schwarze Kappe drücken. Der korrekt montierte Mechanismus sollte die Öffnung auf der anderen Seite des Rahmens durchdringen (Abb. 6). Vorgang auf der anderen Seite wiederholen.



5. Die Rohre der Rückenlehne auf den Rahmen setzen und mit Feststellknöpfen sichern. Den Verriegelungsknopf der Armlehnen drücken und die Armlehnen absenken, bis sie einrasten.
6. Die Fußstützen an den vorderen Rahmenteilen befestigen (Abb. 2).



BEDIENUNG DES ROLLSTUHL

- Überprüfen Sie den Zustand der Feststellbremsen, der Konstruktion und der Räder. Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten korrekt montiert und eingestellt sind.
- Vor der Verwendung prüfen, ob die Breite des Stuhls zum Benutzer passt, da keine Breitenverstellung vorhanden ist.
- Der Stuhl ist nur für kurze Strecken und den Innenbereich vorgesehen. Da er keine Stoßdämpfer besitzt, wird eine langfristige Nutzung nicht empfohlen.

HINWEIS! Verwenden Sie den Stuhl nicht, wenn Mängel oder Beschädigungen festgestellt werden.

HOCHKLAPPBARE ARMLEHNEN

- Die Verriegelung (G) unter der Armlehne drücken und die Armlehne vorsichtig nach oben klappen.
- Die Armlehne nicht als Stütze beim Aufstehen verwenden. Falls Hilfe erforderlich ist, um Unterstützung bitten.

SCHNELLSPANNFUNKTION DER HINTERRÄDER

- Die hinteren 24"-Räder können dank der Schnellspannfunktion leicht entfernt werden, wodurch der Stuhl als Dusch- oder Toilettenstuhl genutzt werden kann. Zum Entfernen die schwarze Kappe des Schnellspannmechanismus (K) am Rad drücken und das Rad herausziehen.
- Zum erneuten Anbringen die schwarze Kappe drücken und den Mechanismus wieder in die Öffnung am hinteren Rahmen einsetzen.

BREMSEN

- Um die Vorderräder zu arretieren, die Pedale mit dem Fuß nach unten drücken. Zum Lösen die Pedale anheben.
- Um die Hinterräder zu arretieren, den Feststellbremshebel nach vorne ziehen. Zum Lösen den Hebel in die entgegengesetzte Richtung ziehen.

HINSETZEN IN DEN STUHL

- Beim Ein- oder Aussteigen, Positionswechsel oder Verlassen des Stuhls müssen die Bremsen stets arretiert sein.
- Beim Umsetzen den Stuhl so nah wie möglich an die Transferstelle stellen. Der Stuhl sollte das Bett oder den Sitz, auf den umgesetzt wird, berühren. Wenn der Benutzer sich nicht selbstständig umsetzen kann, muss die Überführung mit Hilfe erfolgen.
- Der Benutzer sollte so weit wie möglich in der Mitte des Sitzes sitzen, um Instabilität zu vermeiden.
- Nicht auf die Fußstütze treten – dies kann zu Beschädigungen führen.

4. Technische Daten

Gesamtbreite	68,5 cm
Innenbreite	50 cm
Gesamttiefe	104 cm

Sitzhöhe vom Boden	52 cm
Gesamthöhe	100 cm*
Sitzmaße	50 x 45 cm
Gewicht	22 kg
Maximale Belastbarkeit	120 kg
Rahmenfarbe	weiß

* Höhe gemessen mit montierten 24"-Rädern

5. Hinweise

Timago International Group übernimmt keine Haftung für unsachgemäße Verwendung des Produkts oder die Nichteinhaltung von Sicherheitsvorschriften.

6. Reinigung und Wartung

Führen Sie regelmäßige Wartung aller Stuhlkomponenten durch:

- Der Sitz kann mit einem feuchten Tuch und kaltem oder warmem Wasser ohne Reinigungsmittel gereinigt werden. Hartnäckige Flecken können mit einem Schwamm entfernt werden.
- Kunststoffteile sollten mit einem feuchten Tuch und geeigneten Reinigungsmitteln für Kunststoff gereinigt werden. Beachten Sie dabei stets die Anweisungen und Sicherheitsmaßnahmen des Herstellers.
- Nach jeder Benutzung den Toilettenbehälter und den Sitz entleeren und desinfizieren. Verwenden Sie Reinigungsmittel gemäß den Empfehlungen des Herstellers.

7. Lagerungs- und Transportbedingungen

Das Gerät darf nicht direkter Sonneneinstrahlung, Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

8. Garantieinformationen

Alle von unserem Unternehmen vertriebenen Produkte sind durch eine Garantie abgedeckt. Die Garantiebedingungen finden Sie in der Garantiekarte auf unserer Website. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Bewahren Sie den Kaufbeleg (Rechnung oder Quittung) für eventuelle Garantieansprüche auf.

9. Etiketten

	Referenznummer		Hersteller
	Chargennummer		UDI-Code
	Seriennummer		Medizinprodukt
	Hinweis		Bitte lesen Sie die Anleitung
	Der Hersteller hat die Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen für Medizinprodukte überprüft.		

Unsere komplette Produktlinie ist bei unseren Vertriebspartnern erhältlich. Erfahren Sie mehr unter: **www.timago.com**. Vielen Dank, dass Sie sich für Timago entschieden haben!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



10/2025 (I)