

1. Eigenschaften

Der Duschstuhl besteht aus einem Aluminiumrahmen, einer Rückenlehne und einem breiten Sitz aus strapazierfähigem PVC. Er verfügt über höhenverstellbare Beine mit rutschfesten Gummikappen und seitlichen Schaumstoffgriffen, die die Nutzung des Stuhls erleichtern. Speziell entwickelte Gummikappen verhindern effektiv, dass der Stuhl auf nassen Oberflächen rutscht. Der Stuhl ist zusätzlich mit einem werkzeuglosen System ausgestattet, das die Montage erleichtert.

Das Set beinhaltet: Sitz mit Stuhlbasis, seitliche Handgriffe – 2 Stück, Rückenlehne, Befestigungsrohre der Rückenlehne - 2 Stück, Befestigungsschrauben (Flügelschrauben) - 4 Stück.

Elemente des Toilettenstuhls:

- A. Rückenlehne
- B. Rückenlehnenrohre
- C. Sitz
- D. Basisrohre
- E. Höhenverstellung - Arretierstift
- F. Anti-Rutsch-Spitzen
- G. Schaft für Duschkopf
- H. Seitlicher Handgriff



2. Anwendung

Der Duschstuhl ist ein Hilfsmittel, das dem Benutzer bei der Durchführung hygienischer Tätigkeiten hilft. Der Stuhl wird für Personen mit eingeschränkter Mobilität empfohlen, die die selbstständige Durchführung von Aktivitäten des täglichen Lebens verhindern oder behindern. Der Stuhl kann in der Dusche, in der Badewanne, in Badezimmern und anderen feuchten Räumen zu Hause und in Krankenhäusern verwendet werden.

3. Montage

Schritt 1. Zusammenbauen der Die Rückenlehne wird mittels vier Befestigungsschrauben (Flügelschrauben) mit den Rückenrohren verbunden.

Schritt 2. Setzen Sie die Rückenlehnenrohre in die Montageöffnungen unter dem Sitz ein, bis die Verriegelungsstifte einrasten.

Schritt 3. Stellen Sie den zusammengebauten Stuhl auf die Beine.

Schritt 4. Montieren Sie die seitlichen Handgriffe in die Montageöffnungen an der Außenseite des Sitzes.

HÖHENVERSTELLUNG

Um die Höhe des Stuhls einzustellen, drücken Sie den Metallstift, wählen Sie die entsprechende Beinhöhe aus und fixieren Sie dann die Position der Beine relativ zueinander mit dem Feststellstift. Die Beine sind in 2,5-cm-Schritten verstellbar.

4. Technische Daten

Breite	48 cm
Tiefe	40 cm
Sitzhöhe	37-49 cm
Gesamthöhe	66-79 cm
Sitzmaße	40 x 33 cm
Stuhlgewicht	3,0 kg
Maximale Kapazität	136 kg

5. Hinweise

Die Timago International Group übernimmt keine Verantwortung für den unsachgemäßen Gebrauch des Duschstuhls, die Nichteinhaltung von Sicherheitsvorschriften und den Missbrauch.

6. Wartung

- Reinigen Sie den Duschstuhl regelmäßig nur mit Wasser, Schwamm und milden Reinigungsmitteln für Kunststoffe wie Seife. Trocknen Sie ihn gründlich ab.
- **Verwenden Sie** zur Reinigung keine scharfen Reinigungsmittel, Scheuermittel, Bleichmittel, Benzin oder Lösungsmittel (dies kann zu

Rahmenschäden, sichtbaren Mängeln und in der Folge zum Verlust des Garantieanspruchs führen).

- **Mindestens alle drei Monate prüfen:** Festziehen der Befestigungsschrauben, Zustand der Sicherungsstifte, Zustand der Rohre (auf Risse).

Es wird empfohlen, die Gummispitzen regelmäßig zu überprüfen. Bei Verschleiß ersetzen Sie die Spitzen durch neue.

7. Lagerungs- und Transportbedingungen

Das Gerät darf nicht direkter Sonneneinstrahlung, Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

8. Garantieinformationen

Alle von unserem Unternehmen vertriebenen Produkte sind durch eine Garantie abgedeckt. Die Garantiebedingungen finden Sie in der Garantiekarte auf unserer Website. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Bewahren Sie den Kaufbeleg (Rechnung oder Quittung) für eventuelle Garantieansprüche auf.

9. Etiketten

	Referenznummer		Hersteller
	Chargennummer		UDI-Code
	Seriennummer		Medizinprodukt
	Hinweis		Bitte lesen Sie die Anleitung
	Der Hersteller hat die Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen für Medizinprodukte überprüft.		

Unsere komplette Produktlinie ist bei unseren Vertriebspartnern erhältlich. Erfahren Sie mehr unter: www.timago.com. Vielen Dank, dass Sie sich für Timago entschieden haben!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



08/2025(II)