



MOPEDIA®

DE

MA RP553_RP562A_RP562R 02 B_DE_03-2025

Aluminium-Rollatoren
GEBRAUCHSANLEITUNG

INHALTSVERZEICHNIS

1. CODES.....	SEITE 3
2. EINFÜHRUNG	SEITE 3
3. VERWENDUNGSZWECK	SEITE 3
4. EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG.....	SEITE 3
5. WARNUNGEN.....	SEITE 4
5.1 Allgemeine Warnhinweise	seite 4
5.2 Warnhinweise zur Verwendung	seite 4
5.3 Stabilitätswarnungen.....	seite 4
5.4 Warnhinweise zur Montage	seite 4
6. VERWENDETE SYMBOLE	SEITE 5
7. VOR JEDER VERWENDUNG.....	SEITE 5
8. MONTAGEANLEITUNG	SEITE 5
8.1 Vor der Montage	seite 5
8.2 Montage Modell RP562.....	seite 5
8.2.1 Öffnen und Schließen des Rollators RP562.....	seite 6
8.2.2 Aufpumpen der Reifen RP562	seite 6
8.2.3 Installation der Aufbewahrungstasche.....	seite 6
8.2.4 Sitz.....	seite 6
8.3 Montage Modell RP553	seite 6
8.3.1 Griffe montieren und justieren	seite 7
8.3.2 Installation der Aufbewahrungstasche	seite 7
8.3.3 Sitz	seite 7
8.3.4 Reifenmanagement und Wartung für RP562.....	seite 7
8.4 Überwindung kleiner Hindernisse	seite 8
9. MODALITÄTEN DER NUTZUNG	SEITE 8
10. BREMSEN	SEITE 8
10.1 Benutzung der Bremse.....	seite 8
10.2 Bremssperre (Feststellbremse).....	seite 8
12. REINIGUNG.....	SEITE 9
13. PFLEGE DER RÄDER.....	SEITE 9
14. TECHNISCHE DATEN	SEITE 9
15. ALLGEMEINE ENTSORGUNGSBEDINGUNGEN	SEITE 9
16. ERSATZTEILE/ZUBEHÖR.....	SEITE 10
17. GARANTIE.....	SEITE 10
17.1 Reparaturen.....	seite 10
17.2 Ersatzteile.....	seite 10
17.3 Freistellungsklauseln	seite 10

 Medizinprodukt der Klasse I

VERORDNUNG (EU) 2017/745 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 5. April 2017 über Medizinprodukte

1. CODES

RP562A Faltbarer Rollator mit Lufträdern Ermes Himmelblau

RP562R Faltbarer Rollator mit Lufträdern Ermes Rot

RP553 Faltbarer Rollator Artemis

2. EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Krankenhausrollator aus der Linie MOPEDIA by Moretti S.p.a. entschieden haben.

Die MOPEDIA-Rollatoren von Moretti S.p.a. sind so konzipiert und hergestellt, dass sie alle Ihre Anforderungen an eine praktische, korrekte und sichere Benutzung erfüllen. Diese Anleitung enthält kleine Tipps für den richtigen Umgang mit dem von Ihnen gewählten Produkt und wertvolle Hinweise für Ihre Sicherheit. Wir empfehlen Ihnen, diese Anleitung vollständig zu lesen, bevor Sie den von Ihnen erworbenen Rollator benutzen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, der Ihnen helfen und Sie richtig beraten kann.

DE

3. VERWENDUNGSZWECK

Dieser Rollator ist für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen gedacht und kann als Hilfsprodukt verwendet werden, um das Gehen zu erleichtern. Der Rollator bietet mehr Stabilität, Halt und Sicherheit beim Gehen. Auf jeden Fall kann er nicht von Personen mit sichtbar schwacher Hand- und/oder Armfunktion und Personen mit Gleichgewichtsproblemen verwendet werden. Der Rollator kann sowohl im Freien als auch in Innenräumen verwendet werden. Wir empfehlen den Einsatz nur auf Flächen, auf denen alle Räder den Boden berühren. Er sollte nicht auf felsigem Gelände oder schiefen Ebenen benutzt werden, da der Rollator instabil sein kann. Das Gerät ist nicht für den Transport von Material und/oder anderen Personen als dem Benutzer bestimmt.

WARNUNG!



- Die Verwendung des folgenden Produkts für andere als die in dieser Anleitung definierten Zwecke ist verboten.
- Moretti S.p.A. lehnt jede Verantwortung für Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts oder durch eine andere als die in diesem Handbuch angegebene Verwendung entstehen.
- Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Produkt und diesem Handbuch vorzunehmen, um dessen Eigenschaften zu verbessern.

4. EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

MORETTI S.p.A. erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die von MORETTI S.p.A. hergestellten und in Verkehr gebrachten Produkte, die zur Familie ROLLATOR - MOPEDIA gehören, den geltenden Bestimmungen der Medizinprodukteverordnung 2017/745 vom 5. April 2017 entsprechen. Zu diesem Zweck garantiert und erklärt MORETTI SpA unter seiner alleinigen Verantwortung das Folgende:

1. Die betroffenen Produkte erfüllen die in Anhang I der Verordnung 2017/745 festgelegten allgemeinen Sicherheits- und Leistungsanforderungen, wie in Anhang IV derselben Verordnung vorgeschrieben.
2. Bei den betroffenen Geräten HANDELT ES SICH NICHT UM MESSGERÄTE.
3. Die betroffenen Geräte SIND NICHT FÜR KLINISCHE PRÜFUNGEN VORGESEHEN.
4. Diese Geräte werden in NICHT-STERILE-Verpackungen vermarktet.
5. Es handelt sich um Produkte, die der Klasse I gemäß den Bestimmungen des Anhangs VIII der oben genannten Verordnung zuzuordnen sind.
6. MORETTI SpA bewahrt die technische Dokumentation zum Nachweis der Konformität mit der Verordnung 2017/745 auf und stellt sie den zuständigen Behörden mindestens 10 Jahre lang ab dem Herstellungsdatum der letzten Charge zur Verfügung.

Anmerkung: Die vollständigen Produktcodes, die einmalige Registrierungsnummer („SRN“ – Single Registration Number) des Herstellers, die Basis-UDI-DI und etwaige Verweise auf verwendete Normen finden sich in der EU-Konformitätserklärung, die MORETTI SPA ausstellt und über seine Kanäle zur Verfügung stellt.

5. WARNUNGEN

5.1 Allgemeine Warnhinweise

- Installieren oder benutzen Sie das Produkt nicht, bevor Sie diese Gebrauchsanleitung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie die Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen nicht verstehen können, konsultieren Sie einen Arzt, einen Händler oder technisches Personal, bevor Sie es versuchen, das Produkt zu installieren und dabei Schäden oder Verletzungen zu vermeiden;
- Der Rollator sollte nur von Patienten mit geeigneten motorischen Fähigkeiten benutzt werden, die eine risikofreie Nutzung garantieren;
- Konsultieren Sie Ihren Arzt oder Therapeuten, um die Eignung des Produkts, die richtige Einstellung und korrekte Benutzung des Rollators zu bestimmen;
- Ihr Arzt oder Therapeut sollte Ihnen dabei helfen, die Höhe Ihres Rollators so einzustellen, dass er maximalen Halt bietet, die Bremsen richtig betätigt werden und insgesamt richtig zusammengebaut ist;
- Der Anwender und/oder Patient muss alle schwerwiegenden Vorkommnisse im Zusammenhang mit dem Produkt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats melden, in dem der Anwender und/oder Patient ansässig ist.

5.2 Warnhinweise zur Verwendung

1. Achten Sie immer darauf, dass das Bremsseil richtig befestigt ist.
2. Prüfen Sie nach jeder Höheneinstellung, ob die Bremse richtig funktioniert, um eine übermäßige Biegung des Kabels zu vermeiden.
3. Die Nichtbeachtung dieser einfachen Warnhinweise kann zu Personenschäden führen.
4. Der Rollator darf nur auf einem festen, ebenen Untergrund benutzt werden. Benutzen Sie den Rollator nicht, um die Treppe hinaufzusteigen!
5. Stützen Sie sich immer auf beide Hanteln, um das Gleichgewicht zu halten.
6. Achten Sie besonders auf nasse, vereiste oder schneebedeckte Oberflächen.
7. Überlasten Sie den Rollator nicht.
8. Verwenden Sie den Rollator-Sitz (sofern vorhanden) nicht zum Transport von Gütern oder Personen; Der Sitz ist für den Sitz des Anwenders bei angezogener Feststellbremse vorgesehen;
9. Um das richtige Gleichgewicht des Rollators und maximale Sicherheit zu gewährleisten, müssen während der Benutzung alle Räder ständig Bodenkontakt haben.
10. Vor der Benutzung des Sitzes muss die Feststellbremse angezogen werden.

N.B. Wenn Sie den Rollator im Stand benutzen, muss die Feststellbremse arretiert sein.

5.3 Stabilitätswarnungen

- Der Rollator unterstützt eine Person mit einem Gewicht von bis zu 136 kg, einschließlich der Last der Tasche.
- Die Tasche/der Korb hat ein Höchstgewicht von 5 kg. Überlasten Sie nicht, um Ungleichgewichte und Kipprisiken zu vermeiden.

5.4 Warnhinweise zur Montage

- Achten Sie nach dem Auf- bzw. Abbau des Rollators darauf, dass die Sitzstütze beidseitig arretiert ist und kontrollieren Sie, ob die Sicherung in der richtigen Position fixiert ist.
- Prüfen Sie, ob beide Griffrohre richtig in der Struktur eingesetzt sind.
- Hängen Sie nichts an den Rahmen des Rollators, um eine Verformung der Rohre zu vermeiden und seine Stabilität nicht zu beeinträchtigen.

Hinweis: Achten Sie beim Öffnen und Schließen auf die Gefahr des Einklemmens von Fingern und/oder Kleidung.

6. VERWENDETE SYMBOLE



Produktcode



Eindeutige Produktidentifikation



CE-Kennzeichnung



Hersteller



Produktionscharge



Lesen Sie das Handbuch für Anweisungen.



Medizinprodukt



Entsorgungsbedingung



Beladekapazität

DE

7. VOR JEDER VERWENDUNG

Prüfen Sie dies immer, bevor Sie das Gerät benutzen:


- Dass alle Teile des Rollators sicher verriegelt sind;
- Prüfen Sie, ob alle Schrauben fest angezogen sind;
- Stellen Sie sicher, dass der Sitz richtig verriegelt ist (sollte dies nicht der Fall sein, drücken Sie den Sitz weiter nach unten zum Rahmen hin);
- Prüfen Sie, ob die Sitzverriegelungsvorrichtung richtig eingerastet ist;
- Prüfen Sie die korrekte Funktion der normalen Bremse und der Feststellbremse;
- Prüfen Sie beim RP562, ob die Reifen richtig aufgepumpt und nicht beschädigt sind.

8. MONTAGEANLEITUNG

8.1 Vor der Montage

Packen Sie das Produkt aus und überprüfen Sie, ob es während des Transports beschädigt worden ist. Wenn der Rollator beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an den nächsten Händler.

8.2 Montage Modell RP562



- Packen Sie das Produkt vorsichtig und beschädigungsfrei aus und legen Sie die Teile auf den Boden.
- Setzen Sie die Vorderräder A in die vorderen Gehäuse B bis der Metallclip einrastet, und ziehen Sie den Sperrdrehknopf fest.
Setzen Sie die Hinterräder C in die hinteren Schlitze D ein und ziehen Sie den Feststelldrehknopf fest.



WARNUNG! Achten Sie darauf, dass die Drehknöpfe gut in den Löchern sitzen. Vergewissern Sie sich vor der Benutzung immer, dass der Rollator nicht dazu neigt, unter der Einwirkung einer kleinen seitlichen Kraft zusammenzuklappen. Achten Sie darauf, dass Sie die Bremskabel nicht verdrehen, wenn Sie den Lenker und die Räder verbinden.

8.2.1 Öffnen und Schließen des Rollators RP562

Nachdem Sie den Rollator so positioniert haben, dass er stabil auf dem Boden steht, drücken Sie die Seiten des Sitzes nach unten, bis er sich vollständig öffnet und Sie ein Klicken von unten hören. Um sie wieder zu schließen, heben Sie den Gurt am Sitz energisch an.

8.2.2 Aufpumpen der Reifen RP562

Verwenden Sie zum Aufpumpen der Reifen die mitgelieferte Pumpe und gehen Sie nach den folgenden Schritten vor:

- Schrauben Sie die Verschlusskappe des Ventils ab.
- Setzen Sie den Pumpenkopf mit dem Hebel in der geöffneten Position auf das Ventil (Abb. 1) und drücken Sie ihn fest bis zum Anschlag hinein.
- Senken Sie den Pumpenhebel in die geschlossene Position (Abb.2).
- Nachdem Sie die Pumpe auf den Boden gestellt haben, senken Sie den Sockel ab und sichern Sie ihn mit Ihrem Fuß (Abb. 3).
- Fangen Sie an, Luft zu pumpen, bis die gewünschte Spannung erreicht ist.
- Nehmen Sie den Pumpenkopf vom Ventil ab und verschließen Sie ihn mit der Kappe.



Abb. 1



Abb.2



Abb. 3

8.2.3 Installation der Aufbewahrungstasche

Zum Anbringen der Aufbewahrungstasche hängen Sie die Taschenschlaufen an die abnehmbaren Vordersitzhalterungen.



WARNUNG!

Beladefähigkeit der Tasche 5 kg. Überladen Sie nicht, um Unwucht und Kippgefahr zu vermeiden.

8.2.4 Sitz

Bevor Sie sich hinsetzen, stellen Sie den Rollator auf eine flache, feste Unterlage und arretieren Sie dann die Bremsen. Drehen Sie die Rückenlehne, falls erforderlich. Stellen Sie sicher, dass der Verschluss sicher befestigt ist und der Rollator in einer stabilen Position steht.



WARNUNG!

Setzen Sie sich hin und verteilen Sie Ihr Gewicht auf den gesamten Sitz. Wenn Sie sich sitzen drücken Sie nicht nur auf einer Seite.

8.3 Montage Modell RP553

- Packen Sie das Produkt vorsichtig aus und achten Sie darauf, dass es nicht beschädigt wird.
- Stecken Sie die Stifte der Vorderräder in die entsprechenden Schlitze (Abb. 4), heben Sie die Griffe des Rollators vorsichtig in eine vollständig aufrechte Position (Abb. 5), öffnen Sie den Rollator seitlich, bis der Mechanismus unter dem Sitz einrastet, und setzen Sie die Rückenlehne in die vorderen Griffbefestigungen ein (Abb. 6).
- Ziehen Sie zum Schließen den Griff am Sitz nach oben, bis der Rollator seitlich vollständig geschlossen ist, und drücken Sie die Griffe vorsichtig in die erste Verriegelungsposition nach unten, um dann den Sicherheitsclip zu verriegeln.



Abb. 4




Abb. 5



Abb. 6



WARNUNG!

Halten Sie beim Öffnen und Schließen des Rollators die Hände an den Griffen, um Quetschungen und Einklemmungen der Finger zwischen den Metallteilen zu vermeiden.

8.3.1 Griffe montieren und justieren

Drücken Sie die rote Taste und stellen Sie die gewünschte Höhe ein. Wiederholen Sie den Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite und vergewissern Sie sich, dass beide Griffe sicher verriegelt sind und sich auf gleicher Höhe befinden. Der Rollator ist mit höhenverstellbaren Griffen ausgestattet, um allen Bedürfnissen der Benutzer gerecht zu werden.



VORSICHT!

Stellen Sie die Höhe des Rollators so ein, dass die Handgelenke des Benutzers, der mit den Armen an der Seite steht, auf Höhe der Griffe sind. Dadurch wird sichergestellt, dass die Arme bei der Benutzung des Rollators in einem Winkel von ca. 20° - 30° gebogen sind.

8.3.2 Installation der Aufbewahrungstasche

Hängen Sie zum Anbringen der Aufbewahrungstasche die Schlaufen der Tasche an die abnehmbaren Sitzhalterungen und befestigen Sie die Klettbinden am Rahmen.



WARNUNG!

Beladepazität der Tasche 5 kg. Nicht überladen, um Unwucht und Kippgefahr zu vermeiden

8.3.3 Sitz

Bevor Sie sich hinsetzen, stellen Sie den Rollator auf eine flache, feste Unterlage und arretieren Sie dann die Bremsen. Stellen Sie sicher, dass der Verschluss sicher befestigt ist und der Rollator in einer stabilen Position steht.



WARNUNG!

Setzen Sie sich hin und verteilen Sie Ihr Gewicht auf den gesamten Sitz. Wenn Sie sich sitzen drücken Sie nicht nur auf einer Seite.

8.3.4 Reifenmanagement und Wartung für RP562

- Verwenden Sie zum Aufpumpen der Reifen keine motorisierten Geräte, sondern nur die mitgelieferte Handpumpe.
- Benutzen Sie den Rollator nicht, wenn die Reifen einen sichtbaren Luftverlust aufweisen.
- Überprüfen Sie regelmäßig vor und nach jedem Gebrauch den Reifendruck und den allgemeinen Zustand der Reifen, insbesondere im Freien.
- Pumpen Sie die Reifen nicht zu stark auf.
- Achten Sie darauf, dass die Räder nicht mit direkten, perforierten Wärmequellen in Berührung kommen.

- Lagern Sie den Rollator an einem vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Reifen keine säurehaltigen Lösungsmittel oder aggressiven Produkte, sondern verwenden Sie spezielle oder neutrale Produkte.

8.4 Überwindung kleiner Hindernisse



WARNUNG!

Kleine Hindernisse wie Bordsteinkanten und Stufen sollten mit beiden Vorderrädern parallel zum Hindernis angefahren werden.

Um kleine Hindernisse zu überwinden, fahren Sie so nah wie möglich heran, bis Sie mit beiden Vorderrädern das Hindernis berühren.

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie in der aufrechten Position stabil stehen, indem Sie beide Griffe fest anfassen.
2. Drücken Sie den Neighebel mit einem Fuß, um die Vorderräder anzuheben.
3. Beginnen Sie, den Rollator vorwärtszuschieben, indem Sie die Kraft auf den Fuß und den Schub ausbalancieren und die Räder in Kontakt mit dem Hindernis halten.
4. Bewegen Sie sich mit dem Rollator vorwärts und achten Sie darauf, dass Sie nicht über das Hindernis stolpern.

9. MODALITÄTEN DER NUTZUNG

- Beginnen Sie mit dem Schieben, wenn Sie mit beiden Händen an den Griffen stehen;
- Vergewissern Sie sich, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie den Rollator benutzen, um die Gefahr des Ausrutschens zu vermeiden;
- Gehen Sie aufrecht mit dem Blick nach vorne, nicht nach unten;
- Schieben Sie den Rollator nicht zu weit vom Körper weg, da dies zu Stürzen und unzureichender Belastung führen kann;
- Benutzen Sie den Rollator nicht zum Überwinden von Stufen, die höher als 20 mm sind;
- Bei der Verwendung des Produkts im Außenbereich sind Gehwege zu bevorzugen, die entsprechend den Vorschriften für die Beseitigung architektonischer Barrieren angemessen vorbereitet sind;
- Um kleine Hindernisse zu überwinden, können Sie den Rollator mit den hinteren Trittbrettern vorne anheben.

10. BREMSEN

Das einwandfreie Funktionieren der Bremsen hängt von der Abnutzung und dem Schmutz ab, der sich auf den Rädern angesammelt hat. Überprüfen Sie den Zustand der Bremsen und Räder vor jeder Benutzung.

10.1 Benutzung der Bremse

Zum Bremsen des Rollators ziehen Sie die Bremshebel mit den Fingern nach oben, bis der Rollator langsamer wird oder anhält. Um den Rollator weiter zu bewegen, lösen Sie die Bremsgriffe.

10.2 Bremssperre (Feststellbremse)



Drücken Sie beide Bremshebel mit der Handfläche nach unten. Wenn Sie ein „Klicken“ hören, sind die Räder blockiert. Heben Sie die Bremsgriffe an, um sie aus der Stopp-Position zu lösen.

11. WARTUNG

Die Geräte der Linie MOPEDIA by Moretti S.p.A. werden bei ihrer Markteinführung sorgfältig geprüft und mit dem CE-Zeichen versehen. Zur Sicherheit des Patienten und des Arztes wird empfohlen, die Eignung Ihres Rollators mindestens alle 2 Jahre durch den Hersteller oder ein autorisiertes Labor

überprüfen zu lassen. Im Falle von Reparaturen dürfen nur Originalersatzteile und -Zubehör verwendet werden.

Die Lebensdauer des Produkts hängt von Verwendung, Wartung, Lagerung und Reinigung ab und beträgt höchstens 10 Jahre.

12. REINIGUNG

Verwenden Sie zur Reinigung der Teile nur ein feuchtes Tuch mit neutralen Reinigungsmitteln. Verwenden Sie keine Lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel, Metallbürsten oder scheuernde bzw. scharfe Gegenstände, da diese das Produkt beschädigen können.

13. PFLEGE DER RÄDER

1. Reinigen Sie die Räder mit lauwarmem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel. Wischen Sie mit einem sauberen Tuch trocken.
2. Schmieren Sie die Räder regelmäßig ab.

DE

14. TECHNISCHE DATEN

Serie ERMES										
Produktcode	RP562									
Sitzplatz	46x24 cm									
Struktur	Aluminium									
Abmessungen und Gewichte										
										
RP562A	80	100	56	62	45	24	11,45	30	24	136 kg
RP562R		85								

Serie ARTEMIS										
Produktcode	RP553									
Sitzplatz	45x25 cm									
Struktur	Aluminium									
Abmessungen und Gewichte										
										
RP553	70	91	52	63	45	27	8,8	20	20	136 kg

Die Maße sind in cm angegeben und können um $\pm 0,5$ cm variieren.

15. ALLGEMEINE ENTSORGUNGSBEDINGUNGEN

Entsorgen Sie das Produkt niemals über den normalen Hausmüll. Es wird empfohlen, das Gerät über die kommunalen Umweltinseln für das geplante Recycling der verwendeten Materialien zu entsorgen.

16. ERSATZTEILE/ZUBEHÖR

Ersatzteile und Zubehör finden Sie im Gesamtkatalog von Moretti S.p.A.

17. GARANTIE

Alle Moretti-Produkte werden für einen Zeitraum von 2 (zwei) Jahren ab dem Verkaufsdatum des Produkts gegen Material- oder Verarbeitungsfehler garantiert, vorbehaltlich der unten aufgeführten Ausschlüsse und Einschränkungen. Diese Garantie gilt nicht bei unsachgemäßem Gebrauch, Missbrauch oder Veränderung des Produkts sowie bei Nichteinhaltung der Gebrauchsanweisungen. Die korrekte Verwendung des Produkts ist in der Gebrauchsanweisung angegeben.

Moretti haftet nicht für Schäden, Verletzungen oder andere Folgen, die durch die Installation und/oder den Gebrauch des Geräts entstehen, wenn die Anweisungen in den Installations-, Montage- und Gebrauchsanleitungen nicht genau befolgt werden.

Moretti übernimmt keine Garantie für Moretti-Produkte gegen Schäden oder Defekte unter den folgenden Bedingungen: Naturkatastrophen, nicht autorisierte Wartungs- oder Reparaturarbeiten, Schäden aufgrund von Problemen mit der Stromversorgung (falls zutreffend), Verwendung von Teilen oder Komponenten, die nicht von Moretti geliefert wurden, Nichteinhaltung der Richtlinien und Gebrauchsanweisungen, nicht autorisierte Änderungen, Transportschäden (mit Ausnahme des Originalversands von Moretti) oder Nichteinhaltung der in der Gebrauchsanleitung angegebenen Wartungsarbeiten. Verschleißteile fallen nicht unter diese Garantie, wenn der Schaden auf den normalen Gebrauch des Produkts zurückzuführen ist.

17.1 Reparaturen

Reparatur im Rahmen der Garantie: Wenn ein Moretti-Produkt während der Garantiezeit Material- oder Herstellungsfehler aufweist, prüft Moretti gemeinsam mit dem Kunden, ob der Produktfehler durch die Garantie abgedeckt ist. Moretti kann nach eigenem Ermessen den Artikel im Rahmen der Garantie ersetzen oder reparieren, entweder bei einem Moretti-Händler oder in den eigenen Räumlichkeiten. Die Arbeitskosten im Zusammenhang mit der Reparatur des Produkts können von Moretti übernommen werden, wenn festgestellt wird, dass die Reparatur in den Bereich der Garantie fällt. Durch die Reparatur oder den Austausch wird die Garantie weder erneuert noch verlängert.

Reparatur eines Produkts, das nicht durch die Garantie abgedeckt ist: Ein Produkt, das nicht unter die Garantie fällt, kann nur nach vorheriger Genehmigung durch den Moretti-Kundendienst zur Reparatur zurückgegeben werden. Arbeits- und Versandkosten im Zusammenhang mit einer Reparatur, die nicht unter die Garantie fällt, gehen vollständig zu Lasten des Kunden bzw. des Händlers. Für Reparaturen an Produkten, die nicht unter die Garantie fallen, gilt eine Garantie von 6 (sechs) Monaten ab dem Tag, an dem das reparierte Produkt erhalten wurde.

Nicht mangelhafte Produkte: Der Kunde wird benachrichtigt, wenn Moretti nach der Untersuchung und Prüfung eines zurückgesandten Produkts zu dem Schluss kommt, dass das Produkt nicht defekt ist. Das Produkt wird an den Kunden zurückgeschickt und der Kunde ist für die Rücksendekosten verantwortlich.

17.2 Ersatzteile

Originalersatzteile von MORETTI haben eine Garantie von 6 (sechs) Monaten ab dem Tag des Erhalts des Ersatzteils.

17.3 Freistellungsklauseln

Sofern in dieser Garantie nicht ausdrücklich etwas anderes vorgesehen ist und soweit gesetzlich zulässig, übernimmt Moretti keine weiteren ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen, Garantien oder Bedingungen, einschließlich jeglicher Zusicherungen, Garantien oder Bedingungen hinsichtlich der Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck, Nichtverletzung des Gesetzes und Nichteinmischung. Moretti garantiert nicht, dass die Nutzung des Moretti-Produkts ununterbrochen oder fehlerfrei sein wird. Die Dauer der stillschweigenden Garantien, die sich aus den gesetzlichen Bestimmungen ergeben können, ist auf die Garantiezeit im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen beschränkt. In einigen Staaten oder Ländern sind Beschränkungen der Dauer einer stillschweigenden Garantie oder der Ausschluss oder die Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden im Zusammenhang mit Verbraucherprodukten nicht zulässig. In solchen Staaten oder Ländern gelten bestimmte Ausschlüsse oder Einschränkungen dieser Garantie möglicherweise nicht für Sie. Diese Garantie kann ohne Vorankündigung geändert werden.



GARANTIEZERTIFIKAT

Produkt _____

Kaufdatum _____

Händler _____

Adresse _____

Verkaufsdatum _____

Adresse _____

DE



Via Bruxelles, 3 - Melegnano 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com E-Mail: info@morettispa.com

HERGESTELLT IN P.R.C.

MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com