

USER MANUAL

4-wheeled walker with elbow support and brakes

Product code: JMC-C 3225



1. Characteristics

4-wheeled walker with elbow support and brakes is made of crosswise reinforced aluminium frame. The walker is equipped with solid 3" front swivel wheels, 5" rear wheels and hand brakes. Foam handgrips with length adjustment and elbow support provide proper stabilization and comfort of use. The height of the walker can be adjusted to the users height. When folded, the walker takes up little space, making it easy to store and transport.

Elements of the walker:

1. Elbow support
2. Handgrip with brake
3. Handgrip securing screw
4. Length adjustment
5. Folding system button
6. Height adjustment
7. Rear wheel 5"
8. Front wheel 3"



2. Application

4-wheeled walker with elbow support and brakes is an support equipment designed for people with reduced mobility who need stable support and assistance while walking. It is especially designed for patients who suffer from rheumatic changes, limited mobility in radiocarpal and elbow joints, and for patients with weakened grip strength. Recommended for the elderly as an aid in keeping balance, improving walking comfort and ensuring safety from falling. The use of the walker has a positive effect on the return to activity by people with lower limbs conditions and with locomotion or verticalization problems.

3. Assembly

UNFOLDING AND MOUNTING

Step 1. To unfold the walker, pull the sides apart to the maximum position until the handgrips are locked (characteristic “click” sound).

Step 2. Take out the upper frame part with elbow support and mount on top of the main frame, connecting it with locking pins.

Step 3. Install handgrips with brake into openings on the upper frame with elbow support and lock on desired length using locking pin. Secure them with screw (3) underneath elbow support (1).

Step 4. Mount legs with wheels onto lower part of the main frame and lock with pins (6). Make sure to have all legs on the same height.

FOLDING

To fold the walker, press the frame folding system button (5) located at the top of the main frame and fold the sides inwards.

HEIGHT ADJUSTMENT

- The height should be set on such a level that the user, who is leaning against the handgrips, stands upright with shoulders in rest position and with slightly bent elbows. It is inadvisable to hang on the walker with all the body weight.
- To adjust the height of legs, press the locking pin, select appropriate height and lock the position of all four legs. The legs are adjustable in 2.5 cm increments.

Note! The pins must be set on the same level in each leg.

LENGTH ADJUSTMENT OF THE HANDGRIPS

To adjust the distance between elbow support and handgrips, unscrew the securing screw (3) and press locking pin located underneath the elbow support (1). Adjust length according to user needs. Make sure length adjustment is identical on both sides before securing it with a screw.

4. Technical data

Overall width	55 cm
Overall length	54 cm
Height adjustment	117-132 cm
Length adjustment of handgrips	27,5-33,5 cm

Weight	5,00 kg
Maximum capacity	136 kg
Folded dimensions	69 x 16 x 110 cm

5. Notes

Timago International Group does not bear responsibility of improper use of the product, failure to comply safety regulations and misuse.

6. Maintenance

- Clean the frame of the walker with a damp cloth using water and mild detergent only. Dry thoroughly.
- **Do not use** for cleaning: strong polishing and abrasive agents, strong detergents, bleach, petrol or solvents (it may cause frame damage, visible defects and in consequence - loss of warranty rights).
- Remove dirt from moving components of the walker (hinges, clamping screws, locks) on a regular basis.

7. Storage and transport conditions

Product should not be exposed to direct sunlight, water or moisture.





8. Warranty information






All products distributed by our company are covered by a warranty, the terms of which are described in the warranty card available on our website. Please contact the retailer from whom you purchased the product. Please, keep in mind that for warranty purposes, the proof of purchase (receipt or invoice) should be retained.

9. Medical device incidents

Any serious incident involving a medical device must be reported to the manufacturer and to the competent authority of the European Union member state where the user or patient resides.

10. Labels

	Reference number		Manufacturer
	LOT number		UDI code

	Serial number		Medical device
	Note		Please read the instruction
	The product meets the legal requirements of the European Union for medical devices (MDR 2017/745).		

Our complete line of products is available from our distributors. Learn more at: www.timago.com. Thank you for choosing Timago!

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Balkonik czterokołowy z podparciem pod łokcie i hamulcami

Kod produktu: JMC-C 3225

1. Wykonanie

Balkonik czterokołowy z podparciem pod łokcie i hamulcami wykonany jest ze wzmocnionej poprzecznie aluminiowej ramy. Wyposażony w przednie koła obrotowe o średnicy 3", tylne koła o średnicy 5" oraz hamulce ręczne. Piankowe uchwyty z regulacją długości oraz podparcie pod łokcie zapewniają odpowiednią stabilizację i wygodę użytkownika. Wysokość balkonika może być dostosowana do wzrostu użytkownika. Po złożeniu balkonik zajmuje niewiele miejsca, dzięki czemu można go łatwo przechowywać i przewozić.

Elementy balkonika:

1. Podparcie pod łokieć
2. Uchwyt z hamulcem ręcznym
3. Śruba zabezpieczająca
4. Regulacja długości uchwytów
5. Przycisk składania
6. Regulacja wysokości
7. Tylne koło 5"
8. Przednie koło obrotowe 3"



2. Zastosowanie

Balkonik czterokołowy z podparciem pod łokcie i hamulcami jest sprzętem pomocniczym, przeznaczonym dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia. Podpórka w szczególności przeznaczona jest dla pacjentów ze zmianami reumatycznymi, ograniczoną ruchomością w stawach promieniowo-nadgarstkowych, łokciowych oraz dla osób z osłabioną siłą chwytu. Zalecany jest także dla osób starszych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi, poprawy komfortu poruszania się i zapewnienia bezpieczeństwa przed upadkiem. Zastosowanie balkonika wpływa

również pozytywnie na powrót do aktywności osób ze schorzeniami kończyn dolnych, mających problemy z lokomocją lub pionizacją.

3. Montaż

ROZŁOŻENIE I MONTAŻ

Krok 1. W celu rozłożenia balkonika należy rozchylić boki do pozycji maksymalnej, aż do zablokowania uchwytów (charakterystyczny dźwięk kliknięcia).

Krok 2. Wyciągnąć górne części ramy z podparciem pod łokcie i zamontować na górze ramy, zabezpieczając pinami blokującymi.

Krok 3. Włożyć uchwyty z hamulcami ręcznymi w otworach na górnej części ramy pod podparciem (1) i ustawić na wybranej długości za pomocą pinu blokującego. Następnie dokręcić pokrętło śruby zabezpieczającej (3).

Krok 4. Zamontować nóżki z kółkami na dolnej części ramy i zabezpieczyć pinami blokującymi (6). Upewnić się, że wszystkie nóżki są na tej samej wysokości.

SKŁADANIE

Aby złożyć balkonik, należy wcisnąć przyciski mechanizmu składania znajdujące się na górze ramy poprzecznej i złożyć ramiona do wewnątrz.

REGULACJA WYSOKOŚCI

- Wysokość należy ustawić na takim poziomie, aby użytkownik opierając się na uchwytach, stał wyprostowany na tyle, na ile pozwala mu stan zdrowia, z ramionami w pozycji spoczynkowej i lekko ugiętymi łokciami. Niewskazane jest zawieszanie się na balkoniku całym ciężarem ciała.
- Aby wyregulować wysokość nóżki, należy wcisnąć metalowy pin, wybrać odpowiednią wysokość, a następnie zablokować położenie. Nóżki regulowane są skokowo co 2,5 cm.

Uwaga! Wysokość na wszystkich nóżkach musi być ustawiona na tym samym poziomie.

REGULACJA DŁUGOŚCI UCHWYTÓW

Aby wyregulować dystans między uchwytami a podparciem pod łokcie należy odkręcić śrubę zabezpieczającą (3) i nacisnąć pin blokujący zlokalizowany na ramie pod podparciem (1). Następnie wybrać odpowiednią odległość i ponownie zabezpieczyć. Upewnić się, że oba uchwyty są ustawione na tej samej długości.

4. Specyfikacja techniczna

Szerokość całkowita	55 cm
Długość całkowita	54 cm

Regulacja długości uchwytów	27,5-33,5 cm
Regulacja wysokości	117-132 cm
Waga	5,00 kg
Maks. obciążenie	136 kg
Wymiary po złożeniu	69 x 16 x 110 cm

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z produktu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja

- Ramę balkonika należy czyścić wilgotną szmatką, używając wody i łagodnych detergentów.
- **Nie należy używać** do czyszczenia: ostrych środków polerskich, silnych detergentów, środków ściernych, wybielaczy, benzyny ani żadnych rozpuszczalników (grozi uszkodzeniem ramy, widocznymi ubytkami, a w konsekwencji – utratą praw gwarancyjnych).
- Należy na bieżąco usuwać zanieczyszczenia z ruchomych elementów balkonika (zawiasów, śrub zaciskowych, blokad).

7. Warunki przechowywania i transportu

Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci.

8. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę są objęte gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej dostępnej na naszej stronie internetowej. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą, od którego zakupiono produkt. Należy pamiętać, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

9. Incydenty związane z wyrobem medycznym

Każdy poważny incydent związany z wyrobem medycznym należy zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

10. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Kod UDI
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Wyrób spełnia wymagania prawne obowiązujące w Unii Europejskiej dotyczące wyrobów medycznych (MDR 2017/745)		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów. Dowiedz się więcej na www.timago.com. Dziękujemy za wybór Timago!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



03/2026 (I)