

# USER MANUAL

## 4-wheeled walker with brakes and seat


Product code: DEFENDER



### 1. Characteristics

4-wheeled walker is made of crosswise reinforced aluminium frame. The walker is equipped with seat, backrest, brakes with parking function, front 8" swivel wheels with locking system and rear 8" wheels. Solid handgrips provide proper stabilization and comfort of use. The height of the walker can be adjusted to the user's needs. When folded, the walker takes up little space, making it easy to store and transport.

### Elements of the walker:



- 1 handgrip
- 2 brake with parking function
- 3 backrest
- 4 seat
- 5 frame folding system
- 6 height adjustment
- 7 rear wheel 8"
- 8 front wheel 8"
- 9 swivel wheel locking lever

## **2. Application**

4-wheeled walker is a support equipment designed for people with reduced mobility who need stable support and assistance while walking. It is also recommended for the elderly as an aid in keeping balance, improving walking comfort and ensuring safety from falling. The use of the walker has a positive effect on the return to activity by people with lower limbs conditions and with locomotion or verticalization problems.

## **3. Assembly**

### **UNFOLDING AND FOLDING**

- To unfold the walker, pull the sides apart to the maximum position until the handgrips are locked (characteristic “click” sound).
- To fold the walker, pull up the frame folding system levers located at the sides and fold them inwards.

### **HEIGHT ADJUSTMENT**

- The height should be set on such a level that the user, who is leaning against the handgrips, stands upright with shoulders in rest position and with slightly bent elbows. It is inadvisable to hang on the walker with all the body weight.
- To adjust the height of legs, press the metal pin, select appropriate height and lock the position of all four legs. The legs are adjustable in 2.5 cm increments.

**NOTE!** The pins must be set on the same level in each leg.

### **BRAKE FUNCTION**

- To stop the rollator, pull the brake handle up, then hold.
- When not in motion or using the seat, lock the parking brake by pulling the brake handle down.
- To release the parking brake, pull the handle upward.


### **SEAT FUNCTION**

- Walker is equipped with 48 cm wide seat allowing the user to rest.
- To put the seat up, grab the seat handle and pull it up.

## SWIVEL WHEELS LOCKING

- Front, swivel wheels can be locked to straight forward position.
- To lock the wheel pull the locking levers up and rotate them sideways (picture 1) and release the levers afterward. Make sure that both wheels are aligned in straight position. A “click” sound should be heard. Repeat on second wheel.
- To unlock swivels wheels, pull up and turn levers back to previous position (picture 1).

**NOTE!** Before using the walker make sure both wheels are either unlocked or locked.



Picture 1

## 4. Technical data

Overall width	67 cm
Inner width	49 cm
Overall depth	64 cm
Seat dimensions	48 x 29 cm
Height adjustment	90-101 cm
Weight	7,80 kg

Maximum capacity	136 kg
------------------	--------

## 5. Notes

**Timago International Group does not bear responsibility of improper use of the walker, failure to comply safety regulations and misuse.**

## 6. Maintenance

- Clean the frame of the walker with a damp cloth using water and mild detergent only. Dry thoroughly.
- Do not use for cleaning: strong polishing and abrasive agents, strong detergents, bleach, petrol or solvents (it may cause frame damage, visible defects and in consequence - loss of warranty rights).
- Remove dirt from moving components of the walker (hinges, clamping screws, locks) on a regular basis.





## 7. Storage and transport conditions






Device should not be exposed to direct sunlight, water or moisture.

## 8. Warranty information

All products distributed by our company are covered by a warranty, the terms of which are described in the warranty card available on our website. Please contact the retailer from whom you purchased the product. Please, keep in mind that for warranty purposes, the proof of purchase (receipt or invoice) should be retained.

## 9. Labels

	Reference number		Manufacturer
	LOT number		Manufacture date

	Serial number		Medical device
	Note		Please read the instruction
	The manufacturer checked for compliance with essential medical devices requirements.		

Our complete line of products is available from our distributors.

Learn more at: [www.timago.com](http://www.timago.com).

Thank you for choosing Timago!

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## Balkonik czterokołowy z hamulcami i siedziskiem


Kod produktu: DEFENDER



### 1. Wykonanie

Balkonik czterokołowy z hamulcami wykonany jest ze wzmocnionej poprzecznie aluminiowej ramy. Wyposażony w siedzisko, oparcie, hamulce z funkcją postojową, przednie koła obrotowe z blokadą o średnicy 8" oraz tylne koła o średnicy 8". Solidne uchwyty zapewniają odpowiednią stabilizację i wygodę użytkownika. Wysokość balkonika może być dostosowana do wzrostu użytkownika. Po złożeniu balkonik zajmuje niewiele miejsca, dzięki czemu można go łatwo przechowywać i przewozić.

### Elementy balkonika:



- 1 uchwyt
- 2 hamulec z funkcją postojową
- 3 oparcie
- 4 siedzisko
- 5 mechanizm składania
- 6 regulacja wysokości
- 7 koło tylne 8"
- 8 koło przednie obrotowe 8"
- 9 dźwignia blokady kół

## **2. Zastosowanie**

Balkonik czterokołowy z hamulcami jest sprzętem pomocniczym, przeznaczonym dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia. Zalecany jest także dla osób starszych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi, poprawy komfortu poruszania się i zapewnienia bezpieczeństwa przed upadkiem. Zastosowanie balkonika wpływa również pozytywnie na powrót do aktywności osób ze schorzeniami kończyn dolnych, mających problemy z lokomocją lub pionizacją.

## **3. Montaż**

### **ROZŁOŻENIE I ZŁOŻENIE BALKONIKA**

- Aby rozłożyć balkonik, należy rozchylić boki do pozycji maksymalnej, aż do zablokowania uchwytów (charakterystyczny dźwięk kliknięcia).
- Aby złożyć balkonik, należy pociągnąć w górę mechanizm składania znajdujący się na bocznej ramie i złożyć ramiona do wewnątrz.

### **REGULACJA WYSOKOŚCI**

- Wysokość należy ustawić na takim poziomie, aby użytkownik opierając się na uchwytach, stał wyprostowany na tyle, na ile pozwala mu stan zdrowia, z ramionami w pozycji spoczynkowej i lekko ugiętymi łokciami. Niewskazane jest zawieszanie się na balkoniku całym ciężarem ciała.
- Aby wyregulować wysokość nóżki, należy wcisnąć metalowy pin, wybrać odpowiednią wysokość, a następnie zablokować położenie. Nóżki regulowane są skokowo co 2,5 cm.

**UWAGA!** Wysokość na wszystkich nóżkach musi być ustawiona na tym samym poziomie.

### **FUNKCJA HAMULCÓW**

- Aby zatrzymać podpórkę należy pociągnąć do góry i przytrzymać uchwyt hamulca.
- W czasie postoju lub korzystania z siedziska należy zablokować hamulec postojowy pociągając uchwyt hamulca w dół.

- Aby zwolnić hamulec postojowy należy pociągnąć jego uchwyt w górę.


## FUNKCJA SIEDZISKA

- Balkonik wyposażony jest w siedzisko o szerokości 48 cm.
- Aby podnieść siedzisko, należy pociągnąć za uchwyt znajdujący się na nim do góry.

## BLOKADA KÓŁ OBROTOWYCH

- Przednie koła obrotowe posiadają blokadę do jazdy na wprost.
- Aby zablokować koło, unieś dźwignię blokady kół do góry i przekręć w bok (zdjęcie 1), a następnie puść dźwignię. Upewnij się, że oba koła są skierowane na wprost. Charakterystyczny dźwięk kliknięcia będzie oznaczał poprawną blokadę. Powtórz czynność na drugim kole.
- Aby odblokować, unieś blokadę i obróć do poprzedniej pozycji (zdjęcie 1).

**UWAGA!** Przed jazdą należy upewnić się, że oba koła są zablokowane lub odblokowane.



Zdjęcie 1

## 4. Specyfikacja techniczna

Szerokość całkowita	67 cm
---------------------	-------



Szerokość wewnętrzna	49 cm
Głębokość całkowita	64 cm
Wymiary siedziska	48 x 29 cm
Regulacja wysokości	90-101 cm
Waga	7,80 kg
Maks. obciążenie	136 kg

## 5. Uwagi i zalecenia

**Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z balkonika, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.**

## 6. Konserwacja

- Ramę balkonika należy czyścić wilgotną szmatką, używając wody i łagodnych detergentów.
- Nie należy używać do czyszczenia: ostrych środków polerskich, silnych detergentów, środków ściernych, wybielaczy, benzyny ani żadnych rozpuszczalników (grozi uszkodzeniem ramy, widocznymi ubytkami, a w konsekwencji – utratą praw gwarancyjnych).
- Należy na bieżąco usuwać zanieczyszczenia z ruchomych elementów balkonika (zawiasów, śrub zaciskowych, blokad).

## 7. Warunki przechowywania i transportu










Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci.

## 8. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę są objęte gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej dostępnej na naszej stronie internetowej. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą, od którego zakupiono produkt. Należy pamiętać, że do

celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

## 9. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów.  
Dowiedz się więcej na [www.timago.com](http://www.timago.com)  
Dziękujemy za wybór Timago!





Timago International Group  
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa  
ul. Karpacka 24/12  
43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00  
F.: +48 33 499 50 11  
E.: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)



09/2024(I)