



Artikelnummer 1000021304

ABENA®

Anatomisch geformte Einlage, ABENA San, 3, mit Fixierstreifen, Premium

- ✓ Hochleistungskern mit Top-Dry-Technologie
- ✓ Unsichtbare Auslaufsperrern für zusätzlichen Schutz
- ✓ Unterstützen ein gesundes Hautgleichgewicht
- ✓ Klebeband mit Namen, Farbcode, Tropfen und Anwendungsanleitung
- ✓ Geruchskontrolle



Produktbeschreibung

ABENA San 1-4 ist unser Premium-Sortiment anatomisch geformter Inkontinenzeinlagen für leichte bis mittlere Inkontinenz mit selbstklebendem Fixierstreifen. Der Hochleistungskern mit Top-Dry-Technologie sorgt für eine schnelle Flüssigkeitsaufnahme und eine trockene Oberfläche. Die vollständig atmungsaktiven Einlagen sind mit unsichtbaren, liegenden Auslaufsperrern für zusätzlichen Schutz ausgestattet. In Kombination helfen diese Funktionen, die Haut zu schützen und das natürliche pH-Gleichgewicht der Haut zu erhalten. Der Geruchsbinder (Odor System) neutralisiert unangenehme Gerüche auf ein Minimum. Die dermatologisch getesteten Produkte sind mit dem Nordic Swan Ecolabel zertifiziert und werden aus FSC-zertifizierten Materialien hergestellt.



Produktspezifikationen

Produktbezeichnung	Anatomisch geformte Einlage
Marke	ABENA
Produktserie	San
Größe	3
Farbe	Weiß
Besonderheiten	Mit Fixierstreifen
Material	ECF-Fluff, atmungsaktives, textilähnliches Material (BTBS), Vliesstoff, PP, Harz, SAP
Länge/Tiefe	33 cm
Breite	11 cm
Toleranz	+/- 10%
Saugstärke Rothwell	500 ml
Geschlecht	Unisex
Qualitätsstufe	Premium
Zertifizierungen	CE. MD. FSC Mix Pulp. Nordischer Schwan. UKCA.
CE-Klasse	Klasse I
Produkt- oder Prüfnormen	ISO 11948-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Richtlinien, Verordnungen und Gesetze	MDR (EU) 2017/745
PZN Packung	10219567
PZN Karton	10219573
Sicherheitshinweise und Warnungen	Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
Haltbarkeit	5 Jahre
Anweisungen zur Aufbewahrung	Trocken, bei Raumtemperatur und ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.

Anweisungen zum Entsorgen von Produkten	Kann mit dem normalen Hausmüll getrennt nach den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.
Anweisungen zum Entsorgen von Verpackungen	Kann recycelt oder verbrannt werden.

Anwendungshinweis

Anatomisch geformte Inkontinenzeinlage für aktive Benutzer mit leichter bis mittlerer Inkontinenz, die die Freiheit haben, ein soziales Leben zu führen, ohne Angst vor Einschränkungen durch Auslaufen und Geruchsbelästigung. Einfache Fixierung in normaler, eng anliegender Unterwäsche mit Hilfe des Fixierstreifens. Erkennung der Produktgröße durch Farbcodes, Namen und Nummerierungssysteme auf Produkt und Verpackung.

Verpackungsinformationen

Einheit	Inhalt	Länge	Breite	Höhe	EAN
Kart	7 Pckg	73.6 cm	22.1 cm	24.2 cm	5713571000519
Pckg	28 Stck	21.5 cm	10 cm	20 cm	5713571000502



Das Nordische Umweltzeichen bzw. der „Nordische Schwan“ ist ein offizielles skandinavisches Umweltzeichen. Produkte mit dem Nordischen Umweltzeichen erfüllen strenge Umweltvorschriften in Bezug auf Rohstoffproduktion, Verwendung, Dokumentation und Sicherheit.



FSC® (Forest Stewardship Council) ist eine internationale Nichtregierungsorganisation, die sich weltweit für die Förderung einer verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung einsetzt. FSC®-zertifizierte Produkte werden aus Rohstoffen aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern und verantwortungsvollen Quellen hergestellt. Die Rückverfolgbarkeit und Integrität des Labels wird durch strenge Kontrollmaßnahmen gewährleistet. Wenn Sie sich für FSC®-zertifizierte Produkte entscheiden, leisten Sie einen Beitrag zum Schutz von Wäldern sowie der Menschen und Tiere, die dort beheimatet sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.fsc.org.



Produkte, die mit MD gekennzeichnet sind, gelten als Medizinprodukte.



Das CE-Zeichen garantiert, dass ein Produkt sicher im Gebrauch ist und allen Sicherheitsvorkehrungen entspricht. CE steht für „Conformité Européenne“ (Europäische Konformität) und ist hauptsächlich auf elektronischen Geräten, Sicherheitsausrüstung, Bauprodukten und medizinischen Produkten und Geräten zu finden.



Die UKCA-Kennzeichnung garantiert, dass ein Produkt sicher in der Anwendung ist und alle Sicherheitsvorkehrungen gemäß den Produktnormen und der Gesetzgebung des Vereinigten Königreichs erfüllt.



Ihre Garantie, dass unsere Produkte auf Inhaltsstoffe getestet wurden, die möglicherweise Hautreizungen verursachen können. Die Tests wurden von einem unabhängigen Labor durchgeführt.



Der saugstarke Kern stellt mit seiner einzigartigen Struktur ein schnelles Absorbieren des Urins sicher, sodass die Oberfläche selbst nach mehreren Entleerungen der Blase trocken bleibt.



Die Neutralisierung von Gerüchen ist ein entscheidender Faktor, um eine diskrete Anwendung sicherzustellen. Die Inkontinenzprodukte von ABENA zeichnen sich durch eine minimale Geruchsentwicklung aus.



Wirksame, sichtbare und unsichtbare Auslaufbarrieren und latexfreie Bündchen sorgen für einen guten Sitz, wodurch sich die Gefahr von Auslaufen verringert.



Die Oberfläche des 100 % atmungsaktiven Produkts mit Auslaufschutz bleibt dank Top-Dry-Funktion auch nach mehreren Entleerungen der Blase trocken. Dies trägt zum Aufrechterhalt des natürlichen pH-Werts der Haut und somit zu deren Gesundheit bei.



Das Produkt ist latexfrei.



Das Produkt ist für erhöhten Tragekomfort vollständig atmungsaktiv und eignet sich auch für den längeren Einsatz. Beugt Hautreizungen vor.



Die einzigartige Top-Dry-Funktion sorgt für eine schnelle Absorption, sodass die Oberfläche selbst nach mehreren Entleerungen der Blase trocken bleibt.



Tropfensystem, welches die Saugstärke anzeigt. Je mehr Tropfen, desto höher die Absorption. Es umfasst 1 bis 9 Tropfen.



Die Verpackung besteht zu 30% aus PCR-Material, d. h. aus vom Verbraucher bereits verwendeten Kunststoffen. So können wir unseren Plastikmüll reduzieren und einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.

