



Artikelnummer 1000021309



Anatomisch geformte Einlage/Vorlage, ABENA San, 7, gelber Farbcode, Premium

- ✓ Hochleistungskern mit Top-Dry-Technologie
- ✓ 360° Auslaufsperr, die ein Auslaufen rundherum verhindert
- ✓ Nässeindikator mit Skala
- ✓ Unterstützt das gesunde Gleichgewicht der Haut
- ✓ Kosteneffektive Lösung mit weniger Auswirkungen auf die Umwelt



Produktbeschreibung

ABENA San 5–12 ist unser Premium-Sortiment anatomisch geformter Vorlagen für mittlere bis schwere Inkontinenz. Der leistungsstarke Saugkern mit der Top-Dry-Technologie sorgt für die Unversehrtheit der Haut und eine optimale Hautpflege, indem auch die sensiblen Bereiche angenehm und trocken bleiben. Die vollständig atmungsaktiven Vorlagen sind mit stehenden Auslaufsperrn in Kombination mit vorne und hinten eingebauten Quersperren ausgestattet, die einen 360°-Auslaufschutz bieten. In Kombination helfen diese Produktspezifikationen, die Haut zu schützen und das natürliche pH-Gleichgewicht der Haut zu erhalten. Das Geruchskontrollsystem minimiert unangenehme Gerüche. Der Nässeindikator mit der Skala erleichtert Benutzern und Pflegepersonen das Erkennen des richtigen Produktwechsels. Durch die Anzeige der Produktauslastung kann leichter der benötigte Absorptionsgrad ermittelt werden. Die dermatologisch getesteten Produkte wurden mit dem Nordic Swan Ecolabel ausgezeichnet. ABENA San in den Größen 5–12 sollten immer mit spezieller Fixierunterwäsche, wie unseren ABENA Fix Produkten, verwendet werden, um einen festen Sitz zu gewährleisten und das Risiko des Auslaufens zu verringern. Das zweiteilige System von ABENA, bestehend aus einer Fixierhose und einer Inkontinenzvorlage, ist eine kosteneffektive Lösung, die weniger Material verbraucht, die Umwelt weniger belastet und die Lebensqualität erhöht.



Produktspezifikationen

Produktbezeichnung	Anatomisch geformte Einlage/Vorlage
Marke	ABENA
Produktserie	San
Größe	7
Farbe	Weiß
Besonderheiten	Gelber Farbcode
Material	ECF-Fluff, PE, atmungsaktives, textilähnliches Material (BTBS), Elastan, Vliesstoff, PP, Harz, SAP
Länge/Tiefe	63 cm
Breite	36 cm
Toleranz	+/- 10%
Saugstärke Rothwell	2100 ml
Geschlecht	Unisex
Qualitätsstufe	Premium
Zertifizierungen	CE, Nordischer Schwan, MD, UKCA.
CE-Klasse	Klasse I
Produkt- oder Prüfnormen	ISO 11948-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Richtlinien, Verordnungen und Gesetze	MDR (EU) 2017/745
PZN Packung	10219685

PZN Karton	10219691
Sicherheitshinweise und Warnungen	Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
Haltbarkeit	5 Jahre
Anweisungen zur Aufbewahrung	Trocken, bei Raumtemperatur und ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.
Anweisungen zum Entsorgen von Produkten	Kann mit dem normalen Hausmüll getrennt nach den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.
Anweisungen zum Entsorgen von Verpackungen	Kann recycelt oder verbrannt werden.

Anwendungshinweis

Inkontinenzvorlagen für mittlere bis schwere Inkontinenz. Einfache Erkennung der Produktgröße durch Farbcodes, Namen und Nummerierungssysteme. ABENA San Produkte sind für viele Bedürfnisse und Körperformen geeignet. ABENA San 5–12 sollte immer mit spezieller Fixierunterwäsche, wie z. B. unseren Abri-Fix Produkten, verwendet werden. Die Fixierhosen sorgen für einen festen Sitz und reduzieren das Risiko des Auslaufens. Ziehen Sie die Fixierhosen bis zur Hälfte der Beine hoch. Falten Sie die Einlage/Vorlage der Länge nach, um eine Schüssel zu formen. Führen Sie das Produkt vorne nach hinten zwischen den Beinen hindurch. Positionieren Sie das obere hintere Ende des Produktes am Steißbein. Breiten Sie die Einlage/Vorlage hinten aus, sodass sich zwischen den Beinen ein Kanal bildet. Verwenden Sie den Nässeindikator, um zu überprüfen, ob das Produkt genau in der Mitte sitzt. Falten Sie das Produkt auf. Ziehen Sie die Fixierhosen in Position.

Verpackungsinformationen

Einheit	Inhalt	Länge	Breite	Höhe	EAN
Kart	4 Pckg	60 cm	40 cm	39.2 cm	5713571000618
Pckg	30 Stck	35.4 cm	16 cm	26 cm	5713571000601



Das Nordische Umweltzeichen bzw. der „Nordische Schwan“ ist ein offizielles skandinavisches Umweltzeichen. Produkte mit dem Nordischen Umweltzeichen erfüllen strenge Umweltvorschriften in Bezug auf Rohstoffproduktion, Verwendung, Dokumentation und Sicherheit.



Produkte, die mit MD gekennzeichnet sind, gelten als Medizinprodukte.



Das CE-Zeichen garantiert, dass ein Produkt sicher im Gebrauch ist und allen Sicherheitsvorkehrungen entspricht. CE steht für „Conformité Européenne“ (Europäische Konformität) und ist hauptsächlich auf elektronischen Geräten, Sicherheitsausrüstung, Bauprodukten und medizinischen Produkten und Geräten zu finden.



Die UKCA-Kennzeichnung garantiert, dass ein Produkt sicher in der Anwendung ist und alle Sicherheitsvorkehrungen gemäß den Produktnormen und der Gesetzgebung des Vereinigten Königreichs erfüllt.



Auslaufbarrieren im Beinausschnitt und um den absorbierenden Kern verhindern ein Auslaufen und sorgen für eine optimale Passform.



Ihre Garantie, dass unsere Produkte auf Inhaltsstoffe getestet wurden, die möglicherweise Hautreizungen verursachen können. Die Tests wurden von einem unabhängigen Labor durchgeführt.



Der saugstarke Kern stellt mit seiner einzigartigen Struktur ein schnelles Absorbieren des Urins sicher, sodass die Oberfläche selbst nach mehreren Entleerungen der Blase trocken bleibt.



Die Neutralisierung von Gerüchen ist ein entscheidender Faktor, um eine diskrete Anwendung sicherzustellen. Die Inkontinenzprodukte von ABENA zeichnen sich durch eine minimale Geruchsentwicklung aus.



Der Nässeindikator ist ein flüssigkeitsempfindlicher Streifen, der die Farbe ändert oder verblasst und dadurch anzeigt, wann das Produkt gewechselt werden muss.



Die Oberfläche des 100 % atmungsaktiven Produkts mit Auslaufschutz bleibt dank Top-Dry-Funktion auch nach mehreren Entleerungen der Blase trocken. Dies trägt zum Aufrechterhalt des natürlichen pH-Werts der Haut und somit zu deren Gesundheit bei.



Das Produkt ist für erhöhten Tragekomfort vollständig atmungsaktiv und eignet sich auch für den längeren Einsatz. Beugt Hautreizungen vor.



Die einzigartige Top-Dry-Funktion sorgt für eine schnelle Absorption, sodass die Oberfläche selbst nach mehreren Entleerungen der Blase trocken bleibt.



Das Produkt ist latexfrei.



Die Verpackung besteht zu 30% aus PCR-Material, d. h. aus vom Verbraucher bereits verwendeten Kunststoffen. So können wir unseren Plastikmüll reduzieren und einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.



Tropfensystem, welches die Saugstärke anzeigt. Je mehr Tropfen, desto höher die Absorption. Es umfasst 1 bis 12 Tropfen.

