



Artikelnummer 1999911816

ABENA®

Fixierhose, ABENA Fix Pants, Super, L, Weiß, Mit Beinen, brauner Farbcode

- ✓ **Komfort:** atmungsaktives, weiches Material, mit Bein
- ✓ **Keine Nähte,** somit keine Druckstellen und Hautirritationen
- ✓ **Auslaufsicherheit** durch elastische Strickausführung und Fixierzonen
- ✓ **Diskretes Aussehen** ähnlich normaler Unterwäsche
- ✓ **Umfassendes Größenangebot** (S-6XL)

OEKO
TEX®
STANDARD
100

Produktbeschreibung

ABENA Fix Pants Super ist eine dehnbare Fixierhose mit Beinen aus atmungsaktivem, weichem Material, die sich an die anatomische Form des Körpers anpasst. Die Fixierhosen ähneln hinsichtlich Design und Komfort normaler Unterwäsche. Die Ausführung aus elastischem Material hält die Ein- und Vorlage fest am Körper und verhindert so ein Auslaufen. Sie bietet optimale Leistung für alle Aktivitäts- und Mobilitätsstufen. Das nahtlose Strickverfahren – ein innovatives Konzept zur Herstellung von Bekleidung, bei dem fast vollkommen auf Nähte verzichtet werden kann – beugt Druckstellen und Hautreizungen vor. Das Produkt kann bis zu 100-mal gewaschen werden und ist daher bei längerem Gebrauch sehr wirtschaftlich. Farbcodes auf der Verpackung und auf der Innenseite des Bunds von ABENA Fix Pants Super vereinfachen die Produkterkennung und geben Aufschluss über Produktname, Größe, Waschanleitung und Materialzusammensetzung. 97 % Polyester und 3 % Elasthan.



Produktspezifikationen

Produktbezeichnung	Fixierhose
Marke	ABENA
Produktserie	Fix Pants
Modell	Super
Größe	L
Farbe	Weiß
Eigenschaften	Mit Beinen
Besonderheiten	Brauner Farbcode
Inhaltsstoffe/Zusammensetzung	97 % Polyester, 3 % Elasthan
Länge/Tiefe	250 mm
Breite	280 mm
Taillenumfang	75-120 cm
Oberschenkelumfang	50-70 cm
Hüftumfang	90-130 cm
Gewicht, netto	26 g
Geschlecht	Unisex
Zertifizierungen	CE. OEKO-TEX. MD. UKCA.
CE-Klasse	Klasse I
Richtlinien, Verordnungen und Gesetze	MDR (EU) 2017/745
Haltbarkeit	5 Jahre
Anweisungen zur Aufbewahrung	Trocken, bei Raumtemperatur und ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.

Washing Instructions	Bei 60 °C waschen. Mit einem Programm für empfindliche Wäsche trocknen. Für ca. 100 Wäschen geeignet. Die Hosen sollten in einem Wäschesack gewaschen werden, um die Haltbarkeit zu verlängern. Bleichmittel können die Haltbarkeit des Produktes beeinträchtigen. Bis zu 7 % kann das Material „einlaufen“ nach dem Waschen.
Anweisungen zum Entsorgen von Produkten	Kann mit dem normalen Hausmüll getrennt nach den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.
Anweisungen zum Entsorgen von Verpackungen	Kann recycelt oder verbrannt werden.

Anwendungshinweis

ABENA Fix Pants Super sollten als Teil einer 2-teiligen Inkontinenzlösung zur Fixierung einer Inkontinenzeinlage und -vorlage getragen werden. Fixierhosen sind in der Schrittpartie breiter und elastischer als normale Unterwäsche. Sie erleichtern den Alltag durch hohen Komfort und Sicherheit.

Verpackungsinformationen

Einheit	Inhalt	Länge	Breite	Höhe	EAN
Kart	60 Stck	37 cm	24 cm	19.8 cm	5703538474736
pckg	3 Stck	24.5 cm	17 cm	4 cm	5703538474729
Stck	1 Stck				



Produkte, die mit MD gekennzeichnet sind, gelten als Medizinprodukte.



Das CE-Zeichen garantiert, dass ein Produkt sicher im Gebrauch ist und allen Sicherheitsvorkehrungen entspricht. CE steht für „Conformité Européenne“ (Europäische Konformität) und ist hauptsächlich auf elektronischen Geräten, Sicherheitsausrüstung, Bauprodukten und medizinischen Produkten und Geräten zu finden.



Die UKCA-Kennzeichnung garantiert, dass ein Produkt sicher in der Anwendung ist und alle Sicherheitsvorkehrungen gemäß den Produktnormen und der Gesetzgebung des Vereinigten Königreichs erfüllt.



OEKO-TEX, auch bekannt als „Textiles Vertrauen“, ist ein weltweit verwendetes Gesundheits- und Umweltlabel. Das Zertifikat stellt sicher, dass Textilien keine gesundheits- oder umweltschädlichen Substanzen enthalten.



Das Produkt ist latexfrei.



Das Produkt kann bei bis zu 60 Grad gewaschen werden.



Keine Bleiche verwenden.



Das Produkt kann bei niedrigen Temperaturen im Wäschetrockner getrocknet werden.



Das Produkt nicht bügeln.



Das Produkt ist nicht für die chemische Reinigung geeignet.



Das Produkt kann bis zu 100 Mal gewaschen werden.

