



Artikelnummer 411609



Unterlage, ABENA Abri-Soft Basic, 60x40cm, hellblau, Flocken/Nonwoven/PE

- ✓ Saugfähiger Flockenkern
- ✓ Weiche und glatte Vliesoberfläche
- ✓ Schnelle Flüssigkeitsaufnahme
- ✓ Flüssigkeitsundurchlässige Rückseite und versiegelte Ränder für zusätzlichen Schutz



Produktbeschreibung

Abri-Soft Basic wird als schützende Einwegunterlage für z. B. Betten und Stühle verwendet. Geeignet bei Inkontinenz, aber auch für unsterile Anwendungen. Die Unterlage hat versiegelte Ränder für optimalen Auslaufschutz. Für erhöhten Benutzerkomfort besteht die Oberfläche aus weichen Vliesmaterial. Die Verwendung von Einwegunterlagen reduziert das Kontaminationsrisiko. Abri-Soft Basic bietet eine leichte bis mittlere Saugfähigkeit und ist in verschiedenen Größen erhältlich.



Produktspezifikationen

Produktbezeichnung	Unterlage
Marke	ABENA
Produktserie	Abri-Soft Basic
Unterfarbe	Hellblau
Besonderheiten	Unsteril
Einmalige oder mehrfache Verwendung	Einweg
Material	Flocken, Nonwoven, PE
Länge/Tiefe	60 cm
Breite	40 cm
Gewicht, netto	35 g
Toleranz	+/- 5 cm
Saugstärke Rothwell	800 ml
Zertifizierungen	CE, FSC Mix, MD, Nordischer Schwan
CE-Klasse	Klasse I
Produkt- oder Prüfnormen	ISO 11948-1
Richtlinien, Verordnungen und Gesetze	MDR (EU) 2017/745
PZN Packung	1943034
Haltbarkeit	5 Jahre
Anweisungen zur Aufbewahrung	Trocken lagern, bei Raumtemperatur und nicht im Sonnenlicht.
Anweisungen zum Entsorgen von Produkten	Kann mit dem normalen Hausmüll getrennt nach den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Bei Verdacht auf Kontamination muss das Produkt als klinischer Abfall entsorgt werden.
Anweisungen zum Entsorgen von Verpackungen	Wiederverwerten oder verbrennen.

Anwendungshinweis

Die Unterlage muss mit der blauen Seite nach unten auf das Bett oder den Stuhl gelegt werden. Die Unterlage vor dem Gebrauch vollständig ausbreiten.

Verpackungsinformationen

Einheit	Inhalt	Länge	Breite	Höhe	EAN
kart	4 pckg	60.5 cm	40.5 cm	37 cm	
pckg	60 stck	29.5 cm	19.5 cm	37.5 cm	



Das Nordische Umweltzeichen bzw. der „Nordische Schwan“ ist ein offizielles skandinavisches Umweltzeichen. Produkte mit dem Nordischen Umweltzeichen erfüllen strenge Umweltvorschriften in Bezug auf Rohstoffproduktion, Verwendung, Dokumentation und Sicherheit.



FSC® (Forest Stewardship Council) ist eine internationale Nichtregierungsorganisation, die sich weltweit für die Förderung einer verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung einsetzt. FSC®-zertifizierte Produkte werden aus Rohstoffen aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern und verantwortungsvollen Quellen hergestellt. Die Rückverfolgbarkeit und Integrität des Labels wird durch strenge Kontrollmaßnahmen gewährleistet. Wenn Sie sich für FSC®-zertifizierte Produkte entscheiden, leisten Sie einen Beitrag zum Schutz von Wäldern sowie der Menschen und Tiere, die dort beheimatet sind. „FSC® Mix“ bedeutet, dass das Produkt aus einer Mischung aus FSC-zertifiziertem Holz und recycelten Materialien besteht. Weitere Informationen finden Sie unter www.fsc.org.



Produkte, die mit MD gekennzeichnet sind, gelten als Medizinprodukte.



Das CE-Zeichen garantiert, dass ein Produkt sicher im Gebrauch ist und allen Sicherheitsvorkehrungen entspricht. CE steht für „Conformité Européenne“ (Europäische Konformität) und ist hauptsächlich auf elektronischen Geräten, Sicherheitsausrüstung, Bauprodukten und medizinischen Produkten und Geräten zu finden.



Das Symbol „Dermatologisch getestet“ garantiert, dass Produkte von einem unabhängigen Drittlabor auf mögliche Hautreizungen getestet wurden.



Rohmaterial, welches das 10-fache seines Eigengewichts aufnimmt und Flüssigkeit hervorragend verteilt.



Das Produkt ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt.