

DA EN

MOBIACARE[®]
MEDICAL EQUIPMENT



BRUGSANVISNING: VANDTÆT MADRASOVERTRÆK

USER MANUAL : MATTRESS COVER WATERPROOF

REF: 0806634

Påtænkt anvendelse:



Madrasovertrækket skaber en vandtæt beskyttelse af sengemadrassen.

Betrækkets materiale er nylon, hvilket giver holdbarhed og beskytter madrassen mod væsker. Dens vandtætte sider tillader ikke nogen form for fugt at trænge ind i madrassen.

Betrækket er tilbehør til madrassen og sengen, som fås separat.

Betrækkets mål er 200x90 cm og passer til alle madrasser med disse mål og en tykkelse på op til 15 cm.

Nettovægten af det vandtætte betræk er: 142 g

Yderligere instruktioner:

- Læg madrassen ind i betrækket.
- Brug lynlåsen til at lukke betrækket og fastgøre madrassen.
- Brug IKKE en madras, der er større end betrækkets størrelse.

Vedligeholdelse og rengøring:

- Håndvask ved 30-40 °C.
- Ingen klorin.
- Intet renseri.
- Ingen tørretumbler.
- Hæng det til tørre på en bøjle.
- Ingen strygning.
- Hvis det er nødvendigt, kan du bruge en klud og mild sæbe på de områder, der skal rengøres.
- Tør derefter godt med en tør klud, før du bruger det igen.
- Hvis du har brug for at desinficere produktet, skal du bruge et almindeligt, mildt desinfektionsmiddel.

FORSIGTIG (!):



- I tilfælde af skader eller funktionsfejl på dit produkt må du IKKE bruge produktet, og du skal kontakte den autoriserede og uddannede repræsentant.
- Brug ikke produktet til et formål, der ikke er angivet i denne brugsanvisning
- MOBIAM S.A. fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle konsekvenser, der sker som følge af forkert brug af dette produkt og uautoriseret ændring af produktets ramme.
- MOBIAM S.A. forbeholder sig retten til at ændre oplysningerne i dette dokument uden forudgående varsel.
- Der er en $\pm 3\%$ afvigelse for produkternes dimensioner.



Miljøbeskyttelse:

Hvis du en dag finder ud af, at produktet skal udskiftes, eller at det ikke længere fungerer for dig, bør du tage hensyn for at beskytte miljøet:

- 1) Smid ikke produktet ud sammen med resten af det offentlige affald (det er også hensigten med det viste genbrugsskilt).
- 2) Kontakt de offentlige myndigheder, så de kan informere dig om de genbrugsstationer, hvor produktet skal bortskaffes.
- 3) Korrekt bortskaffelse af produktet bidrager til at beskytte miljøet og til at genbruge produktets komponenter.

Overensstemmelseserklæring:

Vi er eneansvarlige for at erklære, at det medicinske udstyr, der er nævnt i denne erklæring, er af lavrisikoklasse (klasse I) og overholder kravene i EU-forordning 745/2017 og, hvor det er relevant, de standarder og den lovgivning, der henvises til.

INDBERETNING AF HÆNDELSER:

Enhver alvorlig hændelse, der opstår i forbindelse med brug af udstyret, skal indberettes til producenten og en kompetent myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er bosiddende.

GARANTI:

Produktet er dækket af garanti i en periode på et (1) år fra købsdatoen.

Garantien dækker fabriksfejl og dækker **IKKE** skader, der skyldes forkert brug, dårlig vedligeholdelse, ændringer, overforbrug eller manglende overholdelse af produktets brugsanvisning. Dækker heller **IKKE** de dele, der kan blive slidt under brug eller med tiden.

Skader eller defekter forårsaget af naturkatastrofer, uautoriseret vedligeholdelse eller reparation, forsyningsproblemer (hvor det er relevant) og transportører er ikke dækket af garantien.

Formular til garantikrav

Data om køber

Navn:

Købsdato: S/N:

LOT: Telefon:

Data om forhandler

Navn:

Adresse:

Phone:

Forhandler-stempel



MOBIAK S.A

ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ

KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE

T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com



Intended Use:

The Mattress Cover creates a waterproof protection for the bed mattress.

The material of the cover is Nylon, which offers durability and protection of the mattress from liquids. Its waterproof sides do not allow any form of moisture to penetrate the mattress.

The cover is accessory for the mattress and bed which are offered separately.

The dimension of the Cover is 200x90 and is suitable for all the mattresses with these dimensions and thickness up to 15 cm.

The net weight of the Waterproof cover is : 142gr.

Further Instructions:

- Place the mattress inside the cover.
- Use the zipper to close the cover and secure the mattress.
- DO NOT use a mattress larger than the size of the cover

Maintenance & Cleaning:

- Hand washing at 30-40 °C.
- No chlorine.
- No dry cleaning.
- No dryer.
- Dry it on a hanger.
- No ironing.
- If necessary you can use a cloth and mild soap in areas where need cleaning.
- Then dry well with a dry cloth before using it again
- If you must disinfect the product, use a common, mild disinfectant.

CAUTION (!):

- In case of damage or malfunction of your product DOT NOT use the product and please contact the authorized and trained representative.
- Do not use the product for a purpose not indicated in this manual
- MOBIAK S.A declines all responsibilities for any consequences resulting from an incorrect use of this product and from unauthorized alteration to the frame of the product.
- MOBIAK S.A reserves the right to change the information contained in this document without previous notice
- There is a $\pm 3\%$. Deviation for the Dimensions of the Products.



Environmental Protection:

If one day you find that your product needs to be replaced or it is no longer working for you, consider protecting the environment:

- 1) Do not dispose your product along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the Recycling centers to which your product must be disposed.
- 3) Correct disposal of your product helps the protection of the environment as well as the recycling of the products' components.

Declaration of Conformity:

We are solely responsible for declaring that the Medical Devices mentioned in this statement are of Low-Risk Class (Class I) and comply with the requirements of the European Regulation 745/2017 and where appropriate, the standards and legislation referred to.

INCIDENT REPORTING:

Any serious incident that occurs in relation to use of the device must be reported to the manufacturer and a competent authority of the Member State in which the user and / or patient resides

WARRANTY:

The product is guaranteed for a period of one (1) year from the purchasing date.

The warranty covers factory defects & **DOES NOT** cover damages resulting from misuse, poor maintenance, modification, overuse or non-compliance with the product's operating instructions. Also **DOES NOT** cover the parts that can wear out during use or over time.

Damages or defects caused by: natural disasters, unauthorized maintenance or repair, supply problems (where applicable), carriers are not covered by the warranty.

Warranty Claim Form

Buyers Data

Name:

Date of purchase: **S/N**

LOT:..... **Phone:**

Resellers Data

Name :



















Address:.....

Phone:

Reseller Stamp

Beskrivelse af symboler, der er trykt på etiketten, hoveddæskan og/eller brugsanvisningen

Description of symbols that have been printed on the label, Master Carton and or User Manual

	<p>Medicinsk udstyr Medical Device</p>		<p>CE-mærke CE Mark</p>
	<p>Producent Manufacturer</p>		<p>Produktionsdato Production Date</p>
	<p>Produktnummer Product Number</p>		<p>Læs brugsanvisningen Read the instruction for use</p>
	<p>Serienummer Serial Number</p>		<p>Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget Do not use if Package is Damage</p>
	<p>Batchnummer Batch Number</p>		<p>Denne side op Right Way Up</p>
	<p>Unik udstyrsidentifikation Unique Device Identification</p>		<p>Holdes væk fra sollys Keep away from sunlight</p>
	<p>Holdes tør Keep Dry</p>		<p>Stablehøjde Stacking Height</p>
	<p>Håndteres med forsigtighed Handle With Care</p>		<p>Skrøbelig Fragile</p>
	<p>Kun til indendørs brug Use Only</p>		<p>Direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr Waste Electrical and Electronic Equipment Directive</p>